

CATALOGUE **LIFE SCIENCES**

La science mérite l'excellence



CATALOGUE LIFE SCIENCES

La science mérite l'excellence





SIÈGE D'EUROBIO SCIENTIFIC AUX ULIS (91)

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 60 ans, Eurobio Scientific joue un rôle clé dans l'accompagnement du développement des laboratoires de diagnostic et des industries de la santé.

Fondée à Paris en 1962, la société a toujours été, en France comme à l'international, le partenaire des meilleurs acteurs du diagnostic *in vitro* et des sciences de la vie. Son principal engagement réside dans la volonté de fournir à ses clients des solutions innovantes et de qualité combinées à des services de haut niveau.



EUROBIO SCIENTIFIC

Experts in diagnostic solutions

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic *in vitro* de spécialités et des sciences de la vie.

L'entreprise intervient de la recherche à la commercialisation de tests de diagnostic dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie et des maladies infectieuses auprès des laboratoires d'analyses de biologie médicale hospitaliers et privés. Elle propose également des réactifs pour les laboratoires de R&D au sein des organismes publics et des sociétés pharmaceutiques ou de biotechnologie.

Le savoir-faire d'Eurobio Scientific repose sur la commercialisation de tests de diagnostic et de solutions automatisées conçues par ses partenaires industriels, combinée à un portefeuille de produits propriétaires fabriqués sur ses propres sites de production.






Culture Cellulaire

7




Biologie Moléculaire

31



Immunohistochimie

53



Immunofluorescence

77




ELISA

85



Biochimie

127



Anticorps et marquages biomoléculaire

155

Culture Cellulaire 7

Sérums	8
Lysat plaquettaire humain	10
Milieux pour la culture cellulaire	11
Tampons & solutions salines	14
Réactifs pour la culture cellulaire	16
Culture cellulaire 3D	17
Cytokines & facteurs de croissance	20
Séparation cellulaire	24
Cytogénétique	25
Instruments	26

Biologie Moléculaire 29

Extraction & purification	30
Amplification	33
Réactifs d'amplification en temps réel	36
Electrophorèse	40
Hybridation	42
Réactifs divers	42
Instruments	44

Immunohistochimie 53

Neuro-Traceurs	54
Préparation des tissus	55
Démasquage des antigènes	56
Blocage de bruits de fond	56
Amplification et révélation	58
Substrats pour l'IHC	64
Contre-colorant	66
Milieux de montage pour l'IHC	66
Colorations spéciales	67
Instruments	74

Immunofluorescence 77

Inhibiteurs d'autofluorescence	78
Amplification & Révélation	78
Multiplexage	81
Milieux de montage	82
Colorants cellulaires fluorescents	83

ELISA 85

Kits ELISA	86
Apoptose / Autres morts cellulaires	86
Cardiovasculaire	87
Diabète & Obésité	89
Endocrinologie	94
Foie & Fibrose	97
Neurosciences	97
Os & Cartilage / Métabolisme du Ca ²⁺	99
Dosages Salivaires	101
Stress Oxydatif	105
Système Immunitaire	107
Vétérinaire	112
Réactifs ELISA	117

Biochimie 127

Réactifs	128
Contrôles	148
Solutions de calibration	150
Réactifs additionnels	151
Instruments	152

Anticorps et marquages biomoléculaire 155

Anticorps Primaires	156
Cellules dendritiques	156
Bactéries	163
Anticorps Secondaires	165
Lectines	169
Bioconjugaison	178
Chimie Click	180

Production à façon 184



CULTURE CELLULAIRE

Sérums	8
Lysat plaquettaire humain	10
Milieus pour la culture cellulaire	11
Tampons & solutions salines	14
Réactifs pour la culture cellulaire	16
Culture cellulaire 3D	17
Cytokines & facteurs de croissance	20
Séparation cellulaire	24
Cytogénétique	25
Instruments	26

Sérums

Eurobio Scientific vous offre une large gamme de sérums de différentes origines pour vous accompagner dans vos projets de recherches et vos découvertes.



Présélectionnés
pour vos
cellules



Réservation
de lots et
stockage



Producteur
français



Sérums d'espèces bovines

Référence	Désignation	Conditionnement
CBVBOV00-01	Sérum de Bovin	500 mL
CVFSVF01-0U	Sérum de Veau Fœtal Australien	100 mL
CVFSVF01-01		500 mL
CVFSVF06-0U	Sérum de Veau Fœtal Décomplémenté	100 mL
CVFSVF06-01		500 mL
CVFSVF00-0U	Sérum de Veau Fœtal Eutroph®	100 mL
CVFSVF00-01		500 mL
CVFSVF17-0U	Sérum de Veau Fœtal faible taux d'endotoxines (< 1 EU/mL)	100 mL
CVFSVF17-01		500 mL
CVFSVF12-0U	Sérum de Veau Fœtal Gamma irradié	100 mL
CVFSVF12-01		500 mL
CVFSVF11-0U	Sérum de Veau Fœtal sans tétracyclines	100 mL
CVFSVF11-01		500 mL
CVFSVF04-0U	Sérum de Veau Fœtal U.S.D.A. origine USA	100 mL
CVFSVF04-01		500 mL
CVFSVF05-0U	Sérum de Veau Fœtal U.S.D.A. non USA	100 mL
CVFSVF05-01		500 mL
CBVCLF00-0U	Sérum de Veau	100 mL
CBVCLF00-01		500 mL
CBVWNN00-0U	Sérum de Veau Nouveau-Né	100 mL
CBVWNN00-01		500 mL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Décomplémenter le sérum permet de dégrader les protéines du complément par la chaleur afin de limiter les réactions immunologiques. Pour cela, il vous suffit de plonger votre bouteille 30 minutes dans un bain-marie à 56°C. Eurobio Scientific peut même le faire pour vous !

Sérums d'autres espèces

Référence	Désignation	Conditionnement
CAEANE00-0U 	Sérum d'Âne	100 mL
CCVCHL00-0U 	Sérum de Cheval	500 mL
CCVCHL00-01 		
CAECHV00-0U 	Sérum de Chèvre	100 mL
CAECHV00-01 		500 mL
CAELPN00-0U 	Sérum de Lapin	100 mL
CAEMTN00-0U 		500 mL
CAEMTN00-01 	Sérum de Mouton	
CAEPRC00-0U 	Sérum de Porc	100 mL
CAEPRC00-01 		500 mL
CCVPLN00-0U 	Sérum de Poulain	100 mL
CCVPLN00-01 		500 mL

Sérum albumine bovine

Référence	Désignation	Conditionnement
HALALB00-0P	ALBUMINE BOVINE 20% AVEC AZIDE	20 mL
HALALB01-0P	ALBUMINE BOVINE 30% AVEC AZIDE	
HALALB02-0P	ALBUMINE BOVINE 30% SANS AZIDE	
HALALB07-62	ALBUMINE BOVINE FRACTION V POUDRE	100 g
HALALB07-65		500 g
HALALB11-66	ALBUMINE BOVINE FRACTION V POUDRE - ORIGINE USA	1 kg
HALALB09-62	ALBUMINE BOVINE PROTEASES FREE	100 g
HALALB06-62	BSA SANS ACIDE GRAS EN POUDRE	

Sérum humain

Référence	Désignation	Conditionnement
S419H-100 	Sérum Humain AB mâle décomplémenté	100 mL
S4190-100 	Sérum Humain AB mâle	

Lysat Plaquettaire humain



Le lysat plaquettaire humain représente une alternative au sérum d'origine animale. Il est enrichi en facteurs de croissance, chimiokines et autres molécules garantissant une prolifération optimale des cellules tout en préservant leurs capacités de différenciation.

Eurobio Scientific vous propose HuLysse hPL (human platelet lysate) et une variante sans fibrinogène, Hulyse FD (fibrinogen depleted). Ce dernier est utilisé sans addition d'anticoagulant dans le milieu de culture (héparine).




 **Sécuritaire :**
origine humaine

 **Croissance**
cellulaire optimale

 **Reproductibilité**

Le lysat plaquettaire humain est dérivé de plaquettes qui contiennent une variété de protéines et médiateurs essentiels.



Régulateurs de Croissance et Angiogénèse

- bFGF
- IGF-1
- VEGF-A
- VEGF-C
- EGF
- BDNF
- Angiopoietin-1

Molécules immunologiques

- Complement Factors
- Factor H

Facteur de coagulation

- Prothrombine
- Antithrombine
- Alpha 2-antiplasmine
- Plasmine, Plasminogène

Molécules d'adhésion

- Selectine P
- Facteur de Von Willebrand
- Vitronectine
- Fibrinogène

Chimiokines

- IL-8
- RANTES / CCL5
- MCP-1 / CCL2
- MCP-3 / CCL3

Lysat Plaquettaire humain

Référence	Désignation	Conditionnement
CHPL01-0T	HuLysse hPL Human Platelet Lysate	50 mL
CHPL01-0U		100mL
CHPL01-01		500 mL
CHPL00-0T	Hulyse hPL Human Platelet Lysate FD	50 mL
CHPL00-0U		100mL
CHPL00-01		500 mL

Milieux pour la culture cellulaire



Optez pour les milieux de culture Eurobio Scientific produits au sein de notre usine de production aux Ulis (Ile-de-France).



Parcourez le développement des différents milieux au fil du temps.

1950

Medium 199

Développé pour cultiver des cellules embryonnaires de poulet. Il inclut des vitamines liposolubles, du cholestérol et des précurseurs d'acides nucléiques, en plus des ingrédients du milieu de White.

1955

BME

Le Basal Medium Eagle contient une quantité minimale nécessaire de composants requis pour les cellules L de souris et les cellules HeLa.

1957

CMRL1066

Un milieu chimiquement défini pour cultiver des cellules L sous des conditions sans protéines.

1959

MEM

Le Minimum Essential Medium (MEM) contient une concentration de la majorité des acides aminés et vitamines deux fois plus élevée que dans le BME.

1963

Leibovitz L-15

Permet le maintien du pH des cultures en l'absence d'un incubateur à CO₂. Contient du pyruvate et du galactose à haute concentration ainsi qu'un niveau élevé de sodium.

1963

Milieu de Ham F-10

Développé pour la culture de cellules CHO (ovaires de hamster chinois) dans des conditions sans sérum, substitué par l'albumine et l'insuline. C'était le premier à contenir des oligoéléments, du cuivre et du zinc.

1959

DMEM

Milieu modifié avec une concentration accrue d'acides aminés et de vitamines présents dans le BME. Utilisé pour étudier les virus polioyélitiques dans des cultures cellulaires.

1965

Milieu de Ham F-12

Un milieu synthétique complètement défini dans lequel la sérine du milieu de Ham F-10 a été substituée par l'acide linoléique et la putrescine, permettant une meilleure prolifération cellulaire dans des conditions sans sérum.

1966

RPMA 1640

Basé sur le milieu 5A (développé par McCoy et al., 1959) et modifié pour la culture à long terme des lymphocytes.

1979

DMEM/F-12

DMEM et milieu de Ham F-12 combinés dans un rapport de 1:1 pour produire un milieu compatible avec une variété de cellules.



Milieu essentiel minimum de EAGLE (MEM)

Référence	Désignation	Conditionnement	
CM1MEM18-01**	MEM de EAGLE sels de EARLE avec Glutabio, Liquide 1X	500 mL	CE IVD
CM1MEM10-01	MEM de EAGLE sels de EARLE sans L-glutamine, Liquide 1X		CE IVD
CM1MEM10K-BP***		12 x 500 mL	
P0450-N5L	MEM de EAGLE sels de EARLE sans bicarbonate avec L-glutamine et AANE, poudre	Qsp 5 L	
CM1MEM40-01	MEM de EAGLE sels de EARLE sans L-glutamine avec AANE, Liquide 1X	500 mL	CE IVD
CM1MEM40K-BP***		12 x 500 mL	
L0445-500	MEM de EAGLE sels de EARLE sans L-glutamine avec AANE et HEPES, Liquide 1X	500 mL	

Milieu de EAGLE modification de DULBECCO (DMEM)

Référence	Désignation	Conditionnement	
L0090-500	DMEM/F12 sans L-glutamine, Liquide 1X	500 mL	CE IVD
CM1DME68-01**	MEM DULBECCO glucose 4,5 g/L avec Glutabio , Liquide 1X		
L0103-500	MEM DULBECCO glucose 4,5 g/L avec glutamine stable et pyruvate de sodium		
L0104-500	MEM DULBECCO glucose 4,5 g/L avec glutamine et pyruvate de sodium		
P0103-N5L	MEM DULBECCO glucose 4,5 g/L avec L-glutamine sans bicarbonate, poudre	Qsp 5 L	
CM1DME60-01	MEM DULBECCO glucose 4,5 g/L sans L-glutamine , Liquide 1X	500 mL	CE IVD
CM1DME60K-BP***		12 x 500 mL	
L0106-500	MEM DULBECCO glucose 4,5 g/L sans L-glutamine avec pyruvate de sodium, Liquide 1X	500 mL	

MEM modification de GLASGOW (GMEM, BHK 21)

Référence	Désignation	Conditionnement
L0221-500	GMEM BHK 21 avec L-glutamine, Liquide 1X	500 mL
CM2BHK00-01	GMEM BHK 21 sans L-glutamine, Liquide 5X	

Milieu 199 (Sels de EARLE)

Référence	Désignation	Conditionnement
L0356-500	Milieu 199 sels de EARLE sans L-glutamine, Liquide 1X	500 mL

** Glutabio est une forme de L-Glutamine stabilisée / *** Référence de commande uniquement



Milieu RPMI 1640

Référence	Désignation	Conditionnement
CM1RPM08-01**	Milieu RPMI 1640 avec Glutabio, Liquide 1X	CE
CM1RPM06-01	Milieu RPMI 1640 avec HEPES sans L-glutamine avec bicarbonate (0,85 g/l), Liquide 1X	500 mL
L0490-500	Milieu RPMI 1640 avec HEPES sans L-glutamine avec bicarbonate (2,0 g/l), Liquide 1X	
CM1RPM06-01	Milieu RPMI 1640 avec HEPES sans L-glutamine sans bicarbonate, Liquide 1X	
CM1RPM00-6U		6 x 100 mL
CM1RPM00-01	Milieu RPMI 1640 sans L-glutamine, Liquide 1X	500 mL
CM1RPM00K-BP***		12 x 500 mL
L0505-500	Milieu RPMI 1640 sans L-glutamine sans rouge de phénol, Liquide 1X	500 mL

Milieu ALPHA (modification du MEM de EAGLE avec sels de EARLE)

Référence	Désignation	Conditionnement
L0476-500	Milieu ALPHA sans L-glutamine, Liquide 1X	500 mL

Milieu de DULBECCO modification de ISCOVE

Référence	Désignation	Conditionnement
L0191-500	Milieu de ISCOVE avec Glutamine stable, Liquide 1X	500 mL

Milieu L15 (LEIBOVITZ)

Référence	Désignation	Conditionnement
CM1L1500-6U	Milieu L15 LEIBOVITZ sans bicarbonate sans L-glutamine, Liquide 1X	6 x 100 mL
L0300-500		500 mL

Milieu de HAM

Référence	Désignation	Conditionnement
CM1H1000-01	Milieu de HAM F10 sans L-glutamine, Liquide 1X	500 mL
L0136-500	Milieu de HAM F12 sans L-glutamine, Liquide 1X	

** Glutabio est une forme de L-Glutamine stabilisée / *** Référence de commande uniquement

Tampons & solutions salines



Les tampons et solutions salines garantissent la stabilité de vos échantillons biologiques en recherche et production. Choisissez parmi nos solutions produites dans notre usine aux Ulis (Ile-de-France) pour tout type d'application.



Tamp. PBS de Dulbecco

Référence	Désignation	Conditionnement	
CS1PBS00-6U	Tamp. PBS, Liquide 1X	6 x 100 mL	CE
CS1PBS00-01		500 mL	CE
CS1PBS00K-BP***		12 x 500 mL	
X0520-500	Tamp. PBS, Liquide 10X	500 mL	
CS1PBS01-6U	Tamp. PBS sans Ca & Mg, Liquide 1X	6 x 100 mL	CE
CS1PBS01-01		500 mL	CE
CS1PBS01K-BP***		12 X 500 mL	
CS3PBS01-6U	Tamp. PBS sans Ca & Mg, Liquide 10X	6 x 100 mL	
CS3PBS01-01		500 mL	
CS0PBS01-07	Tamp. PBS sans Ca & Mg, Poudre	qsp 1 litre	
CS0PBS01-08		qsp 5 litres	

*** Référence de commande uniquement

Solutions salines de EARLE

Référence	Désignation	Conditionnement
CS1SSE10-6U	Solution Saline de EARLE, Liquide 1X	6 x 100 mL  
CS1SSE10-01		500 mL  
CS3SSE10-6U	Solution Saline de EARLE, Liquide 10X	6 x 100 mL
CS3SSE10-01		500 mL
CS3SSE14-6U	Solution Saline de EARLE haute température, Liquide 10X	6 x 100 mL
CS3SSE13-6U	Solution Saline de EARLE sans rouge de phénol, Liquide 10X	

Solutions salines de HANKS

Référence	Désignation	Conditionnement
CS1SSH20-01	Solution Saline de HANKS, Liquide 1X	500 mL  
X0509-500	Solution Saline de HANKS, sans bicarbonate, Liquide 10X	
CS1SSH21-6U	Solution Saline de HANKS, sans Ca & Mg, Liquide 1X	6 x 100 mL  
L0607-500	Solution Saline de HANKS, sans Ca & Mg, sans rouge de phénol, Liquide 1X	500 mL
L0612-500	Solution Saline de HANKS, sans rouge de phénol, Liquide 1X	

Autres tampons

Référence	Désignation	Conditionnement
L0680-100	Bicarbonate de sodium à 7,5 %	100 mL
CS1EAU00K-BP***	Eau pour culture cellulaire	12 x 500 mL
CSTHEP00-0U	HEPES (1M) 50X	100 mL  
CS1PHY00-01	Sérum physiologique	500 mL
CS1SST00-6U	Solution Saline de Tyrode, Liquide 1X	6 x 100 mL  
CS1TPH00-01	Tampon phosphate, Liquide 1 X	500 mL

*** Référence de commande uniquement

Réactifs pour la culture cellulaire

Antibiotiques

Référence	Désignation	Conditionnement
CABAMB00-OU 	Amphotéricine B = Fungizone	100 mL
CABGE400-OU 	G 418-sulphate solution (50mg/mL) - Généticine 5G	
CABGEN00-OM 	Gentamicine Solution à 1,0% (10mg/mL)	10 mL
L-X16-010 	Nanomycopolitine 20X	
L-X16-100 		
CABPES02-OU 	Pénicilline 5000 UI/ mL Dihydro Streptomycine 5 000 µg/mL, Liquide	100 mL
CABPES01-OU 	Pénicilline 10 000 UI/mL Streptomycine 10 000 µg/mL, Liquide	

Enzymes

Référence	Désignation	Conditionnement
L0950-100 	Accutase	100 mL
CEZVER00-OU	EDTA (Versene) 1/5000 (avec rouge de phénol)	
CEZTRY00-OU 	Trypsine 0,25 % en tampon Tris avec rouge de phénol	
CEZTRY01-OU 	Trypsine 2,5 % en sérum physiologique 10X sans rouge de phénol	
CEZTDA00-OU 	Trypsine à 0,5g/L-EDTA 0,2 g/L; sans rouge de phénol	
CEZTDA01-OU 	Trypsine-EDTA 10X sans rouge de phénol	
L0930-100 	Trypsine-EDTA 1X avec rouge de phénol	

Acides aminés & vitamines

Référence	Désignation	Conditionnement
X0551-100 	Glutamine stable (200mM) 100X	100 mL
CSTGLU00-OU 	L-Glutamine (200 mM) 100X	
CSTVAT00-OU	Pyruvate de sodium (100mM) 100X	
X0557-100	Solution d'acides aminés non essentiels de MEM 100X sans L-Glutamine	
X0556-100 	Vitamines pour MEM 100X sans L-glutamine	

Colorants

Référence	Désignation	Conditionnement
CSTCOL03K-AO	Trypan Bleu à 0,4 % en sérum physiologique	10 x 20 mL

Marqueur de viabilité cellulaire

Référence	Désignation	Conditionnement
CSTFLU00-1MG 	Fluogen	1 mg

Culture cellulaire 3D



Révolutionnez votre façon de faire de la culture 3D avec le LunaGel™, matrice extracellulaire innovante !



Reproductible




Protocole à T° ambiante



Rigidité modulable


Protocole d'utilisation du LunaGel™



10 - 15 min


3 à 7 jours

Applications



Regénération tissulaire / Angiogenèse

Organisation en réseau capillaire stable et mature suite à la coculture de cellules endothéliales humaines (HUVEC) et de cellules mésenchymateuses (MSC) dans la matrice LunaGel™. Marquage de CD31 (rouge) et actine (vert).



Sphéroïdes/ Organoïdes

Formation de sphéroïdes structurés et bien définis à partir de lignée de cellules tumorales mammaires (MCF-7) cultivées dans le LunaGel™. L'uniformité de taille et de morphologie assure des résultats expérimentaux fiables et reproductibles.

LunaGel™ Matrice extracellulaire photopolymérisable

Référence	Désignation	Conditionnement
SKU0009	LunaGel™ - Bovine Bone Gelatin, High Stiffness (0 - 25 kPa) - 7,5mL	7,5 mL
SKU0005	LunaGel™ - Bovine Bone Gelatin, Low Stiffness (0 - 6.5 kPa) - 10mL	10 mL
SKU0020	LunaGel™ - Bovine Skin Gelatin, High Stiffness (0 - 25 kPa) - 7,5mL	7,5 mL
SKU0019	LunaGel™ - Bovine Skin Gelatin, Low Stiffness (0 - 6.5 kPa) - 10mL	10 mL
SKU0011	LunaGel™ - Fish Gelatin, High Stiffness (0 - 25 kPa) - 7,5mL	7,5 mL
SKU0007	LunaGel™ - Fish Gelatin, Low Stiffness (0 - 6.5 kPa) - 10mL	10 mL
SKU0012	LunaGel™ - Porcine Skin Gelatin, High Stiffness (0 - 25 kPa) - 7,5mL	7,5 mL
SKU0002	LunaGel™ - Porcine Skin Gelatin, Low Stiffness (0 - 6.5 kPa) - 10mL	10 mL

Le LunaCrosslinker™

Avec le LunaCrosslinker™, ça n'aura jamais été aussi facile de construire des modèles 3D représentatif de la biologie humaine.

Doté de LED haute puissance (405 nm), le LunaCrosslinker permet :

- La polymérisation rapide de la matrice extracellulaire LunaGel
- Le contrôle précis de la rigidité de la matrice en ajustant le temps d'exposition
- La photopolymérisation sécuritaire de la matrice qui préserve vos cellules

**LunaCrosslinker™**

Référence	Désignation	Conditionnement
SKU0004	LunaCrosslinker™	1

Gelatin Methacryloyl (GelMA)

Référence	Désignation	Conditionnement
SKU0013	Gelatin Methacryloyl (GelMA) - Bovine Bone, 1 g	1g
SKU0024		
SKU0014	Gelatin Methacryloyl (GelMA) - Fish, 1 g	10g
SKU0010	Gelatin Methacryloyl (GelMA) - Porcine Skin, 1 g	
SKU0022	Gelatin Methacryloyl (GelMA) - Porcine Skin, 10g, Type A	

Gelatin Methacryloyl (GelMA) Ultra Pure

Référence	Désignation	Conditionnement
SKU0018	LunaGel™ Ultrapure GelMA, High Stiffness (0 - 25 kPa)	7,5 mL
SKU0017	LunaGel™ Ultrapure GelMA, Low Stiffness (0 - 6.5 kPa)	10 mL

Photo-initiateur

Référence	Désignation	Conditionnement
SKU0023	Photoinitiator - 500 mg	500 mg
SKU0021	LAP - Photoinitiator Powder, 5 x 3 mg, sterile	5 x 3 mg

Kit de récupération des cellules

Référence	Désignation	Conditionnement
SKU0015	LunaGel™ Cell Recovery Kit - 50mL	50 mL

Cytokines & facteurs de croissance

Chez Eurobio scientifique, nous vous offrons une large gamme de cytokines et facteurs de croissances de différentes origines. Nous vous proposons des cytokines classiques d'origine animale et une gamme « premium » d'origine végétale à partir de plantes d'orge.

Les cytokines et facteurs de croissance sont des protéines essentielles à la communication cellulaire. En culture cellulaire, ils régulent des processus clés tels que la prolifération, la différenciation, la migration et la survie des cellules. Chaque molécule a une action spécifique selon le type cellulaire ciblé, permettant d'orienter les réponses immunitaires et tissulaires.

Cytokines classiques

Référence	Désignation	Conditionnement
PCYT-207/10µg	BDNF Humain	10 µg
PCYT-261/10µg	BMP 2 Humain	
PCYT-361/10µg	BMP 4 Humain	
PCYT-217/500µg	EGF Humain	500 µg
PCYT-218/50µg	FGF-Basic Humain	50 µg
PCYT-331/10µg	Flt3-Ligand Humain	10 µg
PCYT-340/10µg	Flt3-Ligand Souris	
PCYT-305/10µg	GDNF Humain	
PCYT-221/20µg	GM-CSF Humain	20 µg
PCYT-222/20µg	GM-CSF Souris	
PCYT-206/100µg	IFN gamma Humain	100 µg
PCYT-204/100µg	Interferon-alpha 2a (IFN-alpha 2a) Humain	
PCYT-208/10µg	Interleukin 1 BETA (IL-1 BETA)	10 µg
PCYT-273/10µg	Interleukin 1 BETA (IL-1 BETA) Souris	
PCYT-209/50µg	Interleukin 2 (IL-2) Humain	50 µg
PCYT-370/20µg	Interleukin 2 (IL-2) Souris	20 µg
PCYT-382/20µg	Interleukin 2 (IL-2) Rat	
PCYT-213/20µg	Interleukin 6 (IL-6) Humain	
PCYT-350/10µg	Interleukin 6 (IL-6) Souris	10 µg
PCYT-388/10µg	Interleukin 6 (IL-6) Rat	
PCYT-500/10µg	Interleukin 10 (IL-10) Humain	
PCYT-497/10µg	Interleukin 10 (IL-10) Souris	
PCYT-465/10µg	Interleukin 10 (IL-10) Rat	50 µg
PCYT-308/10µg	M-CSF Humain	
PCYT-407/50µg	Neuregulin-1/Heregulin-b2	

Cytokines classiques

Référence	Désignation	Conditionnement
PCYT-257/10µg	Neurotrophin 3 (NT3)	10 µg
PCYT-341/10µg	PDGF-AA Humain	
PCHM-262/10µg	SDF-1 alpha/CXCL12 Humain	
PCHM-324/10µg	SDF-1 alpha/CXCL12 Souris	
PCYT-255/10µg	Stem Cell Factor (SCF) Humain	
PCYT-275/10µg	Stem Cell Factor (SCF) Souris	
PCYT-368/10µg	TGF beta 3 Humain	50 µg
PCYT-223/50µg	TNF alpha Humain	
PCYT-252/20µg	TNF alpha Souris	20 µg
PCYT-241/10µg	VEGF Humain	10 µg
PCYT-336/10µg	VEGF Souris	
PCYT-225/10µg	VEGF 165 - HEK	

D'autres protéines et divers conditionnements sont disponibles.

Contactez-nous pour en savoir plus.

Gamme premium

Facteurs de croissance et cytokines de qualité supérieure, produit à partir de plantes d'orges, pour la recherche sur les cellules souches, la médecine régénérative et la production d'organoïdes.




Sans dérivés
d'origine
animale


Sans
endotoxine


Sans
antibiotiques

Cytokines premium

Référence	Désignation	Conditionnement
IK0100-0100 	EGF (Epidermal Growth Factor) Humain	100 µg
IK0200-0010 	FGF basic	10 µg
IK0200-0100 		100 µg
IK1800-0010 	G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor) Humain	10 µg
IK1800-0100 		100 µg
IK0900-0010 	GDNF (Glial derived Neurotrophic Factor) Humain	10 µg
IK0900-0100 		100 µg
IK1900-0010 	GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor) Humain	10 µg
IK1900-0050 		50 µg
IK1900-0100 		100 µg
IK2000-0010 	IFN G Humain	10 µg
IK2000-0100 		100 µg
IK2000-01000 		1000 µg
IK2100-0010 	Interleukine-2 Humain	10 µg
IK2100-0050 		50 µg
IK2100-0100 		100 µg
IK2100-01000 		1000 µg
IK2200-0010 	Interleukine-3 Humain	10 µg
IK2200-0100 		100 µg
IK2300-0010 	Interleukine-4 Humain	10 µg
IK2300-0100 		100 µg
IK2300-01000 		1000 µg
IK0400-0010 	Interleukine-6 Humain	10 µg
IK0400-0100 		100 µg
IK0400-01000 		1000 µg

Cytokines premium

Référence	Désignation	Conditionnement
IK0600-0010 		10 µg
IK0600-0100 	KGF (Keratinocyte growth factor) Humain	100 µg
IK0600-01000 		1000 µg
IK0700-0010 	LIF (Leukemia Inhibitory Factor) Humain	10 µg
IK0700-0100 		100 µg
IK0701-0050 	LIF (Leukemia Inhibitory Factor) Souris	50 µg
IK0701-0100 		100 µg
IK2400-0010 	M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factor) Humain	10 µg
IK2400-0050 		50 µg
IK2400-0100 		100 µg
IK2500-0010 	SCF (Stem Cell Factor) Humain	10 µg
IK2500-0100 		100 µg
IK2501-0010 	SCF (Stem Cell Factor) Souris	10 µg
IK2501-0100 		100 µg
IK2600-0010 	TNF α (Tumor Necrosis Factor alpha) Humain	10 µg
IK2600-0100 		100 µg
IK0500-0010 	VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 165 Humain	10 µg
IK0500-0100 		100 µg
IK0500-01000 		1000 µg

D'autres protéines et divers conditionnements sont disponibles.
Contactez-nous pour en savoir plus.

Séparation cellulaire



Nous vous proposons un milieu de séparation des lymphocytes associant Ficoll® et Diatrizoate, notamment utilisé en amont de procédure d'examen diagnostic *in vitro* sur échantillon humain.



Densité
1,078 ± 0,002



Taux
d'endotoxines
< 2 EU/ml



Conservation
à +2 / +30 °C




Réactifs de séparation cellulaire

Référence	Désignation	Conditionnement
CMSMSL01-0U	MSL®: Milieu de Séparation Lymphocytes d = 1,078 +/- 0,002	100 mL CE
CMSMSL01-01		500 mL CE
CMSMSL01-1A	MSL®: Milieu de Séparation Lymphocytes en flacon percutable	150 mL CE
CMSLYS00-07	Tampon de lyse des hématies	1 L

LE SAVIEZ-VOUS ?

Uni-Sep est un système de séparation cellulaire équipé d'une membrane unique brevetée. Il contient notre Milieu de Séparation des Lymphocytes (MSL). Il permet une séparation des lymphocytes à partir de sang total rapide et efficace par simple centrifugation. Le dépôt de sang et la récupération des lymphocytes est simplifiée, offrant un gain de temps précieux pour vos analyses. L'utilisation de ces tubes minimise également les risques de contamination par les fluides biologiques en réduisant votre temps de contact.




Le système UNI-SEP

Référence	Désignation	Conditionnement
U-02	Tubes Unisep (tube de 15mL avec 2mL de MSL®)	carton de 30 tubes
U-03	Tubes Unisep vides (tube de 15mL pouvant recevoir 2mL de milieu de séparation)	
U-04	Tubes Unisep + (tube de 15mL avec 3mL de MSL®)	
U-05	Tubes Unisep + vides (tube de 15mL pouvant recevoir 3mL de milieu de séparation)	
U-10	Tubes Unisep Maxi (tube de 50mL avec 10mL de MSL®)	carton de 18 tubes
U-11	Tubes Unisep Maxi vides (tube de 50mL pouvant recevoir 10mL de milieu de séparation)	
U-16	Tubes Unisep Maxi + (tube de 50mL avec 15mL de MSL®)	
U-17	Tubes Unisep Maxi + vides (tube de 50mL pouvant recevoir 15mL de milieu de séparation)	

Cytogénétique

Optez pour des milieux prêt-à-l'emploi contenant le sérum, les antibiotiques et tous les additifs nécessaires. Pour tous vos caryotypes et analyses de cytogénétique en pré-natales (AGM-100M), post-natales et oncologiques (LGM-100 et MGM-100).

Le caryotype humain



Milieux Prêt-à-l'emploi

Référence	Désignation	Conditionnement
AGM-100M ❄️	CytogenAmnio	CE IVD
LGM-100 ❄️	CytogenLympho	100 mL CE IVD
MGM-100 ❄️	CytogenMarrow	CE IVD

Réactifs complémentaires

Référence	Désignation	Conditionnement
CCHCLM00-0M	Colcéamide en solution à 10µg/mL en PBS	10 mL
CCHCLC00-JA	Colchicine (Liquide de blocage à 20 mg/L)	2 x 10 mL
CCHPHA00-AE ❄️	Phytohémagglutinine purifiée de Phaseolus vulgaris M (solution prête à l'emploi)	2 x 5 mL
CCHKCL00-0U	Solution de chlorure de potassium (0,075 M)	100 mL

Instruments

Compteur de cellules automatique

Le **FACSCOPE® B** est un système de comptage cellulaire automatique et autonome basé sur la microscopie en champ clair. Son algorithme de détection optimisé permet de détecter tout type de cellules cellulaire : cellules agrégées, irrégulières, vivantes ou mortes.



Objectifs	4X
Imagerie	Champ clair
Source lumineuse	LED
Résolution image	5 MP high resolution monochrome
Concentration cellulaire	1×10^4 à 1×10^7 cellules/mL
Diamètre cellulaire détectable	5 à 60 μm
Alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Dimensions	163 mm x 293 mm x 216 mm
Poids	5 kg



3 MODES DE COMPTAGE

Rapide, Normal et Précis




PRÉCIS

Surface de comptage étendue (3,6 μl)



SÉLECTION DU MODE DE DÉTECTION

Selon la taille et la forme des cellules



Référence	Désignation	Conditionnement
CRFCB-01	Facscope B	1 unité
CRFCB-CSD50	Lames pour Facscope (hémocytomètre jetable à 4 canaux - 50 lames/boîte)	50 lames (200 tests)

Système d'imagerie cellulaire en temps réel

Le **CELLOGER® NANO** est un microscope numérique doté d'une connexion sans fil, permettant de suivre à distance l'état des cellules en temps réel. De par sa compacité, il peut aussi bien se placer sur la paillasse que dans un incubateur standard.



Objectifs	2X / 4X / 10X
Imagerie	Champ clair & Fluorescence
Fluorescence	Verte : Excitation (470nm/40x) / Emission (510lp) Rouge : Excitation (525nm/30x) / Emission (570lp)
Source lumineuse	LED
Résolution image	1,25 MP
Focus	Auto / Manuel
Export données	TIFF, AVI
Récipients de culture	Flasques, boîtes de Pétri, plaques, lames
Ports de sortie	Ethernet
Alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Dimensions	211 mm x 146 mm x 188 mm
Poids	3,2 kg

CONNEXION SANS FIL

Suivi de la croissance à distance.
Transfert de données simplifié.

VIDÉO TIME-LAPSE

Photos prises à intervalles réguliers.

ADAPTÉ AUX INCUBATEURS


Conçu pour fonctionner dans un environnement chaud et humide. 10-40°C | 20-95% humidité.

FLEXIBLE


Compatible avec tout type de récipients de culture (plaques, flasques et boîtes de Pétri).

Référence	Désignation
CRCLG-NB02	Celloger Nano (champ clair - 2X)
CRCLG-NB04	Celloger Nano (champ clair - 4X)
CRCLG-NB10	Celloger Nano (champ clair - 10X)
CRCLG-NBG04	Celloger Nano (champ clair + fluo. verte - 4X)
CRCLG-NBG10	Celloger Nano (champ clair + fluo. verte - 10X)
CRCLG-NBR04	Celloger Nano (champ clair + fluo. rouge - 4X)
CRCLG-NBR10	Celloger Nano (champ clair + fluo. rouge - 10X)


Applications




Cytotoxicité



Test de sphéroïdes



Test de cicatrisation



Développement neuronal

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Extraction & purification	30
Amplification	33
Réactifs d'amplification en temps réel	36
Electrophorèse	40
Hybridation	42
Réactifs divers	42
Instruments	44

Extraction & purification

Extraction automatisée

IST Innuscreen propose une large gamme de kits d'extraction et purification des acides nucléiques. Fabriqués à Berlin en Allemagne ceux-ci sont basés sur la technologie brevetée Dual Chemistry.

La gamme de produits comprend un large choix de réactifs pour l'isolement de l'ADN et/ou de l'ARN à l'aide de colonnes ou de particules magnétiques.


Extraction
facile


Rendements
élevés et
reproductible


Rapide

InnuPREP Kits

Référence	Désignation	Conditionnement
845-IPP-1116016	InnuPREP Blood DNA Mini Kit - IPC16	16 réactions
845-IPP-1116096		96 réactions
845-IPP-2016016	InnuPREP DNA Kit - IPC16	16 réactions
845-IPP-2016096		96 réactions
845-IPP-1516016	InnuPREP plant DNA I Kit-IPC16	16 réactions
845-IPP-1516096		96 réactions
845-IPP-4116016	InnuPREP RNA Kit-IPC16	16 réactions
845-IPP-4116096		96 réactions
845-IPP-5516016	InnuPREP Bact DNA Kit - IPC16	16 réactions
845-IPP-5516096		96 réactions
845-IPP-7016016	InnuPREP Virus DNA/RNA Kit-IPC16	16 réactions
845-IPP-7016096		96 réactions

La surface «Intelligente»

Référence	Désignation	Conditionnement
Extraction pour les hauts poids moléculaires		
845-ASP-1208016	Smart Blood DNA Midi prep	16 réactions
845-ASP-1208096		96 réactions
845-ASP-2008016	Smart DNA prep	16 réactions
845-ASP-2008096		96 réactions

Extraction manuelle

Référence	Désignation	Conditionnement
Extraction d'ADN		
845-KS-1042050	InnuPREP DNA Mini Kit 2.0	50 réactions
845-KS-1042250		250 réactions
845-KS-1120050	InnuPREP Blood DNA Mini	50 réactions
845-KS-1120250		250 réactions
845-KS-7010050	InnuPREP Stool DNA Kit 2.0	50 réactions
845-KS-1060050	InnuPREP Plant DNA Kit	50 réactions
845-KS-1060250		250 réactions
845-KS-5041050	InnuPREP Plasmid Mini Kit 2.0	50 réactions
845-KS-5041250		250 réactions
Extraction d'ARN totaux		
845-KS-2040050	InnuPREP RNA Mini Kit 2.0	50 réactions
845-KS-2040250		250 réactions
845-KS-2080050	InnuPREP DNA/RNA Mini Kit	50 réactions
845-KS-2080250		250 réactions
845-KS-2010050	InnuPREP Blood RNA Kit	50 réactions
845-KS-2010250		250 réactions
845-KS-2060050	InnuPREP Plant RNA Kit	50 réactions
845-KS-2060250		250 réactions
Extraction d'acides nucléiques de pathogènes		
845-KS-6010050	InnuPREP Bacteria DNA Kit	50 réactions
845-KS-6010250		250 réactions
845-KS-4800050	InnuPREP Virus DNA/RNA Kit	50 réactions
845-KS-4800250		250 réactions
Extraction pour les hauts poids moléculaires		
845-KS-8001010	InnuPREP SE HMW DNA Kit	10 réactions
845-KS-8001050		50 réactions
845-KS-8101010	InnuPREP SE Blood&Eukaryotic Cells UHMW DNA Kit	10 réactions
845-KS-8101050		50 réactions
Extraction rapide à partir de différents tissus ou de sang		
PB15.11-08	PCRBIO Rapid extract lysis kit	80 réactions
PB15.11-24		240 réactions

Extraction manuelle

Référence	Désignation	Conditionnement
Kit d'extraction ADN, ARN et protéines		
Extract-ALL = Le réactif 3 en 1 qui assurera la qualité de vos extractions d'ADN, d'ARN et de protéines.		
GEXEXT04-0T	EXTRACT-ALL®	50 mL
GEXEXT04-0U		100 mL
GEXEXT05-0U	RNAclear extraction solution (pour la purification des ARN)	200 réactions
Réactifs d'extraction des acides nucléiques		
GEXPRK00-6R	Protéinase K	100 mg
GEXPRK00-6U		500 mg
GEXPRK01-I5	Protéinase K 20 mg/mL solution (stabilisée)	5 x 1 mL
GEXPRK01-B5		10 x 1 mL
GEXPHE05-0U	Phenol / Chloroforme / Alcool isoamylique	100 mL
Purification de fragments ADN		
845-KS-5010050	InnuPREP PCRpure Kit	50 réactions
845-KS-5010250		250 réactions
845-KS-5050050	InnuPREP DOUBLEpure kit	50 réactions
845-KS-5050250		250 réactions

Amplification

RÉACTIFS D'AMPLIFICATION *in vitro*

Désoxyribonucléotides :

Les dNTP Mix PCRBIO contiennent des solutions aqueuses prémélangées de dATP, dCTP, dGTP et dTTP. Ce mélange ultra pur (plus de 99 %), est stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation et idéal pour une grande variété d'applications.



Ultrapure



Stable



Polyvalent

dNTP

Référence	Désignation	Conditionnement
Désoxyribonucléotides		
PB10.71-05 	dNTP Mix 10mM each (40 mM total) PCRBIO	0,5 ml
PB10.71-10 		1 ml
PB10.72-05 	dNTP Mix 25 mM each (100 mM Total) PCRBIO	0,5 mL
PB10.72-10 	dNTP Mix 25 mM each (100 mM Total) (1 mL) PCRBIO	2 x 0,5 mL

Transcriptase inverse

Référence	Désignation	Conditionnement
PB10.53-05 	PCRBIO 1-Step Go RT-PCR Kit	50 tests
PB30.11-02 	qPCRBIO cDNA Synthesis Kit	25 réactions
PB30.11-10 		100 réactions
GEXPCR00-4H 	RNASE INHIBITOR	2 500 U
PB30.12-01 	UltraScript Reverse Transcriptase	10 000 U
PB30.12-04 		40 000 U
PB30.33-01 	UltraScript 2.0 Reverse Transcriptase	10 000 U
PB30.33-04 		40 000 U


ADN polymérases



Référence	Désignation		Conditionnement
PCR de routine			
PB10.11-05		PCRBIO Taq DNA Polymerase (5U/µL) avec dNTP	500 U
PB10.11-20			2 000 U
PB10.11-40			4000 U
PB10.15-01		PCRBIO Classic Taq (5U/µL) sans dNTP	1 000 U
PB10.15-02			2 000 U
TAQ PCR end point Mix 2X avec dNTPs, MgCl2 activateurs et stabilisateurs			
PB10.12-02		PCRBIO Taq Mix (5x1 mL)	200 tests (50µl)
PB10.12-10		PCRBIO Taq Mix 5X(5x1 mL)	1000 tests (50µl)
PB10.13-02		PCRBIO Taq Mix Red (5x1 mL)	200 tests (50µl)
PB10.13-10		PCRBIO Taq Mix Red 5X(5x1 mL)	1000 tests (50µl)

Kit d'extraction d'ADN, ARN, Protéines et amplification PCR

Le kit PCRBIO Rapid Extract PCR permet une extraction rapide de l'ADN même sur échantillon complexe, sans colonnes ni produits chimiques dangereux, en seulement 15 minutes en vue de faire une PCR. Fournis avec la PCRBIO HS Taq Mix Red pour un chargement direct du gel - ce qui vous permet de gagner encore plus de temps.



Extraction et amplification en un tube

Référence	Désignation	Conditionnement
PB10.24-08	PCRBIO Rapid Extract PCR Kit	80 réactions
PB10.24-40		400 réactions

Enzymes (TAQ) Hot Start

La PCR HotStart a pour avantage de permettre une manipulation à température ambiante sans craindre une amplification non spécifique et la formation de dimères d'amorces. Ceci permet d'augmenter la spécificité de la séquence cible et le rendement global.

Les enzymes Hot Start

Référence	Désignation	Conditionnement
PB10.31-02	PCR BIO Ultra Polymerase (5U/μL)	250 U
PB10.22-02	HS Taq Mix (5x1 mL) Hot Start PCR BIO	200 tests
PB10.23-02	HS Taq Mix Red (5x1 mL) Hot Start PCR BIO	
PB10.45-01	HS VeriFi™ Polymerase 2U/μL	100 U
PB10.45-05		500 U
PB10.46-01	HS VeriFi™ Mix (2x1,25 mL) Hot Start	100 tests
PB10.46-05	HS VeriFi™ Mix (10x1,25 mL) Hot Start	500 tests
PB10.47-01	HS VeriFi™ Mix Red (2x1,25 mL) Hot Start	100 tests
PB10.47-05	HS VeriFi™ Mix Red (10x1,25 mL) Hot Start	500 tests
GAETAQHS-4D	THERMOSTAR 2 Hot Start Taq	250 U
GAETAQHSK-I3		4 X 250 U
GAETAQHSM-8T	THERMOSTAR 2 Hot Start Taq Mix 2X	200 tests

Enzymes Haute Fidélité

ADN polymérase haute fidélité.



Les enzymes Haute Fidélité

Référence	Désignation	Conditionnement
GAETAQHF00-5D	FIDELASE Plus 2X Mix dye	1 mL
PB10.42-01	VeriFi™ Polymerase 2U/μL - (100 fois plus fidèle qu'une Taq conventionnelle)	100 U
PB10.42-05		500 U
PB10.43-01	VeriFi™ Mix (2x1,25 mL)	100 tests
PB10.43-05	VeriFi™ Mix (10x1,25 mL)	500 tests
PB10.44-01	VeriFi™ Mix Red (2x1,25 mL) avec tampon de charge	100 tests
PB10.44-05	VeriFi™ Mix Red (10x1,25 mL) avec tampon de charge	500 tests

Réactifs d'amplification en temps réel

Le ROX est souvent utilisé en qPCR, mais à quoi sert-il ?

Le ROX, également connu sous le nom de carboxyrhodamine, est un colorant fluorescent inerte qui peut être ajouté au master mix qPCR. Contrairement aux colorants rapporteurs de la qPCR (par exemple le SYBR Green), le ROX est un colorant passif, car son signal de fluorescence n'est pas influencé par les réactions de PCR. En d'autres termes, le signal fluorescent du ROX reste stable tout au long du processus de qPCR et n'est pas lié à la quantité de matrice dans la réaction.

La ROX étant un colorant fluorescent passif, la principale raison de son utilisation en qPCR est la normalisation du signal.

La normalisation du signal fluorescent permet de réduire la variabilité entre les réplicats.

qPCR BIO SyGreen Mixes

Référence		Désignation	Conditionnement
MIX SENSIBLE SPECIFIQUE RAPIDE			
PB20.11-05		qPCRBIO SyGreen Mix Lo-ROX 2X** (5x1mL)	500 tests
PB20.11-20		qPCRBIO SyGreen Mix Lo-ROX 2X** (20x1mL)	2000 tests
PB20.12-05		qPCRBIO SyGreen Mix Hi-ROX 2X** (5x1mL)	500 tests
PB20.12-20		qPCRBIO SyGreen Mix Hi-ROX 2X** (20x1mL)	2000 tests
PB20.14-05		qPCRBIO SyGreen Mix Separate ROX 2X** (5x1mL)	500 tests
PB20.14-20		qPCRBIO SyGreen Mix Separate ROX 2X** (20x1mL)	2000 tests
MIX SENSIBLE SPECIFIQUE RAPIDE avec tampon de charge bleu			
PB20.15-05		qPCRBIO SyGreen Blue Mix Lo-ROX (5x1mL)	500 tests
PB20.15-20		qPCRBIO SyGreen Blue Mix Lo-ROX (20x1mL)	2000 tests
PB20.16-05		qPCRBIO SyGreen Blue Mix Hi-ROX (5x1mL)	500 tests
PB20.16-20		qPCRBIO SyGreen Blue Mix Hi-ROX (20x1mL)	2000 tests
PB20.17-05		qPCRBIO SyGreen Blue Mix Separate ROX (5x1mL)	500 tests
PB20.17-20		qPCRBIO SyGreen Blue Mix Separate ROX (20x1mL)	2000 tests

qPCR BIO Probe Mixes

Référence		Désignation	Conditionnement
PB20.21-05		qPCRBIO Probe Mix Lo-ROX 2X** (5x1mL)	500 tests
PB20.22-05		qPCRBIO Probe Mix Hi-ROX 2X** (5x1mL)	
PB20.23-05		qPCRBIO Probe Mix No-ROX 2X** (5x1mL)	
PB20.25-05		qPCRBIO Probe Blue Mix Lo-ROX (5x1mL)	
PB20.26-05		qPCRBIO Probe Blue Mix Hi-ROX (5x1mL)	
PB20.14-20		qPCRBIO SyGreen Mix Separate ROX 2X** (20x1mL)	2000 tests

Clara Probe Mixes



Clara® Probe Mix constitue la dernière génération de kits qPCR universels, conçus pour offrir une sensibilité et une spécificité supérieures dans tous les essais PCR en temps réel à base de sondes, y compris TaqMan, Scorpions et molecular beacon.

Le kit Clara® Probe Mix est conçu pour vous donner des résultats de haute qualité avec une sensibilité supérieure. Cette formulation optimisée 4x est conçue pour une fiabilité maximale dans les essais simples et multiplex.


qPCR
Universelle à
base de
sondes


Détection ultra-
sensible de
l'ADN


Idéal pour les
amplifications
simples et
multiplex

Clara Probe Mixes

Référence	Désignation	Conditionnement
PB20.61-01	Clara® Probe Mix Lo-ROX 4X	200 réactions (1X1ml)
PB20.61-03		600 réactions (3X1ml)
PB20.61-05		1000 réactions (5X1ml)
PB20.62-01	Clara® Probe Mix Hi-ROX 4X	200 réactions (1X1ml)
PB20.62-03		600 réactions (3X1ml)
PB20.62-05		1000 réactions (5X1ml)
PB20.63-01	Clara® Probe Mix No-ROX 4X	200 réactions (1X1ml)
PB20.63-03		600 réactions (3X1ml)
PB20.63-05		1000 réactions (5X1ml)
PB20.64-01	Clara® Probe Mix Separate-ROX 4X	200 réactions (1X1ml)
PB20.64-03		600 réactions (3X1ml)
PB20.64-05		1000 réactions (5X1ml)

Clara® Probe Purple Mix

Enzyme en Mix avec colorant qui facilite la visualisation de l'échantillon.

Clara® Probe Purple Mix

Référence	Désignation	Conditionnement
PB20.65-01 	Clara® Probe Purple Mix Lo-ROX	200 réactions
PB20.65-03 		600 réactions
PB20.66-01 	Clara® Probe Purple Mix Hi-ROX	200 réactions
PB20.66-03 		600 réactions
PB20.67-01 	Clara® Probe Purple Mix No-ROX	200 réactions
PB20.67-03 		600 réactions
PB20.68-01 	Clara® Probe Purple Mix Separate-ROX	200 réactions
PB20.68-03 		600 réactions

Clara® HRM Mix

Le kit Clara HRM qPCR MIX offre une spécificité maximale pour vos analyses de courbes de fusion à haute résolution (HRM). Il permet de détecter avec précision les mutations génétiques et d'identifier rapidement les génotypes basés sur les SNP.



Distinction précise des classes de SNP



Quantification de la méthylation des séquences cibles



Compatible avec tous les instruments HRM en temps réel



Courbes de fusion super sensibles pour distinguer différents allèles

Clara® HRM Mix

Référence	Désignation	Conditionnement
PB20.32-01 	Clara® HRM Mix	100 réactions
PB20.32-05 		500 réactions
PB20.32-20 		2000 réactions (20X1ml)

Réactifs pour RT-qPCR (reverse transcription + amplification en une seule étape)

Référence	Désignation	Conditionnement
GAEMMX0S1L-8T 	EUROBIOGREEN qPCR One Step Lo-ROX (5x1ml)	500 tests
GAEMMX0S1H-8T 	EUROBIOGREEN qPCR One Step Hi-ROX (5x1ml)	
GAEMMX0S2L-8T 	EUROBIOPROBE qPCR One Step Lo-ROX	
GAEMMX0S2H-8T 	EUROBIOPROBE qPCR One Step Hi-ROX	
PB25.41-05 	qPCRBIO Probe 1-Step Go Lo-ROX	
PB25.42-05 	qPCRBIO Probe 1-Step Go Hi-ROX	300 tests
PB25.31-03 	qPCRBIO SyGreen 1-Step Go Lo-ROX	
PB25.32-03 	qPCRBIO SyGreen 1-Step Go Hi-ROX	
PB20.63-05 		1000 réactions (5X1ml)

IsoFast® Hot Start Bst Polymerase & Mix

Idéale pour les amplifications LAMP.

L'ADN polymérase Bst est une enzyme dérivée du grand fragment de l'ADN polymérase I de *Bacillus stearothermophilus*. Elle contient une activité ADN polymérase 5'-3' et une forte activité de déplacement de brin, et est dépourvue d'activité exonucléase 5'-3'. La forte activité de déplacement de brin permet à l'ADN polymérase Bst de synthétiser l'ADN à une température constante, ce qui en fait une enzyme idéale pour l'amplification isotherme (LAMP).

IsoFast® Hot Start Bst Polymerase & Mix

Référence	Désignation	Conditionnement
PB80.10-01	IsoFast® Bst Polymerase	1600 réactions
PB80.10-08		8000 réactions
PB80.12-01	IsoFast® Bst Mix	100 réactions
PB80.12-05		500 réactions

Electrophorèse

Matrices d'électrophorèse

Référence	Désignation	Conditionnement
GEPAGA07-62	Agarose LE haute pureté (Qualité Biologie Moléculaire)	100 g
GEPAGA07-64		250 g
GEPAGA07-65		500 g
GEPAGA04-62	Agarose bas point de fusion	100 g
GEPAGA02-65	Agarose 3 : 1 (haute résolution)	500 g
GEPAGA03-61	Agarose Gigaphor (pour le champ pulsé)	50 g
GEPAGA06-62	Agarose Resophor (haute résolution)	100 g


Colorants et marqueurs de taille

Référence	Désignation	Conditionnement
GEPBET00-0M	Bromure d'éthidium en solution (10 mg/mL)	10 mL
GEPBET02-AE	Bromure d'éthidium en flacon compte-gouttes (0,7 mg/mL)	2 x 5 mL
GEPBET02-AF		5 x 5 mL
GEPGDYE00-5E	GelSafeDye (GSD)	0,5 mL

Tampons pour électrophorèse

Référence	Désignation	Conditionnement
GEPELP00-0D	Tampon de charge 6X	1,0 mL
GEPTAE00-07	Tampon TAE 10X	1 L
GEPTAE00-08		5 L
GEPTAE05-07	Tampon TAE 50X	1 L
GEPTBE00-07	Tampon TBE 10X	5 L
GEPTBE00-08		3 x 5 L
GEPTBE00K-BX		

Échelles de poids moléculaires



Échelles de poids moléculaires

Référence	Désignation	Conditionnement
GPMQR04-UN	EUROLADDER M (50 bp - 1 000 bp)	250 µL
GPMQR03-UN	EUROLADDER L (50 bp - 2 500 bp)	
PB40.11-01	PCR BIO Ladder I (100 bp - 10 000 bp) - 100 dépôts	500 µl
PB40.11-05	PCR BIO Ladder I (100 bp - 10 000 bp) - 500 dépôts	5 x 500 µl
PB40.12-01	PCR BIO Ladder II (250 bp - 10 000 bp) - 100 dépôts	500 µl
PB40.12-05	PCR BIO Ladder II (250 bp - 10 000 bp) - 500 dépôts	5 x 500 µl
PB40.13-01	PCR BIO Ladder III (50 bp - 1 500 bp) - 100 dépôts	500 µl
PB40.13-05	PCR BIO Ladder III (50 bp - 1 500 bp) - 500 dépôts	5 x 500 µl
PB40.14-01	PCR BIO Ladder IV (100 bp - 1 500 bp) - 100 dépôts	500 µl
PB40.14-05	PCR BIO Ladder IV (100 bp - 1 500 bp) - 500 dépôts	5 x 500 µl

Hybridation

Référence	Désignation	Conditionnement
GHYSDS02-01	SDS solution à 20%	500 mL
GHYSSC00-07	Tampon SSC 20X	1 L
GHYSSC00-08		5 L
GHYSSP00-07	Tampon SSPE 20X	1 L
GHYSSP00-08		5 L

Réactifs divers



Référence	Désignation	Conditionnement
A7089,0500	DNA-EXITUSplus™ IF Spray (non toxique)	500 mL
A7153,0500	RNAse-EXITUSplus™	
GAUAGA00-65	Agar bactériologique	500 g
GAUBSA01-62	BSA fraction V	100 g
GAUBSA01-64		250 g
GAUBSA01-65		500 g
GAUDMS00-01	Dimethyl sulfoxide / DMSO	500 mL
GAUEAU00-BT	Eau qualité biologie moléculaire	24 x 100 mL
GAUEAU00-B0		10 x 500 mL
GAUEAU00-1B		10 x 1000 mL
GAUGLR00-01	Glycérol anhydre	500 mL
GAUPBS00-01	Tampon PBS 10X (sans Ca ni Mg)	
GAUPBS00-07		1 L
GAUTRI00-66	TRIS	1 kg
GAUTTE00-B0	Tampon TE 1X	10 x 500 mL
GAUTTE00-1B		10 x 1L
GEPLY00-66	Glycine	1 kg
GMPCPG00-01	DNA-off (décontaminant de surface)	500 mL
GMPCPG01-01	RNAse-off (décontaminant de surface)	

Étapes clés d'une PCR

Mélanger dans un tube PCR



Matrice
ADN



Paire d'amorces
ADN




dNTPs



Polymerase







Tampon



Thermocycleur point-final

Les 3 étapes fondamentales de la PCR



1 - Dénaturation de l'ADN / 94°C

2 - Hybridation des amorces / 54-60°C

3 - Élongation / 72°C

Instruments

Thermocycleurs point-final

La gamme de thermocycleurs BIOMETRA offre une palette de modèles de haute qualité pour répondre à tous les besoins des utilisateurs.



Silencieux même à performance maximale (45 dB)



Compatibles avec tous les consommables et réactifs du marché



Couvercle HPSL pour une pression homogène et constante sur les échantillons



Robustes & Faciles d'utilisation



Écran tactile couleur 7 pouces



Sans maintenance

BIOMETRA TONE 96

Le TONE répondra parfaitement à vos besoins quotidiens en PCR avec simplicité et efficacité. Le contrôle avancé de la température du bloc garantit des résultats rapides et fiables.



Modèle	TONE 96	TONE 96 G
Référence	846-2-070-311	846-2-070-301*
Format bloc	96 x 0.2 mL tubes	
Matériau bloc	Alliage spécial en aluminium	
Vitesse variations température max.	↗ 4°C/s ↘ 3.3°C/s	
Plage temp. bloc	3 - 99°C	
Précision contrôle température	0,1°C	
Min-max gradient	NA	20°C
Plage temp. couvercle	30 - 110°C	
Dimensions	260 mm largeur x 430 mm profondeur x 241 mm hauteur	

BIOMETRA TRIO

Le TRIO dispose de 3 blocs indépendants. Grâce à sa technologie multibloc, jusqu'à 3 programmes différents peuvent être lancés séparément. Sa fonction *gradient-like* permet d'optimiser les températures d'hybridation en utilisant les 3 blocs via un unique programme.



Modèle	TRIO 48	TRIO 30	TRIO COMBI
Référence	846-2-070-723	846-2-070-720	846-2-070-724
Format bloc	3 x 48 x 0,2 mL tubes	3 x 30 x 0,5 mL tubes	3 x 48 x 0,2 mL tubes 3 x 18 x 0,5 mL tubes
Matériau bloc	Alliage spécial en aluminium		
Vitesse variations température max.	↗ 5°C/s ↘ 4,2°C/s	↗ 4°C/s ↘ 3,6°C/s	↗ 3,0°C/s ↘ 2,7°C/s
Plage de temp. bloc	3 - 99°C		
Précision contrôle température	0,1°C		
Plage temp. couvercle	30 - 110°C		
Dimensions	300 mm largeur x 410 mm profondeur x 250 mm hauteur		

* fonction gradient

BIOMETRA TADVANCED

Il s'adapte à tous les besoins grâce à différents blocs interchangeables (blocs 96 et 384 puits, blocs jumelés, etc). Avec son bloc argent, il garantit une vitesse, une homogénéité et une précision de température exceptionnelles.

- Bloc interchangeable sans outil
- Bloc reconnu automatiquement



Modèle	TADVANCED 96 S / 96 SG	TADVANCED 96 / 96 G	TADVANCED 384 / 384 G	TADVANCED 60 / 60 SG	TADVANCED TWIN 48 / 48 G	TADVANCED TWIN 30	TADVANCED TWIN COMBI
Référence	846-2-070-251 846-2-070-241*	846-2-070-211 846-2-070-201*	846-2-070-224 846-2-070-214*	846-2-070-210 846-2-070-200*	846-2-070-212 846-2-070-202*	846-2-070-213	846-2-070-215
Format bloc	96 x 0,2 mL tubes	96 x 0,2 mL tubes	microplaque 384 puits	60 x 0,5 mL tubes	2 x 48 x 0,2 mL tubes	2 x 30 x 0,5 mL tubes	2 x 48 x 0,2 mL tubes 2 x 18 x 0,5 mL tubes
Matériau bloc	Argent avec pellicule or	Aluminium avec alliage spécial					
Vitesse variations température max.	↗ 8°C/s ↘ 5,5°C/s	↗ 6°C/s ↘ 4°C/s	↗ 4°C/s ↘ 2°C/s	↗ 6°C/s ↘ 4°C/s	↗ 5,2°C/s ↘ 4,1°C/s	↗ 4,2°C/s ↘ 3,3°C/s	↗ 3,1°C/s ↘ 2,3°C/s
Température bloc applicable	3 - 99°C						
Précision contrôle température	0,1°C						
Min.-max. gradient	40°C	30°C	24°C	30°C	20°C	NA	NA
Plage temp. Couvercle	30 - 110°C						
Dimensions	277 mm largeur x 457 mm profondeur x 264 mm hauteur						

Références des blocs interchangeables disponibles sur demande.

Contactez-nous pour en savoir plus.

Thermocycleur temps-réel



qTOWERiris

Le qTOWERiris constitue le tout dernier modèle de thermocycleur en temps réel présenté par ANALYTIK JENA. Il bénéficie ainsi des dernières technologies et améliorations en date.

Analyse multiplex jusqu'à 6 cibles simultanément

Système de filtres **modulable et évolutif** jusqu'à **6 filtres**

Option UV-ready pour couvrir le spectre des UV-A au proche infrarouge (NIR)

Température homogène inégalée de $\pm 0,15^\circ\text{C}$ sur l'ensemble du bloc

Système ouvert à tous consommables et réactifs

Silencieux même à performance maximale

Logiciel d'analyse en **licence libre**

Sans maintenance - Système optique **garanti 10 ans**



Modèle	qTOWERiris	qTOWERiris Touch	qTOWERiris 384
Référence	844-00853-2 844-00854-2 (UV-ready)	844-00855-2 844-00856-2 (UV-ready)	844-00858-2 844-00859-2 (UV-ready)
Format bloc	96 puits 0.1 ou 0.2 mL tubes		384 puits
Affichage	Source externe	Ecran tactile couleur 10» intégré	Source externe
Matériau bloc	Argent avec pellicule or		Alliage spécial en aluminium
Vitesse variations température max.	↗ 8°C/s ↘ 5,5 °C/s		↗ 4 °C/s ↘ 2 °C/s
Température bloc applicable	4 - 99 °C		
Précision contrôle température	$\pm 0.1^\circ\text{C}$		
Spectre Excitation / Détection	440 - 670 nm / 505 - 730 nm 360 - 670 nm / 460 - 730 nm (UV-ready)		
Dimensions	30,4 cm largeur x 31,5 cm profondeur x 58,7 cm hauteur		
Poids	30 kg		

Les filtres incontournables pour le qTOWERiris :

Référence	Désignation	Conditionnement
844-00820-0	qTOWERiris Color module 1 (FAM™, SYBR®Green, ATTO425)	1 unité
844-00821-0	qTOWERiris Color module 2 (JOE™, HEX™, VIC®, YakimaYellow®)	
844-00822-0	qTOWERiris Color module 3 (TAMRA, ATTO550)	
844-00823-0	qTOWERiris Color module 4 (ROX, TexasRed, Cy3,5)	
844-00824-0	qTOWERiris Color module 5 (Cy5®, Alexa633)	
844-00825-0	qTOWERiris Color Module 6 (Cy5.5®, ATTO665)	
844-00826-0	qTOWERiris Color Module 7 (ATTO390, ATTO425)	
844-00530-0	qTOWER ³ /qTOWERiris Color modul protein 1 (SYPRO® Orange)	

Liste non-exhaustive, références des filtres FRET disponibles sur demande.
Contactez-nous pour en savoir plus.

Centrifugeuses

Centrifugeuses de paillasse

Optez pour la centrifugeuse adaptée à vos besoins. Différents rotors et adaptateurs sont disponibles pour chaque modèle.



Modèle	D1008 Palm Mini centrifugeuse	D2012Plus Mini centrifugeuse haute vitesse	D3024 Micro centrifugeuse haute vitesse	D1524R Micro centrifugeuse haute vit. réfrigérée
Référence	9031001012 (coloris bleu) 9031002012 (coloris vert)	9032002121	9033000121	9013111121
Ecran LCD	NON	OUI	OUI	OUI
Vitesse rotation maximale	7000 rpm (2680 xg)	15 000 rpm (15 100 xg)	15 000 rpm (21 380 xg)	15 000 rpm (21 380 xg)
Capacité échantillons	8 tubes de 0.2/0.5/1.5/2 mL	12 tubes de 0.2/0.5/1.5/2 mL	24 tubes de 1.5/2 mL ou 36 tubes de 0.2/0.5 mL	24 tubes de 1.5/2 mL ou 36 tubes de 0.2/0.5 mL
Niveau sonore	≤45 dB	≤ 54 dB	≤ 64 dB	≤ 56 dB
Poids	0.5 kg	6 kg	12 kg	30 kg

Bains sec


H100-Pro


Plusieurs modèles de thermobloc sont proposés avec différentes fonctions de chauffage, refroidissement ou agitation. Chaque modèle est fourni avec un couvercle pour minimiser la perte de chaleur et éviter les variations de température.



- **Bloc interchangeable sans outil** - bloc reconnu automatiquement
- **Différents formats** de bloc disponibles
- Affichage **écran LCD**
- Programmation **rapide et simple**
- **Enregistrement des programmes** possible

Modèle	H100-Pro	HC110-Pro	HM100-Pro	HCM100-Pro
Référence	5062101111	5062102100	5062104100	5062103100
Fonction	Chauffage	Chauffage Refroidissement	Chauffage Agitation	Chauffage Refroidissement Agitation
Température applicable	25°C à 100°C	-5°C à 110 °C	15°C - 100°C	0°C à 100 °C
Précision contrôle température	± 0.5 °C			
Vitesse agitation	NA		200 - 1500 rpm	
Dimensions	200 mm x 235 mm x 120 mm			
Poids	7,3 kg			





IMMUNOHISTOCHIMIE

Neuro-Traceurs	54
Préparation des tissus	55
Démasquage des antigènes	56
Blocage du bruit de fond	56
Amplification et révélation	58
Substrats pour IHC	64
Contre-colorants	66
Milieus de montage pour l'IHC	66
Colorations spéciales	67
Instruments	74

EUROBIO SCIENTIFIC

VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ


EN IMMUNOHISTOCHEMIE

PRÉPARATION DE TISSU



- VECTABOND® Tissue Section Adhesive
- ImmPrint™ Histology Pen
- ImmEdge® Hydrophobic Barrier Pen

DÉMASQUAGE DES ANTIGÈNES



- Solutions de démasquage
- Protéases
- Gammes :
DIVA Decloaker
Rodent Decloaker
Carezyme I, II, III

BLOCAGE DU BRUIT DE FOND



- Animal-Free Blocker™
- Solution de Levamisole
- Sérums bloquants
- Blocage HRP & PAL endogènes

ANTICORPS PRIMAIRES



Large gamme d'anticorps primaires dont +500 sont fabriqués en France chez EUROBIO SCIENTIFIC

→ IMMUNO

1

2

3

4

RÉVÉLATION ET AMPLIFICATION



- ImmPRESS®
- MACH™
- VECTASTAIN®
- Streptavidines et Avidines marquées
- Kit H.O.H™ & M.O.M®

SUBSTRATS



- ImmPACT® DAB
- Vector NovaRED®
- Chromogen Kit
- Streptavidines et Avidines marquées

CONTRE COLORATION



- Gamme Vector®
- Solution éosine

MILIEUX DE MONTAGE



- VectaMount®
- Mount Quick
- BioMount

HISTOCHIMIE



5

6

7

8

Neuro-Traceurs

NEUROBIOTIN

Le traceur NEUROBIOTIN (SP-1120) est un dérivé aminé de la biotine qui peut être utilisé comme marqueur intracellulaire pour les cellules, en particulier les neurones. Il est utilisé pour visualiser l'architecture neuronale et pour identifier le couplage des jonctions gap.





Meilleure
solubilité que
la Biocytine


Rétention
prolongée dans
la cellule


Non toxique



Peut être
fixé avec du
formol ou du
glutaraldéhyde

Marquage intracellulaire d'un neurone avec le Neurobiotin Tracer :



Neuro-traceurs

Référence	Désignation	Conditionnement
SP-1120-20	NEUROBIOTIN™ Tracer	20 mg
SP-1120-50		50 mg



Préparation des tissus

Immedge Pen

Les 5 raisons d'utiliser l'ImmEdge PEN :

- Économie des réactifs = réduction du coût des expériences d'IHC et d'IF.
- Pratique = isolez physiquement différentes sections de tissus sur la même lame + les incubent avec différents réactifs.
- Compatibles avec les tampons et les réactifs de coloration.
- Thermostables.
- Respectueux de l'environnement.



Immedge Pen

Référence	Désignation	Conditionnement
H-4000	ImmEdge Hydrophobic Barrier PAP Pen	2 Stylos

Préparation des lames

Référence	Désignation	Conditionnement
H-6100	ImmPrint™ Permanent Marking Pen	5 Stylos
SP-1800-7	VECTABOND® Reagent, Tissue Section Adhesion	7 mL

Démasquage des antigènes

Référence	Désignation	Conditionnement
TRP955 KH	Carezyme I: Trypsin Kit	25 mL
PEP956 H	Carezyme II: Pepsin	100 mL
PEP956 L		100 mL
PRT957 KH	Carezyme III: Pronase Kit	25 mL
DV2004MM	DIVA Decloaker R.T.U.	1 L  
DV2004G1		1 gal  
DV2004LX	DIVA Decloaker - Concentré 10X	100 mL  
DV2004MX		500 mL  
PR960 KG15	Protease XXIV	15 mL
RD913 L	Rodent Decloaker - Concentré 10X (pour tissus de souris et rat)	100 mL
RD913 M		500 mL
H-3300-250	Solution de démasquage - Citrate - PH faible - Concentré 100X	250 mL
H-3301-250	Solution de démasquage - TRIS - PH haut - Concentré 100X	

Blocage du bruit de fond

Le blocage est une étape clé pour garantir un faible niveau de bruit de fond.

Le saviez vous ? De nombreux facteurs peuvent contribuer à un bruit de fond élevé et un marquage non spécifique comme :

- L'activité d'enzymes endogenes (HRP et PAL).
- La fixation sur des biotines endogenes.
- La réactivité avec des immunoglobuline endogènes.
- Les cross-réactions et l'autofluorescence.

Ci-contre notre sélection pour vous permettre un blocage de qualité quelqu'en soit l'origine



Sérums normaux

Référence	Désignation	Conditionnement
S-4000-20	Sérum normal de cochon pour IHC	20 mL
S-1000-20	Sérum normal de chèvre pour IHC	
S-1012-50	Sérum normal de chèvre à 2,5% pour IHC	
S-2012-50	Sérum normal de cheval à 2,5% pour IHC	50 mL
S-2000-20	Sérum normal de cheval pour IHC	
S-5000-20	Sérum normal de lapin pour IHC	

Solutions de blocage


Référence	Désignation	Conditionnement
L'Animal-Free Blocker est un agent et un diluant d'origine végétale pour l'immunohistochimie, le blotting des acides nucléiques et des protéines, et autres applications. Ce réactif ne contient aucune protéine d'origine animale et peut être utilisé comme alternative aux sérums, à la BSA, à la caséine ou au lait sec non gras. Il est fourni sous la forme de 250 mL en concentré 5x ou en Prédilué		
SP-5030-250	Animal-Free Blocker® 5X	250 mL
SP-5035-100	Animal-Free Blocker® et Diluent, R.T.U.	100 mL
BP974H	Background Punisher (caséine)	25 mL
BP974L		100 mL
BS966H	Background Sniper	25 mL
BS966L		100 mL
SP-6000-100	BLOXALL™ Blocking Solution (Inhibe PAL + HRP)	
SP-5050-500	BSA de grade immunohistochimie	500 mg
SP-5040-125	Carbo-Free™ Blocking Solution - Concentré 10X	125 mL
MKB-2213-1	M.O.M™ Réactif de blocage des Ig de souris	1 mL
MKB-2225-1	M.O.M™ Réactif Anti-Souris Ig - Biotinylé	0,1 mL
SP-5000-18	Solution de Levamisole (inhibe la phosphatase alcaline endogène)	18 mL

Kits de blocage

Référence	Désignation	Conditionnement
SP-2001	Kit de blocage Avidine/Biotine	Kit
SP-2002	Kit de blocage Streptavidine/Biotine	


Amplification & Révélation

Kits d'amplification du signal par polymère



Kits d'amplification du signal par polymère de peroxydase HRP

Référence	Désignation	Conditionnement	
Anti-Chèvre			
MP-7405-15	ImmPRESS® HRP : Kit de détection par polymère, IgG de Cheval Anti-Chèvre	15 mL	
MP-7405-50		50 mL	
Anti-Lapin			
MP-7401-15	ImmPRESS® HRP : Kit de détection par polymère, IgG de Cheval Anti-Lapin	15 mL	
MP-7401-50		50 mL	
MP-7451-15	ImmPRESS® HRP : Kit de détection par polymère, IgG de Chèvre Anti-Lapin	15 mL	
MP-7451-50		50 mL	
MP-7801	ImmPRESS® HRP PLUS : Kit de coloration par polymère, IgG de Cheval Anti-Lapin	Kit	
MP-6401-15	ImmPRESS® - VR : Kit de detection par polymère, IgG de Cheval Anti-Lapin	15 mL	
MP-7601-15		ImmPRESS® Excel : Kit de coloration amplifié par polymère, IgG Anti-Lapin	
MP-7601-50	50 mL		
M3R531G	MACH 3™ Lapin HRP-Micro-polymer (two-step)	6 mL	CE IVD
M3R531H		25 mL	CE IVD
M3R531L		100 mL	CE IVD
RHRP520G	MACH 2™ Lapin HRP-Micro-polymer (one-step)	6 mL	CE IVD
RHRP520H		25 mL	CE IVD
RHRP520L		100 mL	CE IVD
Anti-Rat			
MP-7444-15	ImmPRESS® HRP : Kit de détection, IgG de Chèvre Anti-Rat (Contre adsorbés contre Souris)	15 mL	
MP-7404-50	ImmPRESS® HRP : Kit de détection, IgG de Chèvre Anti-Rat	50 mL	




Kits d'amplification du signal par polymère de peroxydase HRP

Référence	Désignation	Conditionnement	
Anti-Souris			
MP-7422-15	ImmPRESS® HRP : Kit de détection par polymère, IgG de Cheval Anti-Souris (Contre adsorbés contre Rat)	15 mL	
MP-7402-15			
MP-7402-50	ImmPRESS® HRP : Kit de detection par polymère, IgG de Cheval Anti-Souris	50 mL	
MP-7452-15		15 mL	
MP-7452-50	ImmPRESS® HRP : Kit de détection par polymère, IgG de Chèvre Anti-Souris	50 mL	
MP-7802		Kit	
MP-7602-15	ImmPRESS® Excel : Kit de coloration amplifié par polymère, IgG Anti-Souris	15 mL	
MP-7602-50		50 mL	
MP-6402-15	ImmPRESS® - VR : Kit de détection par polymère, IgG de Cheval Anti-Souris	15 mL	
MHRP520G	MACH 2™ Souris HRP-Micro-polymer (one-step)	6 mL	CE IVD
MHRP520H		25 mL	CE IVD
MHRP520L		100 mL	CE IVD
M3M530G		6 mL	CE IVD
M3M530H	MACH 3™ Souris HRP-Micro-polymer (two-step)	25 mL	CE IVD
M3M530L		100 mL	CE IVD
Universel			
MP-7500-15	ImmPRESS® HRP Universel : Kit de détection par polymère, IgG de Cheval Anti-Souris/Lapin	15 mL	
MP-7500-50		50 mL	
MP-7800	ImmPRESS® HRP Universel PLUS : Kit de coloration par polymère, IgG de Cheval Anti-Souris/Lapin	Kit	
M1U539G	MACH 1™ : Sonde de détection Universelle - HRP	6 mL	CE IVD
M1U539L10		110 mL	CE IVD
M2U522G	MACH 2™ : Kit de détection Universel HRP-Micro-polymer (one-step)	6 mL	CE IVD
M2U522H		25 mL	CE IVD
M2U522L		100 mL	CE IVD
M4U534G	MACH 4™ : Sonde de détection Universelle par polymer (Anti-Souris/Lapin)	6 mL	CE IVD
M4U534H		25 mL	CE IVD
M4U534G80		80 mL	CE IVD
M4U534L		100 mL	CE IVD

Kits d'amplification du signal par polymère de phosphatase alcaline AP


Référence	Désignation	Conditionnement	
Anti-Chèvre			
MP-5405-15	ImmPRESS®-AP : Kit de détection par polymère, IgG de Cheval Anti-Chèvre	15 mL	
MP-5405-50		50 mL	
Anti-Lapin			
MP-5401-15	ImmPRESS®-AP : Kit de détection par polymère, IgG Anti-Lapin	15 mL	
MP-5401-50		50 mL	
RALP525G	MACH 2™ : Kit de coloration par polymère, IgG de Chèvre Anti-Lapin	6 mL	CE IVD
RALP525H		25 mL	CE IVD
RALP525L		100 mL	CE IVD
M3R533G	MACH 3™ : Sonde Anti-Lapin par polymère	6 mL	CE IVD
M3R533H		25 mL	CE IVD
M3R533L		100 mL	CE IVD
Anti-Souris			
MP-5402-15	ImmPRESS®-AP : Kit de détection par polymère, IgG Anti-Souris	15 mL	
MP-5402-50		50 mL	
M3M532G	MACH 3™ : Sonde Anti-Souris par polymère	6 mL	CE IVD
M3M532H		25 mL	CE IVD
M3M532L		100 mL	CE IVD
MALP521G	MACH 2™ : Kit de coloration par polymère, IgG de Chèvre Anti-Souris	6 mL	CE IVD
MALP521H		25 mL	CE IVD
MALP521L		100 mL	CE IVD
Anti-Rat			
MP-5405-15	ImmPRESS®-AP : Kit de détection par polymère, IgG chèvre Anti-Rat	15 mL	
MP-5405-50	ImmPRESS®-AP : Kit de détection par polymère, IgG chèvre Anti-Rat	50ml	
MP-5444-15	ImmPRESS®-AP : Kit de détection par polymère IgG chèvre Anti-Rat IgG (Souris Adsorbed)	15ml	
Universel			
M4U536G	MACH 4™ : Kit de detection Universel par polymère	6 mL	CE IVD
M4U536H		25 mL	CE IVD
M4U536L		100 mL	CE IVD



Kits d'amplification du signal par polymère double marquage (HRP + PAL)

Référence	Désignation	Conditionnement
MP-7724-15	ImmPRESS® Duet Double marquage, Kit HRP/AP polymère (anti-souris HRP, anti-lapin AP)	Kit
MP-7714-15	ImmPRESS® Duet Double marquage, Kit HRP/AP polymère (anti-souris AP, anti-lapin HRP)	

Kits d'amplification du signal grâce au complexe ABC (AVIDINE-BIOTINE-COMPLEXE)



Kits de révélation VECTASTAIN® Peroxydase

Référence	Désignation	Conditionnement
PK-4000	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase Standard	Kit
PK-4001	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase IgG de Lapin	
PK-4002	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase IgG de Souris	
PK-4004	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase IgG de Rat	
PK-4005	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase IgG de Chèvre	
PK-4007	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase IgG de Cobaye	
PK-4010	Kit VECTASTAIN® ABC Peroxydase IgM de Souris	

Kits de révélation VECTASTAIN® Elite Peroxydase

Référence	Désignation	Conditionnement
PK-6100	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase Standard	Kit
PK-6101	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase IgG de Lapin	
PK-6102	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase IgG de Souris	
PK-6103	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase IgG Humaine	
PK-6104	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase IgG de Rat	
PK-6105	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase IgG de Chèvre	
PK-6106	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase IgG de Mouton	

Kits de révélation VECTASTAIN® Elite Peroxydase

Référence	Désignation	Conditionnement
PK-6200	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase Universel IgG de Souris/Lapin	Kit
PK-8200	VECTASTAIN® Elite® ABC Universel PLUS Kit Peroxidase	
PK-7100	VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase R.T.U.™ réactif ABC	50 mL
PK-7200	Kit VECTASTAIN® Elite ABC Peroxydase Universel IgG de Souris/Lapin R.T.U.™	
PK-7800	Kit VECTASTAIN® Quick Universel Souris/Lapin/Chèvre R.T.U.™ prêt à l'emploi	
PK-8200	VECTASTAIN® Elite® ABC Universal PLUS Kit Peroxidase (Anti-Souris/Lapin IgG)	Kit
PK-8800	Kit VECTASTAIN® Quick Universel Souris/Lapin/Chèvre concentré	50 ml



Kits de révélation VECTASTAIN® Alcaline Phosphatase

Référence	Désignation	Conditionnement
AK-5001	Kit VECTASTAIN® ABC Phosphatase Alcaline IgG de Lapin	Kit
AK-5002	Kit VECTASTAIN® ABC Phosphatase Alcaline IgG de Souris	
AK-5004	Kit VECTASTAIN® ABC Phosphatase Alcaline IgG de Rat	
AK-5200	Kit VECTASTAIN® ABC Universel Phosphatase Alcaline (IgG de Souris/Lapin)	

Streptavidine et Avidine marquées

Référence	Désignation	Conditionnement
A-2004-5	Avidin D (Av-HRP) Horseradish Peroxidase Concentrate, for IHC	5 mg
A-2014-5	Avidin D (Av-HRP) Horseradish Peroxidase Concentrate, for ELISAs and Blots	
A-2100-100	Avidin D Alkaline Phosphatase	100 u
SA-5704-100	Streptavidin, Peroxidase, R.T.U.	100 mL
SA-5004-1	Streptavidin, Peroxidase (Concentrate, for IHC)	1 mg
SA-5014-1	Streptavidin, Peroxidase, ELISA Grade (Concentrate, for ELISAs and Blots)	
SA-5100-1	Streptavidin, Alkaline Phosphatase	1 mL
HP604H	4plus™ Streptavidin HRP Label	25 mL
HP604L		100 mL
AP605H	4plus™ Streptavidin AP Label	25 mL
AP605L		100 mL

CE IVD

CE IVD

CE IVD

CE IVD

Kits Human On Human H.O.H - Immunodétection

Permet la détection d'anticorps primaires humains ou humanisés sur des tissus humains.



Référence	Désignation	Conditionnement
HOH-3000	H.O.H. Immunodetection Kit (permet de faire entre 50 et 100 lames)	Kit
BRR4056KG	Human-on-Human HRP-Polymer	6 mL
BRR4056KH	Human-on-Human HRP Detection	25 mL

Kits Mouse On Mouse M.O.M - Immunodétection

Permet la détection d'anticorps primaires fait chez la souris sur des tissus de souris.



Réduction significative de la coloration des Ig endogènes de souris lors de l'utilisation d'anticorps primaires de souris sur des tissus de souris

Coloration spécifique claire et nette des antigènes d'intérêt

Basé sur les protocoles des réactifs ImmPRESS ou ABC


Procédures simples et faciles à suivre

Référence	Désignation	Conditionnement
PK-2200	M.O.M™ "Souris-On-Souris" kit VECTOR® Peroxydase	Kit
BMK-2202	M.O.M™ "Souris-On-Souris" Basic VECTOR	
MKB-2213-1	M.O.M™ Réactif de blocage des Ig de souris	1 mL
MKB-2225-.1	M.O.M™ Anti-Souris Ig Reagent - Biotinylé	0,1 mL
MP-2400	M.O.M™ ImmPRESS polymer peroxydase	Kit
MPX-2402-15	M.O.M.® souris sur souris ImmPRESS® Peroxidase Polymer Anti-Souris Reagent	15 mL
MM510G		6 mL
MM510H	M.O.M Promark polymer kit HRP (Micropolymère + agent bloquant + demasquage)	25 mL
MM510L		100 mL
MM624G		6 mL
MM624H	M.O.M Promark polymer kit Phosphatase Alcaline	25 mL

Substrats pour IHC


Substrats de peroxydase

- Les substrats IHC HRP et PAL sont disponibles dans différentes couleurs.
- À garder à l'esprit : Les systèmes de détection à base de HRP génèrent des précipités nets et denses. Les applications qui nécessitent la détection de cibles intracellulaires ou d'emplacements très délimités bénéficient souvent de l'utilisation de systèmes de détection à base de HRP.
- À l'inverse, les systèmes de détection à base d'AP sont le meilleur choix pour les applications qui nécessitent la visualisation de la structure tissulaire sous-jacente, car leurs précipités sont diffus et translucides.



Substrats de peroxydase

Référence	Désignation	Conditionnement	
SK-4103-400	ImmPACT DAB EqV Peroxidase Substrate	400 mL	
SK-4103-100		100 mL	
SK-4100	DAB substrat kit , Peroxidase (HRP), avec Nickel		
SK-4105	ImmPACT® DAB Substrate Kit, Peroxidase (HRP)		
SK-4285	ImmPACT® AMEC Red Substrate		
SK-4200	Kit de Substrat AEC , Peroxidase (HRP)		
SK-4205	ImmPACT® Kit de Substrat AEC, Peroxidase (HRP)		
SK-4400	Kit de Substrat TMB, Peroxidase (HRP)		
SK-4600	Vector® VIP Kit de Substrat, Peroxidase (HRP)	Kit	
SK-4605	ImmPACT® VIP Kit de Substrat, Peroxidase (HRP)		
SK-4700	Vector® SG Kit de Substrat, Peroxidase (HRP)		
SK-4705	ImmPACT® SG Kit de Substrat, Peroxidase (HRP)		
SK-4800	Vector NovaRED® Kit de Substrat, Peroxidase (HRP)		
SK-4805	ImmPACT NovaRED® Kit de Substrat, Peroxidase (HRP)		
BRR807AH	Vina Green™ Chromogen Kit	25 mL	
BRR807AS		100 mL	
BRR807A2L		2 L	
BJP811L	Bajoran Purple Chromogen Kit	100 mL	CE IVD
BRI4015H	Deep Space Black™ Chromogen Kit	25 mL	CE IVD
BRI4015L		100 mL	CE IVD



Substrats de phosphatase alcaline

Référence	Désignation	Conditionnement		
SK-5100	Substrat Phosphatase Alcaline VECTOR® Red (rouge intense)	Kit		
SK-5105	Substrat ImmPACT VECTOR® Red (rouge intense)			
SK-5200	Substrat Phosphatase Alcaline VECTOR® Black (noir)			
SK-5300	Substrat Phosphatase Alcaline VECTOR® Blue (bleu)			
SK-5400	Substrat Phosphatase Alcaline BCIP/NBT (bleu-violet)			
WR806H		25 mL	CE	IVD
WR806S	Substrat Phosphatase Alcaline Warp Red™ (rouge intense)	100 mL	CE	IVD
WR806M		500 mL	CE	IVD

Substrate	Color	Catalog Number	Microscopy					Mounting	Contrast in Pigmented Tissue	Multiple Labeling	Heat Resistant*
			Bright-field	Darkfield	Electron	Fluorescence	Spectral Imaging				
Peroxidase											
Vector DAB	 Brown	SK-4100	●	●	●		●	Non-aqueous or Aqueous		●	●
Vector DAB +Ni	 Gray-Black	SK-4100	●	●	●		●	Non-aqueous		●	
ImmPACT DAB	 Brown	SK-4105	●	●	●		●	Non-aqueous or Aqueous		●	●
ImmPACT DAB EqV	 Brown	SK-4103	●	●	●		●	Non-aqueous or Aqueous		●	●
Vector VIP	 Purple	SK-4600	●	●	●		●	Non-aqueous	●	●	
ImmPACT VIP	 Purple	SK-4605	●	●	●		●	Non-aqueous	●	●	
Vector SG	 Blue-Gray	SK-4700	●	●	●		●	Non-aqueous or Aqueous	●	●	
ImmPACT SG	 Blue-Gray	SK-4705	●	●	●		●	Non-aqueous or Aqueous	●	●	
Vector NovaRED	 Red	SK-4800	●	●	●		●	Non-aqueous	●	●	
ImmPACT NovaRED	 Red	SK-4805	●	●	●		●	Non-aqueous	●	●	
Vector AEC	 Red	SK-4200	●				●	Aqueous	●	●	
ImmPACT AEC	 Red	SK-4205	●				●	Aqueous	●	●	
ImmPACT AMEC Red	 Red	SK-4285	●				●	Aqueous	●	●	
TMB	 Blue	SK-4400	●				●	Non-aqueous			
Alkaline Phosphatase											
Vector Red	 Magenta	SK-5100	●			●	●	Non-aqueous or Aqueous	●	●	●
ImmPACT Vector Red	 Magenta	SK-5105	●			●	●	Non-aqueous or Aqueous	●	●	●
Vector Blue	 Blue	SK-5300	●			●	●	Non-aqueous or Aqueous	●	●	●
Vector Black	 Brown-Black	SK-5200	●					Non-aqueous			
BCIP/NBT	 Indigo	SK-5400	●			●	●	Non-aqueous or Aqueous		●	●

Contre-colorants

Eosine

Référence	Désignation	Conditionnement
HTE-GL	Eosine Y	1 L
HTEP-GL	Rubens Eosine	

CE IVD

CE IVD

Hématoxyline

Référence	Désignation	Conditionnement
H-3401-500	Vector® Hematoxyline	500 mL
H-3404-100	Vector® Hematoxyline QS	100 mL

Autres contre-colorants

Référence	Désignation	Conditionnement
H-3502	Hematoxyline et Eosine	Kit
H-3403-500	Vector® Nuclear Fast Red	500 mL
H-3402-500	Vector® Vert de méthyle	

Milieus de montage pour l'IHC

Milieu de montage aqueux

Référence	Désignation	Conditionnement
H-5501-60	VectaMount® AQ Aqueous Mounting Medium	60 mL

Milieus de montage non aqueux

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSP28-D	DPX Mountant Low Viscosity	500 mL
RRSP28-E		1 L
RRSP29-D	DPX Mountant Standard Viscosity	500 mL
RRSP29-E		1 L
RRSP30-D	DPX Mountant High Viscosity Specially Thickened	500 mL
RRSP30-E		1 L
H-5700-60	VectaMount® Express	60 mL

Colorations spéciales

Eurobio Scientific vous propose une gamme de colorations spéciales.




Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK41-100	AFB Stain Kit (Light Green Counterstain)	100 tests  
RRSK41-200		200 tests  
RRSK41-500		500 tests  
RRSK41-1000		1 000 tests  
RRSK42-100	AFB Stain Kit (Methylene Blue Counterstain)	100 tests  
RRSK42-200		200 tests  
RRSK42-500		500 tests  
RRSK42-1000		1 000 tests  
RRSK6-100	Alcian Blue PAS Stain Kit	100 tests  
RRSK6-200		200 tests  
RRSK6-500		500 tests  
RRSK6-1000		1 000 tests  
RRSK300-100	Alcian Blue Stain Kit (pH1.0)	100 tests  
RRSK300-200		200 tests  
RRSK300-500		500 tests  
RRSK300-1000		1 000 tests  
RRSK400-100	Alcian Blue Stain Kit (pH2.5)	100 tests  
RRSK400-200		200 tests  
RRSK400-500		500 tests  
RRSK400-1000		1000 tests  

Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK7-100	Cold Kinyoun Stain Kit (Malachite Green Counterstain)	100 tests  
RRSK7-200		200 tests  
RRSK7-500		500 tests  
RRSK7-1000		1000 tests  
RRSK8-100	Cold Kinyoun Stain Kit (Methylene Blue Counterstain)	100 tests  
RRSK8-200		200 tests  
RRSK8-500		500 tests  
RRSK8-1000		1000 tests  
RRSK100-100	Colloidal Iron Stain Kit (Muller)	100 tests  
RRSK100-200		200 tests  
RRSK100-500		500 tests  
RRSK100-1000		1000 tests  
RRSK10-100	Congo Red Stain Kit (Highman)	100 tests  
RRSK10-200		200 tests  
RRSK10-500		500 tests  
RRSK10-1000		1000 tests  
RRSK9-100	Congo red Stain Kit (Puchtler & Sweat)	100 tests  
RRSK9-200		200 tests  
RRSK75-100	Cryptosporidium Stain Kit	100 tests  
RRSK75-200		200 tests  
RRSK75-500		500 tests  
RRSK75-1000		1000 tests  
RRSK150-100	DPAS Stain Kit	100 tests  
RRSK150-200		200 tests  
RRSK150-500		500 tests  
RRSK150-1000		1000 tests  
RRSK11-100	Elastic Van Gieson Stain Kit (Miller) (EVG)	100 tests  
RRSK11-200		200 tests  
RRSK11-500		500 tests  
RRSK11-1000		1000 tests  
RRSK40-100	Elastic Van Gieson Stain Kit (Verhoeffs) (EVG)	100 tests  
RRSK40-200		200 tests  
RRSK40-500		500 tests  
RRSK40-1000		1000 tests  
RRSK25-100	Fields Stain Kit	100 tests  
RRSK25-200		200 tests  




Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK25-500	Fields Stain Kit	500 tests  
RRSK25-1000		1000 tests  
RRSK800-100	Gomori Reticulin Stain Kit	100 tests  
RRSK800-200		200 tests  
RRSK70-100	Gomori Trichrome Stain Kit	100 tests  
RRSK70-200		200 tests  
RRSK70-500		500 tests  
RRSK70-1000		1000 tests  
RRSK3-100	Gram Stain Kit (Gram Fuchsin Counterstain)	100 tests  
RRSK3-200		200 tests  
RRSK3-500		500 tests  
RRSK3-1000		1000 tests  
RRSK5-100	Gram Stain Kit (Neutral Red Counterstain)	100 tests  
RRSK5-200		200 tests  
RRSK5-500		500 tests  
RRSK5-1000		1000 tests  
RRSK4-100	Gram Stain Kit (Safranin Counterstain)	100 tests  
RRSK4-200		200 tests  
RRSK4-500		500 tests  
RRSK4-1000		1000 tests  
RRSK45-100	Gram Stain Kit (Twort Counterstain)	100 tests  
RRSK45-200		200 tests  
RRSK45-500		500 tests  
RRSK45-1000		1000 tests  
RRSK200-100	Gram Stain Kit Hucker	100 tests  
RRSK200-200		200 tests  
RRSK200-500		500 tests  
RRSK200-1000		1000 tests  
RRSK80-100	Grocotts Stain Kit	100 tests  
RRSK80-200		200 tests  
RRSK26-100	Haematoxylin & Eosin Stain Kit (H&E)	100 tests  
RRSK26-200		200 tests  
RRSK26-500		500 tests  
RRSK26-1000		1000 tests  
RRSK303-100	Jones PAS-M Stain Kit	100 tests  
RRSK345-100	Luxol Fast Blue Stain Kit	100 tests  

Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK345-200	Luxol Fast Blue Stain Kit	200 tests  
RRSK345-500		500 tests  
RRSK345-1000		1000 tests  
RRSK2-100	Martius Scarlet Blue Stain Kit (MSB)	100 tests  
RRSK2-200		200 tests  
RRSK2-500		500 tests  
RRSK2-1000		1000 tests  
RRSK12-100	Masson Fontana Stain Kit	100 tests  
RRSK12-200		200 tests  
RRSK21-100	Masson Trichrome (Light Green) Stain Kit	100 tests  
RRSK21-200		200 tests  
RRSK21-500		500 tests  
RRSK21-1000		1000 tests  
RRSK20-100	Masson Trichrome (Methyl Blue) Stain Kit	100 tests  
RRSK20-200		200 tests  
RRSK20-500		500 tests  
RRSK20-1000		1000 tests  
RRSK302-100	Melanin Bleach Kit	100 tests  
RRSK302-200		200 tests  
RRSK302-500		500 tests  
RRSK302-1000		1000 tests  
RRSK27-100	MGG Stain Kit (May Grunwald Giemsa)	100 tests  
RRSK27-200		200 tests  
RRSK27-500		500 tests  
RRSK27-1000		1000 tests  
RRSK13-100	Mucicarmine Southgate Stain Kit	100 tests  
RRSK13-200		200 tests  
RRSK13-500		500 tests  
RRSK13-1000		1000 tests  
RRSK62-100	Neisser Stain Kit	100 tests  
RRSK62-200		200 tests  
RRSK62-500		500 tests  
RRSK62-1000		1000 tests  
RRSK14-100	Oil red O Stain Kit	100 tests  
RRSK14-200		200 tests  
RRSK14-500		500 tests  




Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK14-1000	Oil red O Stain Kit	1000 tests CE IVD
RRSK91-100	Orcein Elastic Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK91-200		200 tests CE IVD
RRSK91-500		500 tests CE IVD
RRSK91-1000		1000 tests CE IVD
RRSK29-100	Orcein Shikata Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK29-200		200 tests CE IVD
RRSK29-500		500 tests CE IVD
RRSK29-1000		1000 tests CE IVD
RRSK28-100	Papanicolaou Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK28-200		200 tests CE IVD
RRSK28-500		500 tests CE IVD
RRSK28-1000		1000 tests CE IVD
RRSK15-100	Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK15-200		200 tests CE IVD
RRSK15-500		500 tests CE IVD
RRSK15-1000		1000 tests CE IVD
RRSK157-100	Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit (For Fungus)	100 tests CE IVD
RRSK157-200		200 tests CE IVD
RRSK157-500		500 tests CE IVD
RRSK157-1000		1000 tests CE IVD
RRSK165-100	Pert Stain Kit (Haematology Version)	100 tests CE IVD
RRSK165-200		200 tests CE IVD
RRSK165-500		500 tests CE IVD
RRSK165-1000		1000 tests CE IVD
RRSK16-100	Perls Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK16-200		200 tests CE IVD
RRSK16-500		500 tests CE IVD
RRSK16-1000		1000 tests CE IVD
RRSK60-100	Perls Van Gieson Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK60-200		200 tests CE IVD
RRSK60-500		500 tests CE IVD
RRSK60-1000		1000 tests CE IVD
RRSK90-100	Picro Mallory Trichrome Stain Kit	100 tests CE IVD
RRSK90-200		200 tests CE IVD
RRSK90-500		500 tests CE IVD

Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK90-1000	Picro Mallory Trichrome Stain Kit	1000 tests  
RRSK1-100	Rapi-Diff II Stain Kit	100 tests  
RRSK1-200		200 tests  
RRSK1-500		500 tests  
RRSK1-1000		1000 tests  
RRSK190-100	Rapi-Diff II Stain Kit Extra	100 tests  
RRSK190-200		200 tests  
RRSK190-500		500 tests  
RRSK190-1000		1000 tests  
RRSK105-100	Reticulin Stain Kit (with Gold Chloride)	100 tests  
RRSK105-200		200 tests  
RRSK102-100	Reticulin Stain Kit (without Gold Chloride)	100 tests  
RRSK102-200		200 tests  
RRSP3367-D	Sirius Red in Picric Acid Solution	500 ml  
RRSK17-100	Sudan Black B Stain Kit (Histology Version)	100 tests  
RRSK17-200		200 tests  
RRSK17-500		500 tests  
RRSK18-100	TB Fluorescent Stain Kit I (Auramine Phenol Lempert)	100 tests  
RRSK18-200		200 tests  
RRSK18-500		500 tests  
RRSK18-1000		1000 tests  
RRSK19-100	TB Fluorescent Stain Kit II (Auramine Rhodamine Phenol)	100 tests  
RRSK19-200		200 tests  
RRSK19-500		500 tests  
RRSK19-1000		1000 tests  
RRSK609-100	Toluidine Blue Stain Kit	100 tests  
RRSK609-200		200 tests  
RRSK76-100	Victoria Blue Stain Kit	100 tests  
RRSK76-200		200 tests  
RRSK76-500		500 tests  
RRSK76-1000		1000 tests  
RRSK38-100	Von Kossa Stain Kit	100 tests  
RRSK38-200		200 tests  
RRSK38-500		500 tests  
RRSK38-1000		1000 tests  
RRSK22-100	Weigerts Haematoxylin/Van Gieson Stain Kit	100 tests  



Kits de colorations spéciales

Référence	Désignation	Conditionnement
RRSK22-200	Weigerts Haematoxylin/Van Gieson Stain Kit	200 tests  
RRSK22-500		500 tests  
RRSK22-1000		1000 tests  
RRSK23-100	ZN Stain Kit (Malachite Green Counterstain)	100 tests  
RRSK23-200		200 tests  
RRSK23-500		500 tests  
RRSK23-1000		1000 tests  
RRSK24-100	ZN Stain Kit (Methylene Blue Counterstain)	100 tests  
RRSK24-200		200 tests  
RRSK24-500		500 tests  
RRSK24-1000		1000 tests  

Instruments

Démasquage des antigènes



Antigen Retrieval Chamber ARC-HV

L'Antigen Retrieval Chamber High Voltage (ARCHV) est destiné au démasquage des antigènes par la chaleur de coupes de tissus fixées au formol et incluses en paraffine (FFPE). L'appareil prend en charge les lames standard et les lames double-largeur.


- Écran tactile intégré
- 6 protocoles préprogrammés
- Programmes personnalisables



Modèle

Antigen Retrieval Chamber ARC-HV

Référence	DCARC0003
Température applicable	60 - 121 °C avec incrémentation ± 1 °C
Capacité lames	72 lames standard OU 27 lames double-largeur
Dimensions	361 mm x 330 mm x 343 mm (lxpxh)
Poids	6 Kg



Immunomarquage & Coloration



ONCORE® PRO

L'ONCORE PRO est un instrument d'immunomarquage compact prenant en charge les protocoles en IHC, IF ou ISH. L'ONCORE PRO automatise entièrement le processus de coloration. La version RUO est un automate totalement ouvert permettant de personnaliser entièrement chaque programme et d'utiliser des réactifs tiers.



Coloration IHC/IF/ISH automatisée
36 positions de lames



Réactifs prêt-à-emploi
optimisés



Séparation des déchets
dangereux



Conception simple
& logiciel intuitif




Consommation faible
en anticorps (130µL)



Système compact

Modèle	ONCORE PRO	ONCORE PRO X
Référence	ONCPR00001	ONCPRX0001
Marquage CE-IVD	OUI	NON
Édition programmes	Restreinte	Totale
Température applicable	TA - 110 °C	
Capacité lames	36 lames avec programmes indépendants	
Dimensions	93 cm x 61 cm x 56 cm (lpxh)	
Poids	57 Kg	




IMMUNOFLUORESCENCE

Inhibiteurs d'autofluorescence	78
Amplification & Révélation	78
Multiplexage	81
Milieux de montage	82
Colorants cellulaires fluorescents	83

Inhibiteurs d'autofluorescence

Éliminez l'autofluorescence indésirable de vos coupes de tissus grâce à l'utilisation du TrueVIEW de Vector Laboratories !



Vector® TrueVIEW®

Référence	Désignation	Conditionnement
SP-8400-15	Vector® TrueVIEW® Autofluorescence Quenching	Kit
SP-8500-15	Vector® TrueVIEW® + Vibrance DAPI	

Amplification & Révélation

Anticorps secondaires

Référence	Désignation	Conditionnement
Anti-souris		
5230-0416	Anticorps anti-IgG (H+L) de souris - DyLight 800 (contre absorbé contre l'humain et lapin)	1 mg
5230-0391	Anticorps anti-IgG (H+L) de souris - DyLight 488 (contre absorbé contre l'humain)	
5230-0406	Anticorps anti-IgG (H+L) de souris - DyLight 680 (contre absorbé contre l'humain)	
5230-0415	Anticorps anti-IgG (H+L) de souris - DyLight 800 (contre absorbé contre l'humain)	
Anti-lapin		
5230-0386	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin - DyLight 488 (contre absorbé contre l'humain)	1 mg
5230-0385	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin - DyLight 488	0,1 mg
5230-0339		
5230-0402	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin - DyLight 680	1 mg
5230-0412	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin - DyLight 800	

Anticorps secondaires

DI-1488-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin fait chez la chèvre - DyLight™ 488	
DI-1088-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin fait chez le cheval - DyLight™ 488	
DI-1549-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin fait chez la chèvre - DyLight™ 549	1.5 mg
DI-1594-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin fait chez la chèvre - DyLight™ 594	
DI-1094-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin fait chez le cheval - DyLight™ 594	
DI-1649-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin fait chez la chèvre - DyLight™ 649	
Anti-homme		
5230-0382	Anticorps anti-IgG (H+L) humaine - DyLight 488	
5230-0410	Anticorps anti-IgG (H+L) humaine - DyLight 800	1 mg
5230-0381	Anticorps anti-IgM (mu) humaine - DyLight 488	
Anti-chèvre		
5230-0401	Anticorps de lapin anti-IgG (H+L) de chèvre - Dylight 680	1 mg
5230-0411	Anticorps de lapin anti-IgG (H+L) de chèvre - Dylight 800	
DI-3094-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de chèvre fait chez le cheval - DyLight™ 594	1.5 mg
DI-3088-1.5	Anticorps anti-IgG (H+L) de chèvre fait chez le cheval - DyLight™ 488	
Anti-rat		
5230-0340	Anticorps anti-IgG (H+L) de rat - Dylight 488	0,1 mg
5230-0387		1 mg
5230-0404		
Streptavidine fluorescente		
5270-0017	Streptavidine - Dylight 488	0,1 mg
SA-5001-1	Streptavidine, FITC	
SA-5006-1	Streptavidine, Texas Red	
SA-5008-1	Streptavidine, AMCA	
SA-5488-1	DyLight™ 488 Streptavidine	1mg
SA-5549-1	DyLight™ 549 Streptavidine	
SA-5649-1	DyLight™ 649 Streptavidine	
SA-5594-1	DyLight™ 594 Streptavidine	
Double marquage		
DK-8818	VectaFluor Duet Immunofluorescence Double Labeling Kit, DyLight™ 488 Anti-Rabbit (green)/DyLight™ 594 Anti-Mouse (red)	Kit
DK-8828	VectaFluor Duet Immunofluorescence Double Labeling Kit, DyLight™ 594 Anti-Rabbit (red)/DyLight™ 488 Anti-Mouse (green)	

Kits d'amplification VectaFluor Excel Amplified

Le système de coloration amplifiée VectaFluor Excel offre une méthode d'amplification pratique, sans biotine, pour les applications d'immuno-fluorescence. Ce système utilise un anticorps amplificateur - un anticorps anti-IgG de souris ou anti-lapin non conjugué, à haute affinité et spécialement préparé (chez la chèvre) suivi d'un anticorps anti-IgG de chèvre conjugué au colorant VectaFluor DyLight.



Solutions
stabilisées, prêtes
à l'emploi



Amplification
du signal sans
biotine



Haute
sensibilité



Pas de bruit
de fond

Kits d'amplification VectaFluor Excel Amplified

Référence	Désignation	Conditionnement
DK-1488	VectaFluor™ Excel Amplified DyLight™ 488 Anti-IgG de lapin	Kit
DK-1594	VectaFluor™ Excel Amplified DyLight™ 594 Anti-IgG de lapin	
DK-2488	VectaFluor™ Excel Amplified DyLight™ 488 Anti-IgG de souris	
DK-2594	VectaFluor™ Excel Amplified DyLight™ 594 Anti-IgG de souris	

Kits de détection de glycane en IF

Référence	Désignation	Conditionnement
GSK-1000	Glysite™ Scout Glycan Screening Kit, Immunofluorescence 649	Kit
GSK-2000	Glysite™ Scout Glycan Screening Kit, Immunofluorescence 594	
GSK-3000	Glysite™ Scout Glycan Screening Kit, Immunofluorescence 488	

Kits Mouse On Mouse M.O.M - Immunodétection


Référence	Désignation	Conditionnement
FMK-2201	Kit VECTOR® M.O.M™ "Mouse-On-Mouse" Fluorescent FITC	Kit

Multiplexage

Kit d'élimination d'anticorps Vectaplex™

Obtenez un multiplexage simplifié en utilisant le kit prêt à l'emploi Vectaplex !

Conçu pour éliminer les anticorps et autres réactifs, il est idéal pour vos coupes de tissus fixés au formol et inclus en paraffine. Il préserve votre tissu et vos antigènes grâce à une action à température ambiante. Convient pour vos protocoles d'immunofluorescence et vos amplifications par la tyramide.



Le Vectaplex™ préserve l'intégrité de vos tissus

Prélèvement FFPE	Aucun stripping	Hematoxylin & Eosin Counterstain	
Prélèvement FFPE	6 cycles de stripping au micro-ondes	Hematoxylin & Eosin Counterstain	
Prélèvement FFPE	6 cycles de stripping avec Vectaplex	Hematoxylin & Eosin Counterstain	

Kit d'élimination d'anticorps Vectaplex™

Référence	Désignation	Conditionnement
VRK-1000	Vectaplex™ Antibody Removal Kit	Kit

Milieux de montage

VECTASHIELD®



Le VECTASHIELD® PLUS : Dernière génération de milieu de montage, doté d'une technologie antifade imbattable et dépourvu de bruit de fond quelque sois la longueur d'onde. Grâce à cette formulation puissante et non figée, vous visualiserez vos lames en une heure et conserverez les échantillons montés pendant de longues périodes sans perdre l'intensité du signal. Le milieu de montage VECTASHIELD® PLUS est disponible, avec ou sans DAPI.

Le milieu de montage VECTASHIELD® Vibrance™ Antifade est récent dans la famille des milieux de montage VECTASHIELD® Antifade. Il permet un anti-photoblanchiment performant sur l'ensemble du spectre. Il est compatible avec les fluorophores couramment utilisés et vous permet de visualiser vos sections une heure seulement après le montage. Conçu pour ne pas faire de bulles le milieu de montage VECTASHIELD® Vibrance™ permet un archivage prolongé des lames à température ambiante.

VOUS L'AVEZ PEUT-ÊTRE DÉJÀ CONSTATÉ ?

L'interaction des fluorophores excités avec l'oxygène crée des radicaux libres qui peuvent les endommager au point qu'ils ne deviennent plus fluorescents. Les milieux de montage VECTASHIELD® empêchent ce phénomène grâce à des composés piégeant les radicaux libres.



Prêt à l'emploi, facile à utiliser

Avec ou sans contre-coloration nucléaire
ou cytosquelettique

Formulations durcissantes ou non durcissantes au choix

Sans contre-coloration

Référence	Désignation	Conditionnement
H-1700-2	VECTASHIELD® Vibrance™ Antifade Mounting Medium (hardening)	2 mL
H-1700-10		10 mL
H-1900-2	VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium	2 mL
H-1900-10		10 mL
H-1000-10	VECTASHIELD® Mounting Medium	10 mL
H-1400-10	VECTASHIELD® HardSet™ Mounting Medium	
H-1600-10	VECTASHIELD HardSet Antifade Mounting Medium with Phalloidin	

Avec contre-coloration

Référence	Désignation	Conditionnement
H-1800-2	VECTASHIELD® Vibrance™ Antifade Mounting Medium (hardening) + DAPI	2 mL
H-1800-10		10 mL
H-2000-2	VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium + DAPI	2 mL
H-2000-10		10 mL
H-1500-10	VECTASHIELD® HardSet™ + DAPI	10 mL
H-1200-10	VECTASHIELD® + DAPI	
H-1300-10	VECTASHIELD® + Propidium Iodide	


Autres

Référence	Désignation	Conditionnement
CB-1000-2	VectaCell Trolox Antifade Reagent	2 mL
5570-0005	Fluorescent Mounting Media (base glycerol)	15 mL

Colorants cellulaires fluorescents

Référence	Désignation	Conditionnement
6163	7-AAD (Red fluorescent vital stain)	0.26 mg
6130	Acridine Orange	0,5 mL
9154	Advanced Calcein AM (Cell Viability Kit)	Kit
9153	Basic Calcein AM Cell Viability Kit	
6162	CFSE (Green fluorescent cellular dye)	50 µL
6244	DAPI Nuclear Stain (Blue fluorescent nuclear DNA dye)	10 mg
639	Hoechst 33342 (Blue nuclear DNA dye)	1 mL
638	Propidium Iodide	
6342	Green Live/Dead Stain	50 µL

NB : Des instruments pour le démasquage d'antigène ou la coloration de lames sont disponibles dans notre section Immunohistochimie page 76.



ELISA

Kits ELISA	86
Apoptose / Autres morts cellulaires	86
Cardiovasculaire	87
Diabète & Obésité	89
Endocrinologie	94
Foie & Fibrose	97
Neurosciences	97
Os & Cartilage / Métabolisme du Ca ²⁺	99
Dosages Salivaires	101
Stress Oxydatif	105
Système Immunitaire	107
Vétérinaire	112
Réactifs ELISA	117

Kits ELISA

Apoptose

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
BE52081	Caspase-8 ELISA	0.16 - 10 ng/mL	
BE52091	Caspase-9 ELISA	1.6 - 100 ng/mL	
RAF010R	Human Cytochrome c ELISA	0.08 - 5 ng/mL	
EG3311-1	AssayMax™ Human Galectin-3 (Gal-3) ELISA Kit	0.125 - 8 ng/mL	
EI1770-1	AssayMax™ Human Inhibitor of Growth Protein 1 (ING1) ELISA Kit	1.875 - 120 ng/mL	
10011	M30 Apoptosense® ELISA	0 - 1 000 U/L	96 tests
10900	M30 CytoDeath™ ELISA	250 - 3 000 U/L	
10020	M65 ® ELISA	125 - 2 000 U/L	
10040	M65 EpiDeath® ELISA	200 - 5 000 U/L	
RAF100R	Human sFas Ligand ELISA	0.16 - 10 ng/mL	
RAF135R	Human TRAIL ELISA	15.6 - 1 000 pg/mL	

Kits pour microscopie à fluorescence & cytométrie de flux

Référence	Désignation	Conditionnement
9124	Annexin V -FITC Apoptosis Assay Kit	
98	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-1 (YVAD) Assay Kit	
9162	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-1 (WEHD) Assay Kit	
919	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-2 (VDVAD) Assay Kit	
94	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-3/7 (DEVD) Assay Kit	
6356	Green Fluorescent FAM-DEVD-OPH in vitro Caspase-3/7 Apoptosis Detection Reagent	
96	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-6 (VEID) Assay Kit	100 tests
910	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-8 (LETD) Assay Kit	
913	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-9 (LEHD) Assay Kit	
923	Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-10 (AEVD) Assay Kit	
924	JC-1 Fluorescent Mitochondrial Membrane Depolarization Assay	
92	Green Fluorescent Poly (active) Caspase FAM FLICA® Assay Kit (FAM-VAD-FMK)	
983	Red Fluorescent SR In vivo Poly (active) Caspase (VAD) Assay	24 tests
9103	TMRE - Orange Fluorescent Mitochondrial Membrane Depolarization Assay	
9105	TMRM - Orange Fluorescent Mitochondrial Membrane Depolarization Assay	500 tests

Produit additionnel

Référence	Désignation	Conditionnement
6212	Staurosporine	1 mg

Autres morts cellulaires

Kits pour microscopie à fluorescence & cytométrie de flux

Référence	Désignation	Conditionnement
9148	Necrosis vs Apoptosis Assay Kit	100 - 200 tests
9146	Pyroptosis/Caspase-1 Assay - Green Fluorescent	

Cardiovasculaire

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Humain			
JP27998	soluble α -Klotho ELISA	93.75 - 6 000 pg/mL	96 tests
RAG006R	Human ACE2 ELISA	0.0625 - 4 ng/mL	
EA212/96	ADMA Fast ELISA	0.2 - 3.0 μ mol/L	
BI-ANG2	Angiotensin-2 ELISA	0 - 21 960 pg/mL	
RA05880R	Human/Rat Angiotensin II ELISA	0.98 - 125 pg/mL	
BI-20082H	Big Endothelin-1	0 - 12.85 pg/mL	
BI-20852W	BNP Fragment EIA	0 - 54 237 pg/mL	
RAF093R	Human sCD40L ELISA	0.16 - 10 ng/mL	
RA19021R	Human CGRP ELISA	7.8 - 1 000 pg/mL	
RD191035200R	Human Connective Tissue Growth Factor ELISA	0.63 - 20 ng/mL	
BI-20413	DKK-1	0 - 4 103 pg/mL	
BI-20742	Endostatin	0 - 16 000 pg/mL	
BI-20702	FGF23 (C-terminal)	0 - 150.4 pg/mL	
RHK401R	Human Heart FABP (FABP3) ELISA	102 - 25 000 pg/mL	
EA205/96	Homoarginine ELISA	56 - 1 318 ng/mL	
BI-LRG	LRG (Leucine-rich α -2-glycoprotein)	0 - 64 ng/mL	
BI-20409	Total Soluble Neuropilin-1	0 - 836 ng/mL	
BI-20892	proANP (1-98)	0 - 127 ng/mL	
SK-1204	NT-proBNP	0 - 5 424 pg/mL	


CE IVD

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
BI-20812	NT-proCNP	0 - 638 pg/mL	96 tests
BI-20403	Osteoprotegerin	1.4 - 400 pg/mL	
RAG019R	Human Periostin ELISA	78 - 5 000 pg/mL	
BI-20433	Periostin	0 - 360 000 pg/mL	
RCD032R	Plasma Renin Activity ELISA	0.20 - 60 ng/mL	
BI-20472	Bioactive Sclerostin	0 - 7 200 pg/mL	
TE1023HS	Human Sclerostin HS ELISA	0 - 3 ng/mL	
BI-20492	Sclerostin	0 - 5 400 pg/mL	
BI-20405	Soluble Semaphorin 4D	0 - 157.8 ng/mL	
Souris/Rat			
JP27167	Rat Big Endothelin-1 Assay Kit	0.78 - 100 pg/mL	96 tests
RA19022R	Rat CGRP ELISA	3.91 - 500 pg/mL	
RAG020R	Mouse Periostin ELISA	3 - 2 000 pg/mL	

Diabète & Obésité

Découvrez notre sélection de tests ELISA dédiés à la compréhension des maladies métaboliques telles que le diabète et l'obésité. L'étude des mécanismes liés aux biomarqueurs de l'homéostasie énergétique n'aura plus de secret pour vous !



Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Adiponectin			
TE1013	TECO® Human Adiponectin	1 - 100 ng/mL	96 tests
RD293023100R	Mouse Adiponectin ELISA	0.25 - 8 ng/mL	
22-ADPRT-E01	Rat Adiponectin ELISA	0.25 - 10 ng/mL	
22-ADPMS-E01	Mouse Total Adiponectin ELISA	0.025 - 1 ng/mL	
C-peptide			
80-CPTHU-E01.1	C-peptide ELISA	20 - 3 000 pmol/L	96 tests
80-CPTHU-E10		20 - 3 000 pmol/L	10 x 96 tests
MEE-0100R		0.06 - 16 ng/mL	
80-CPTMS-E01	Mouse C-peptide ELISA	60 - 3 000 pM	96 tests
80-CPTRT-E01	Rat C-peptide ELISA	50 - 4 500 pM	
Ghrelin			
YK350	Active Ghrelin ELISA	2.9 -184 fmol/mL	96 tests
RA194062500R	Human Ghrelin acylated easy sampling ELISA	2.0 - 250 pg/mL	
RA194062400R	Human Ghrelin acylated express ELISA	2.0 - 250 pg/mL	
YK351	Desacyl- Ghrelin ELISA	13.6 – 870 fmol/mL	
RA194063500R	Human Ghrelin unacylated easy sampling ELISA	2.0 - 250 pg/mL	
RA194063400R	Human Ghrelin unacylated express ELISA	2.0 - 250 pg/mL	
RA394062500R	Mouse/Rat acylated Ghrelin easy sampling ELISA	2.0 - 250 pg/mL	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
RA394062400R	Mouse/Rat acylated Ghrelin express ELISA	2.0 - 250 pg/mL	96 tests
RA394063400R	Mouse/Rat unaacylated Ghrelin express ELISA	2.0 - 250 pg/mL	
Glucose dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP)			
48-AGIPHU-E01	Active GIP (1-42) ELISA	3.9 - 250 pg/mL	96 tests
YK253	Human GIP (Total) ELISA	3.1 - 200 pM	
YK252	Mouse GIP (Active) ELISA	7.8 - 500 pg/mL	
YK255	Mouse GIP (Total) ELISA	6.3 - 400 pM	
48-GIPMS-E01	Mouse Total GIP ELISA	2.5 - 600 pM	
YK251	Rat GIP (Active) ELISA	3.9 - 250 pg/mL	
YK254	Rat GIP (Total) ELISA	3.1 - 200 pM	
Glucagon Like Peptide (GLP)			
43-GP1HU-E01	GLP-1 (Active 7-36) ELISA	0.64 - 48 pmol/L	96 tests
YK161	Total GLP-1 HS ELISA	1.235 - 300 pM	
43-GPTHU-E01	Total GLP-1 ELISA (7-36 and 9-36)	2.1 - 54 pmol/L	
YK141	Human GLP-2 EIA	0.412 - 100 ng/mL	
YK142	Mouse GLP-2 EIA	0.412 - 100 ng/mL	
YK140	Rat GLP-2 EIA	0.137 - 100 ng/mL	
Glucagon			
YK091	Glucagon -HS ELISA	2.2 - 143.6 pmol/L	96 tests
Insulin			
21-IAAHU-E01	Insulin Autoantibody ELISA	Qualitatif	96 tests
80-INSHUU-E01	Ultrasensitive Insulin ELISA	0.15 - 20 µLU/mL	
80-INSHUU-E10		10 x 96 tests	
80-INSHU-E01	Insulin ELISA	96 tests	
80-INSHU-E10		10 x 96 tests	
80-INSMSU-E01	Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA	96 tests	
80-INSMSU-E10		10 x 96 tests	
80-INSMS-E01	Mouse Insulin ELISA	96 tests	
80-INSMS-E10		10 x 96 tests	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement	
80-INSMH-E01	Mouse High Range Insulin ELISA	3 - 150 ng/mL	96 tests	
80-INSRTU-E01	Rat Ultrasensitive Insulin ELISA	0.15 - 5.5 ng/mL ou 0.02 - 1.0 ng/mL		
80-INSRT-E01	Rat Insulin ELISA	0.15 - 5.5 ng/mL		
80-INSRTH-E01	Rat High Range Insulin ELISA	3 - 150 ng/mL		
Leptin				
22-BLEPHU-E01	Bioactive Leptin ELISA	0.05 - 6 ng/mL	96 tests	
22-LEPHUU-E01	Leptin ELISA (Ultrasensitive)	0.05 - 5 ng/mL		
RD191001100	Human Leptin ELISA Clinical Range	1 - 50 ng/mL		CE 
TE1015	TECO® Human Leptin ELISA kit	1 - 100 ng/mL		CE 
JP27160	Mouse Leptin ELISA	12.5 - 800 pg/mL		
22-LEPMS-E01	Leptin (Mouse/Rat) ELISA	25 - 1 600 pg/mL		
JP27295	Rat Leptin ELISA	56.25 - 3 600 pg/mL		
Peptide YY (PYY)				
YK080	Human PYY EIA	0.082 - 20 ng/mL	96 tests	
YK081	Mouse/Rat PYY EIA	0.15 - 12.50 ng/mL		
Proinsulin				
TE1012	TECO® Human Intact Proinsulin ELISA	0/3.9 - 145.30 pmol/L	96 tests	CE 
Retinol Binding Protein 4 (RBP)				
RAG021R	Human RBP4 (High Sensitivity) ELISA	0/0.39 - 25 ng/mL	96 tests	
RAG005R	Human RBP4 ELISA	0.001 - 5 µg/mL		
41-RBPMS-E01	Mouse Retinol Binding Protein (RBP) ELISA	0/0.63 - 20 ng/mL		
RAG007R	Mouse/Rat RBP4 ELISA	0/0.188 - 12 ng/mL		

Kits de chimiluminescence STELLUX®

Vous souhaitez gagner en sensibilité et rapidité ?
Optez pour nos kits de chimiluminescence STELLUX®.



Large gamme
de détection



Faible volume
d'échantillon



1 protocole
pour tous les
échantillons



3 contrôles
internes inclus


Kits ELISA en chimiluminescence

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
C-peptide			
80-CPTHU-CH01	STELLUX™ C-peptide Chemiluminescence ELISA	4.5 - 12 960 pg/mL	96 tests
80-CPTHU-CH05			5 x 96 tests
GIP			
80-GLP1A-CH01	STELLUX™ Active GLP-1 (7-36) amide Chemiluminescence ELISA	0.45 - 151.6 pmol/L	96 tests
Insulin			
80-INSHU-CH01	Insulin Chemiluminescence ELISA	5 - 30 000 pg/mL	96 tests
80-INSHU-CH10			10 x 96 tests
80-INSMR-CH01	Insulin Rodent (Mouse/Rat) Chemiluminescence ELISA	0.1 - 150 ng/mL	96 tests
80-INSMR-CH10			10 x 96 tests

LE SAVIEZ-VOUS ?

La découverte de l'insuline, par Frederick Banting, Charles Best et John Macleod, a fêté son 100e anniversaire en 2021. Parcourez sa chronologie ayant conduit à d'importantes avancées médicales.

Histoire de l'insuline




1921

Banting, Best et Macleod entament leurs recherches expérimentales sur des chiens diabétiques. Les premières injections d'extraits pancréatiques sont prometteuses. Peu de temps après, James Bertram Collip rejoint l'équipe afin de mettre ses compétences de biochimiste au service de la purification de ces extraits.

1922

La première injection d'extrait pancréatique purifié, mis au point par l'équipe Banting, est réalisée sur l'homme.

Macleod présente officiellement le terme "insuline" à la communauté scientifique et médicale.



1923

Banting et Macleod reçoivent le prix Nobel de physiologie ou de médecine pour la découverte de l'insuline.



1978

La première insuline humaine synthétique, issue du génie génétique, est produite à l'aide d'E. coli.



1969

L'équipe du Dr Dorothy Hodgkin utilise la cristallographie aux rayons X pour révéler la structure tridimensionnelle de l'insuline.

1936

Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. lance la première insuline à action prolongée.

2000

L'analogue de l'insuline, *aspart*, est approuvé par la FDA américaine.

1996

La FDA américaine approuve le premier analogue de l'insuline à action rapide, le *Lispro*.

1982

Eli Lilly commercialise l'Humuline, la première insuline humaine biosynthétique.

2019

La FDA autorise un deuxième système de pancréas artificiel, le Control-Q, de Tandem Diabetes CarePancréatique.

2016

Le système MiniMed670G de Medtronic est le premier système de pancréas artificiel approuvé par la FDA américaine.

2004

L'analogue de l'insuline, *glulisine*, est approuvé par la FDA américaine.

Endocrinologie

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Humain			
FRE-2800R	17-OH-Progesterone ELISA	0.1 - 25 ng/mL	96 tests
11-ANDHU-E01	5α-Androstane-3α, 17β-Diol Glucuronide ELISA	0.25 - 50 ng/mL	
MSE-5200R	Aldosterone Human	0/20 - 1 000 pg/mL	
FRE-2900R	AMH Human	0.4 - 20 ng/mL	
AAE-1500R	Androstenediol-Glucuronide ELISA	0.25 - 50 ng/mL	
AAE-1000R	Androstenedione ELISA	0.1 - 10 ng/mL	
74-AG1HU-E01	Angiotensin I ELISA	3.9 - 10 000 pg/mL	
20-FBEHU-E01	Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (β-HCG) ELISA	0.2 - 200 ng/mL	
21-CALHU-E01	Calcitonin ELISA	10 - 1 000 pg/mL	
20-HCGHU-E01	Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ELISA	5 - 1 000 mIU/mL	
YK070	Human Chromogranin A EIA	0.14 - 33.33 pmol/mL	
AC-15F1	Corticosterone HS (High Sensitivity) EIA	0.24 - 23.5 ng/mL	
MSE-5400R	Corticosterone ELISA	5 - 240 nmol/L	
74-CORMSU-E01		30 - 20 000 pg/mL	
11-CRLHU-E01	Cortisol ELISA	0.4 - 40 μ g/dL	
MSE-5000R		0/20 - 800 ng/mL	
MSE-5100R	Cortisol Urine ELISA	1 - 200 ng/mL	
AAE-1600R	DHEA ELISA	0.3 - 30 ng/mL	
AAE-1100R	DHEA-S ELISA	0.005 - 10 μ g/mL	
AAE-1900R	DHT ELISA	25 - 2 500 pg/mL	
EIA-4824	Dopamine Research ELISA	0 - 80 ng/mL	
EIA-3111	Endothelin-1 ELISA	0.78 - 100 pg/mL	
21-EPOHU-E01	Erythropoietin ELISA	3 - 500 mIU/mL	
FRE-2000R	Estradiol ELISA	25 - 2 000 pg/mL	
FRE-2100R	Free Estriol ELISA	0.3 - 40 ng/mL	
11-ESGTHU-E01	Total Estrogens ELISA	25 - 2 500 pg/mL	
FRE-2300R	Estrone ELISA	15 - 2 400 pg/mL	
11-FSHHU-E01	Follicle Stimulating Hormone (FSH) ELISA	5 - 100 IU/L	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
22-HGHHU-E01	Ultrasensitive Human Growth Hormone ELISA	50 - 1 000 pg/mL	96 tests
MEE-0200R	Growth Hormone HGH ELISA	1 - 50 ng/mL	
22-GHBHU-E01	Growth Hormone Binding Protein ELISA	0.006 - 84 ng/mL	
MEE-0500R	IGF-1 ELISA	10 - 600 ng/mL	
22-IG2HU-E01	IGF-2 ELISA	0.45 - 9 ng/mL	
MEE-0400R	IGFBP-1 ELISA	1 - 100 ng/mL	
22-BP2HU-E01	IGFBP-2 ELISA	2 - 80 ng/mL	
22-BP3HU-E01	IGFBP-3 ELISA	0.03 - 15 150 ng/mL	
22-BBPHU-E01	IGFBP-3 ELISA (Bioactive)	0.4 - 30 ng/mL	
11-LUTHU-E01	Luteinizing Hormone (LH) ELISA	1 - 100 IU/L	
20-LHUHU-E01	Luteinizing Hormone (LH) ELISA (Urine)	0.287 - 200 mIU/mL	2 x 96 tests
EIA-3117	Oxytocin ELISA	15.6 - 1 000 pg/mL	
EIA-5834		16.38 - 10 000 pg/mL	
20-HPLHU-E01	Human Placental Lactogen ELISA (HPL ELISA)	1.25 - 20 mg/mL	
MSE-5600R	Plasma Renin activity (PRA) Human	0.2 - 60 ng/mL	
FRE-2700R	Pregnenolone ELISA	0.1 - 25.6 ng/mL	
FRE-2500R	Progesterone ELISA	0.3 - 40 ng/mL	
20-RENHU-E01	Renin ELISA	0.80 - 128 pg/mL	
MSE-5300R	Active Renin ELISA	4 - 128 pg/mL	
11-RNNHU-E02	Renin Activity ELISA	0.2 - 60 ng/mL	
TFE-2500R	Reverse T3 (rT3) ELISA	0.02 - 2 ng/mL	96 tests
EIA-4642	Serotonin Research ELISA	0 - 2.5 ng/mL	
AAE-1200R	SHBG ELISA	4 - 260 nmol/L	
11-SHBHU-E01	Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)	3.3 - 295 nmol/L	
TFE-2300R	T3 ELISA 2nd generation	0.5 - 10 ng/mL	
25-FT3HU-E01	Free Triiodothyronine ELISA (Free T3)	0.9 - 19 pg/mL	
TFE-2100R	FT3 ELISA 2nd generation	2 - 40 pg/mL	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
TFE-2400R	T4 ELISA 2nd generation	25 - 250 nmol/L	96 tests
25-TT4HU-E01	Total Thyroxine ELISA (Total T4)	2 - 25 µg/dL	
TFE-2200R	FT4 ELISA 2nd generation	2 - 80 pg/mL	
25-FT4HU-E01	Free Thyroxine (ft4) ELISA	0.3 - 7.0 ng/dL	
AAE-1300R	Testosterone ELISA	0.2 - 16 ng/mL	
11-TESHU-E01	Serum Testosterone ELISA	0.08 - 16.7 ng/mL	
AAE-1800R	Free Testosterone ELISA 2nd Generation	0.1 - 60 pg/mL	
25-TSHHU-E01	Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ELISA	0.5 - 25 µIU/mL	
TFE-2000R	TSH ELISA 2nd Generation	0.25 - 15 mIU/L	
EIA-3122	Arg ⁸ - Vasopressin ELISA	4.1 - 1 000 pg/mL	
Souris/Rat			
DEV9922	Corticosterone Rat/Mouse ELISA	15 - 2 250 ng/mL	96 tests
ARE-8800R	Estradiol Rat	5 - 1 280 pg/mL	
22-GHOMS-E01	Mouse/Rat Growth Hormone ELISA	0.025 - 1.5 ng/mL	
DEE025	IGF-I Mouse/Rat ELISA	0.5 - 18 ng/mL	
22-BP2MS-E01	Mouse / Rat IGFBP-2 ELISA	31.25 - 2 000 pg/mL	
22-BP3MS-E01	Mouse/Rat IGFBP-3 ELISA	0.078 - 5.0 ng/mL	
ARE-8700R	Progesterone Rat/Mouse ELISA	0.4 - 100 ng/mL	
ARE-8000R	Testosterone Rat/Mouse ELISA	0.1 - 25 ng/mL	
55-TSHRT-E01	Thyroid Stimulating Hormone (Rat) ELISA	0.1 - 80 ng/mL	
ARE-8600R	TSH Rat ELISA	2.5 - 80 ng/mL	

Foie & Fibrose

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'acide hyaluronique joue un rôle clé pour différencier une fibrose hépatique sévère d'une forme plus modérée¹⁻⁵. Ce test peut être complété par la mesure de fragments solubles de K18 (ccK18) clivés par la caspase (ref. 10011 et 10020), ainsi que par d'autres biomarqueurs de l'inflammation comme HMGB1 (ref. 30164033) et IL-6 (ref. BI-IL6), offrant ainsi une évaluation plus précise de l'état du foie^{6,7}.

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Humain			
TE1017-2	Acide Hyaluronique PLUS ELISA	0 - 1 000 ng/mL	96 tests CE IVD
RD191035200R	Human Connective Tissue Growth Factor ELISA	0.63 - 20 ng/mL	
10011	M30 Apoptosense® ELISA	0 - 1 000 U/L	
10020	M65® ELISA	125 - 2 000 U/L	
Rat			
41-LFART-E01	Rat Live Fatty Acid Binding Protein (L-FABP)	12.5 - 400 ng/mL	96 tests

Neurosciences

Kits ELISA


Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Humain			
BAE-8300R	2-MET Plasma ELISA Fast Track	M: 36 - 3 600 pg/mL N: 72 - 7 200 pg/mL	2 X 96 tests
BAE-5400R	2-CAT high sensitive ELISA	A: 0.5 - 80 ng/mL N: 0.2 - 32 ng/mL	
BAE-6600R	3-CAT ELISA Fast Track	A: 1 - 200 ng/mL N: 5 - 1 000 ng/mL D: 4.5 - 2 000 ng/mL	3 X 96 tests
JP27762	α2, 6-Sialyltransferase Assay Kit	1.09 - 70 ng/mL	96 tests
JP27740	Human α-Synuclein Assay Kit	0.16 - 100 ng/mL	
BAE-5100R	Adrenaline high sensitive ELISA	0.5 - 80 ng/mL	
JP27729	Human Amyloid β (1-x) Assay Kit	7.81 - 500 pg/mL	
JP27717	Human Amyloid β (1-38) (FL) Assay Kit	9.38 - 600 pg/mL	
JP27718	Human Amyloid β (1-40) (FL) Assay Kit	1.56 - 100 pg/mL	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
JP27713	Human Amyloid β (1-40) Assay Kit	7.81 - 500 pg/mL	96 tests
JP27711	Human Amyloid β (1-42) Assay Kit	12.5 - 800 pg/mL	
JP27418	Human Amyloid β (N3pE-40) Assay Kit	3.13 - 200 pg/mL	
JP27716	Human Amyloid β (N3pE-42) Assay Kit	7.75 - 496 pg/mL	
30123114	Amyloid-beta Toxic Oligomers ELISA	3.13 - 200 pg/mL	
JP27752	BACE1 Assay Kit	1.56 - 100 ng/mL	
JP27769	Human LRG Assay Kit	1.56 - 100 ng/mL	
UD51001	NF-light® (Neurofilament-light) ELISA	50 - 5 000 pg/mL	
30210101	NF-light™ Serum ELISA	0.5 - 40 pg/mL	
30121609	phosphoTAU ELISA	15 - 930 pg/mL	
BAE-5900R	Serotonin high sensitive ELISA	0.015 - 2.5 ng/mL	96 tests
BAE-8900R	Serotonin ELISA Fast Track	15 - 2 500 ng/mL	
Souris/Rat			
JP27720	Mouse/Rat Amyloid β (1-40) High Specific Assay Kit	1.56 - 100 pg/mL	
JP27721	Mouse/Rat Amyloid β (1-42) Assay Kit	1.56 - 100 pg/mL	
JP27785	Mouse LRG Assay Kit	0.25 - 16 ng/mL	
JP27770	Rat LRG Assay Kit	6.25 - 400 ng/mL	

Os & Cartilage

Biomarqueurs de la formation et la résorption osseuse



Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Humain			
AC-20F1	Ostase® BAP EIA	7 - 90 µg/L	CE IVD
AC-02F1	Sérum CrossLaps®(CTX-I) ELISA	0.02 - 3.38 ng/mL	CE IVD
AC-03F1	Urine CrossLaps®(CTX-I) EIA	50 - 6 750 µg/L	CE IVD
AC-07F1	CrossLaps® for Culture (CTX-I) ELISA	0.75 - 112.70 nM	
AC-08F1	SerumPre-ClinicalCartiLaps® (CTX-II) ELISA	3.70 - 300 pg/mL	
AC-09F1	Urine Pre-Clinical CartiLaps® (CTX-II) EIA	1.40 - 92 µg/L	CE IVD
AC-10F1	Urine CartiLaps® (CTX-II) EIA	0 - 10 ng/mL	96 tests CE IVD
NTX9021	NTx Serum Test System	5 - 40 nM ECO	
NTX9006	NTx Urine Test System	1 - 3 000 nM ECO	
43-OSNHU-E01	Osteocalcin (1-43/49) ELISA	0 - 64 ng/mL	
38-OSTHU-E01	Osteocalcin (Intact) ELISA	2 - 90 ng/mL	
AC-11F1	N-MID® Osteocalcin ELISA	0.50 - 100 ng/mL	CE IVD
SB-TR201A	BoneTRAP® (TRAcP 5b) ELISA	0.50 - 10 U/L	CE IVD
Souris/Rat			
AC-06F1	Rat-Laps® (CTX-I) EIA	23.90 - 141.30 ng/mL	
EM1248	Mouse OC/BGP (Osteocalcin) ELISA Kit	0.391 - 25 ng/mL	
ER1205	Rat OC/BGP(Osteocalcin) ELISA Kit	0.313 - 20 ng/mL	
AC-12F1	Rat-MID™ Osteocalcin EIA	45.90 - 1 510 ng/mL	96 tests
AC-33F1	Rat/Mouse PINP EIA	0.70 - 75 ng/mL	
SB-TR103	MouseTRAP™ (TRAcP 5b) ELISA	0.30 - 10 U/L	
SB-TR102	RatTRAP™ (TRAcP 5b) ELISA	0.50 - 9 U/L	

Métabolisme du Ca²⁺

Le calcitriol (1,25-Dihydroxy Vitamin D), la parathormone (PTH) et le fibroblast-growth-factor 23 (FGF-23) sont des acteurs majeurs dans le maintien de l'homéostasie calcique, la minéralisation et le remodelage osseux. Ils permettent une régulation fine de la calcémie par l'intermédiaire du récepteur sensible au calcium. La découverte du FGF-23 et de son cofacteur Klotho a permis de mieux comprendre les anomalies du métabolisme du phosphate⁸. La connaissance de ces mécanismes est à l'origine d'avancées cliniques et thérapeutiques.

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
AC-62F1	1,25-Dihydroxy Vitamin D EIA	0 - 225 pg/mL	96 tests CE 
AC-57SF1	25-Hydroxy Vitamin D⁸ EIA Human	0 - 104 ng/mL	
KT-715	EDI™ Total 25-OH Vitamin D EIA Kit	0 - 115 ng/mL	
KAPF1991	Free 25OH Vitamin D ELISA	2.4 - 35 pg/mL	
JP27998	Human soluble α-Klotho Assay Kit	93.75 - 6 000 pg/mL	
BI-20702	FGF23 (C-terminal)	0 - 150.4 pg/mL	
BI-20700	FGF23 (intact)	5.40 - 1 600 pg/mL	
21-IPTHU-E01	PTH (Intact, 1-84) ELISA	7 - 700 pg/mL	

Produit additionnel

Référence	Désignation	Conditionnement
RIS024R	Extraction kit for 1,25(OH)2 Vitamin D ELISA	2 x 48 tests

Dosages Salivaires

Crache test: Fini les prises de sang ! Optez pour les tests salivaires !

Prélèvement non invasif et indolore, destiné notamment aux enfants, personnes âgées et sportifs ! Il peut être effectué à tout moment y compris pendant l'exercice physique et les périodes de repos.

Prêt à choisir votre analyte*? Nous vous proposons des kits ELISA à révélation chromogénique et luminescence ainsi que du matériel de collecte associé.

*Liste non exhaustive. Demandez-nous conseil.

Une évaluation non-invasive au service de la recherche



Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
1-2602	Salivary 17α-Hydroxyprogesterone	5.1 - 500 pg/mL	
RE52271	17-OH-Progesterone Saliva ELISA	10 - 1 000 pg/mL	96 tests CE IVD
1-3702			
1-3702-5			5 x 96 tests
1-4702	Salivary 17β-Estradiol	1 - 32 pg/mL	96 tests CE IVD
1-4702-5			5 x 96 tests CE IVD
30121045	17beta-Estradiol Saliva ELISA	2 - 64 pg/mL	96 tests CE IVD
RE62141			CE IVD
RE62149	17beta-Estradiol Saliva Luminescence Immunoassay	0.9 - 64 pg/mL	10 x 96 tests CE IVD

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement	
RE80111	Alpha-Amylase Saliva Assay	0 - 400 U/mL	96 tests	CE IVD
1-1902	Salivary Alpha-amylase	2 - 400 U/mL	5 x 96 tests	
1-1902-5				
1-2902	Salivary Androstenedione	10 - 2 430 pg/mL	96 tests	
1-1302	Salivary Blood Contamination	0.08 - 6.60 ug/dL	5 x 96 tests	
1-1302-5				
1-3002	Salivary Cortisol	0.012 - 3 ug/dL	96 tests	
1-3002-5			5 x 96 tests	
1-3002-25			25 x 96 tests	
1-3102			96 tests	CE IVD
1-3102-5			5 x 96 tests	CE IVD
RE52611	Cortisol Saliva ELISA	0.15 - 30 ng/mL	96 tests	CE IVD
1-2002	Salivary Cotinine	0.8 - 200 ng/mL	5 x 96 tests	
1-2002-5			96 tests	CE IVD
1-2112			5 x 96 tests	CE IVD
1-2112-5				
1-2102	Salivary C-Reactive Protein	25 - 1 600 pg/mL	96 tests	
1-1202	Salivary DHEA	10.2 - 1 000 pg/mL	5 x 96 tests	
1-1202-5			96 tests	CE IVD
1-2212			5 x 96 tests	CE IVD
1-2212-5				
RE52651	DHEA Saliva ELISA	20 - 2 160 pg/mL		CE IVD
RE62051	DHEA Luminescence Immunoassay	12.3 - 3 000 pg/mL	96 tests	CE IVD
1-1252	Salivary DHEA-S	188.9 - 15 300 pg/mL	5 x 96 tests	
1-1252-5				
RE52661	DHEA-S Saliva ELISA	0.2 - 12.0 ng/mL	96 tests	CE IVD
1-1802	Salivary Estriol / HS Estriol	20 - 4 860 pg/mL	5 x 96 tests	
1-1802-5			96 tests	CE IVD
1-2812	Salivary Estriol	5 - 1 215 pg/mL	5 x 96 tests	CE IVD
1-2812-5				

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
30121046	Estriol high sensitive Saliva ELISA	2 - 288 pg/mL	96 tests CE IVD
1-3202	Salivary Estrone	3.1 - 300 pg/mL	96 tests
1-3202-5			5 x 96 tests
RE52681	Estrone Saliva ELISA	3 - 333 pg/mL	96 tests CE IVD
1-1602	Salivary Secretory IgA Indirect	2.50 - 600 µg/mL	96 tests
1-1602-5			5 x 96 tests
1-4502	Salivary Human Total IgG	0.3125 - 20 ng/mL	96 tests
1-4502-5			5 x 96 tests
1-3602	Salivary IL-6	0 - 100 pg/mL	96 tests
1-3402	Salivary Melatonin	0.78 - 50 pg/mL	96 tests
1-3402-5			5 x 96 tests
RE54041	Melatonin direct Saliva ELISA	0.5 - 50 pg/mL	96 tests CE IVD
1-1502	Salivary Progesterone	10 - 2 430 pg/mL	96 tests
1-1502-5			5 x 96 tests
1-2502			96 tests CE IVD
RE52281	Progesterone Saliva ELISA	25 - 5 000 pg/mL	96 tests CE IVD
RE62021	Progesterone Luminescence Immunoassay	10 - 1 000 pg/mL	96 tests CE IVD
MC092	ROSA Test	Qualitatif	40 tests
1-1260	SARS-CoV-2 N-Protein Salivary IgG	Qualitatif	96 tests
1-2402	Salivary Testosterone	6.1 - 600 pg/mL	96 tests
1-2402-5			5 x 96 tests
1-2312			96 tests CE IVD
1-2312-5			5 x 96 tests CE IVD
RE52631	Testosterone Saliva ELISA	10 - 900 pg/mL	96 tests CE IVD
RE62031	Testosterone Luminescence Immunoassay	6.4 - 760 pg/mL	96 tests CE IVD
RE62039			10 x 96 tests CE IVD
1-3802	Salivary Uric Acid	0.07 - 20 mg/dL	96 tests
1-3802-5			5 x 96 tests

Comment collecter un échantillon de salive ? Salimetrics Oral Swab (2 mL) ref.5001-02



Produits additionnels

Référence	Désignation	Conditionnement
5001-02	Salimetrics Oral Swab	CE
5016-04	Saliva Collection Aid (SCA)	50 pièces
5001-06	SalivaBio Children's Swab (SCS)	
5001-08	Salimetrics Infant Swab (SIS)	
RE69981	SaliCap Set (Collection tubes (max. 2 mL volume each))	100 Sets
RE69985		500 Sets
5001-05	Swab Storage Tube (2 mL)	50 pièces
5004-01	Cryovial (White, Blue, Green, Red, Purple, 2mL)	25 pièces
5023-00	Swab/Conical Tube Storage Box (49 cryovials, 4mL)	1 boîte
5023-05	Cryostorage Box (81 cryovials, 2mL)	

Stress Oxydatif

Le stress oxydatif est un déséquilibre entre la production de radicaux libres et la capacité de l'organisme à les éliminer ou à les contrôler. Les radicaux libres sont des molécules très instables et réactives qui peuvent causer des dommages aux cellules et aux tissus, entraînant diverses maladies. Parmi les causes du stress oxydatif, on peut citer la pollution de l'environnement, une mauvaise alimentation, un exercice physique inadéquat, la prise chronique de médicaments, des conditions inflammatoires non traitées, le tabagisme, l'abus de boissons alcoolisées et également le stress.


L'étude du stress oxydant passe par l'exploration :

- De ses marqueurs biologiques et la mise en évidence des dégâts causés par les espèces réactives de l'oxygène (ROS),
- Des systèmes de défense, enzymatiques (SOD, GPX) ou non enzymatiques (vitamines, oligoéléments), qui régulent la production de ROS et neutralisent les oxydants.

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Statut pro-oxydant			
9143	DNA Damage (8-OHdG) ELISA Kit	0.94 - 60 ng/mL	
J151001	8-OHdG Check ELISA	0.5 - 200 ng/mL	
RA19023R	Human DHN-MA Lipid Peroxidation Enzyme ELISA	7.8 - 1 000 pg/mL	96 tests
BI-20032 	oLAB IgG Anti-Oxidized Low Density Lipoprotein	0 - 1 200 mU/mL	
BI-5007	OxyStat	0 - 600 µmol/L	
Statut antioxydant			
RAF009R	Human Cu/Zn SOD ELISA	0.08 - 5 ng/mL	
RAG028R	Human Glutathione Peroxidase 3 ELISA	0.5 - 32 ng/mL	96 tests
JP27417	Human Thioredoxin Assay kit	3.91 - 250 ng/mL	

Mécanisme du stress oxydatif



Autres types de tests colorimétriques

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Statut pro-oxydant			
9132	Hydrogen Peroxide Colorimetric Detection Kit	0.10 - 3.4 ug/mL	2 x 96 tests
MC500	Indican		50 tests
MC041	Lipocell Test		
MC040	Lipotiss Test	Qualitatif	2 x 50 mL
MC045	LP Cholox Test		50 tests
MC039	LP Sperm Test		40 tests
9136	Nitric Oxide Colorimetric Detection Kit	3.125 - 200 uM	2 x 96 tests
MC042	MAc Test		
MC046	Urinnox Test	Cut-off	40 tests
Statut antioxydant			
MC060	anti-ROMs Test	Qualitatif	40 tests
9135	Glutathione Colorimetric Detection Kit	0.391 - 12.5 uM/mL	4 x 96 tests

Kits pour microscopie à fluorescence & cytométrie de flux

Référence	Désignation	Conditionnement
Statut pro-oxydant		
9131	Hydrogen Peroxide Fluorescent Detection Kit	2 x 96 tests
9144	Intracellular Total ROS Activity Assay	100 tests
Statut antioxydant		
9133	Glutathione Fluorescent Detection Kit	96 tests
9137	Intracellular GSH Assay	100 tests

Produits additionnels

Référence	Désignation	Conditionnement
MC030	Calibrator serum for d-ROMs, BAP, OXY Adsorbent, -SHp and anti-ROMs	1 x 2 mL
MC031	Control serum for d-ROMs, OXY Adsorbent and -SHp Test- (Low level)	1 x 1 mL
MC032	Control serum for d-ROMs, OXY-Adsorbent and -SHp Test- (High level)	

Système immunitaire

Kits ELISA - Inflammation

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Humain			
RAF092R	Human sCD40L ELISA	7.8 - 500 pg/mL	96 tests
RAF093R		0.16 - 10 ng/mL	
DME-4600R	CRP Human	100 - 10 000 ng/mL	
BE51081	GM-CSF ELISA	7.8 - 500 pg/mL	
30164033	HMGB1 express ELISA	2.5 - 80 ng/mL	
30150434	Interferon-alpha (IFN alpha) ELISA	7.8 - 500 pg/mL	
EI3030-1	Human Interferon alpha-2b ELISA Kit	31.25 - 2 000 pg/mL	
EI2301-1	Human IL-1 alpha ELISA Kit	0.977 - 250 pg/mL	
RD194559200R	Human Interleukin-1 beta ELISA	1.25 - 80 pg/mL	
EI2200-1	Human IL-1 beta ELISA Kit	3.906 - 250 pg/mL	
ILE-3000R	IL-18 -ELISA	24 - 1 166 pg/mL	
BI-IL6	Human IL-6 ELISA	0 - 200 pg/mL	
ILE-3200R	IL-6 ELISA	23.3 - 2 560 pg/mL	

CE 

Kits ELISA - Inflammation

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
EI1008-1	Human IL-8 ELISA Kit	0.016 - 1 ng/mL	96 tests
EI3010-1	Human IL-10 ELISA Kit	0.125 - 8 ng/mL	
EI3015-1	Human IL-15 ELISA Kit	1.563 - 100 pg/mL	
EI3033-1	Human IL-33 ELISA Kit	3.125 - 400 pg/mL	
30150435	MCP-1 ELISA	15.6 - 1 000 pg/mL	
EM2511-1	Human MIF ELISA Kit	0.313 - 20 ng/mL	
30216256	TGF-beta 1 ELISA	22 - 600 pg/mL	
ILE-3100R	TNF-a -ELISA	6.8 - 518 pg/mL	
Souris/Rat			
41-CRPMS-E01	Mouse C-Reactive Protein ELISA	0.39 - 25 ng/mL	96 tests
41-CRPRT-E01	Rat C-Reactive Protein (CRP)	6.25 - 200 ng/mL	
BE45231	m GM-CSF ELISA	3.9 - 250 pg/mL	
JP27162	Rat GRO/CINC-1 Assay Kit	4.69 - 300 pg/mL	
JP17166	Rat GRO/CINC-2-beta ELISA	9.38 - 600 pg/mL	
JP27163	Rat GRO/CINC-3 Assay Kit	4.69 - 300 pg/mL	
JP27137	Mouse GRO/KC Assay Kit	23.44 - 1 500 pg/mL	
JP27138	Mouse GROβ/MIP-2 Assay Kit	1 - 64 pg/mL	
41-HAPMS-E01	Mouse Haptoglobin ELISA	7.81 - 125 ng/mL	
41-HAPRT-E01	Rat Haptoglobin ELISA	7.81 - 125 ng/mL	
RAF023R	Rat IFN gamma ELISA	31.3 - 2 000 pg/mL	
41-IGAMS-E01	Mouse IgA ELISA	12.5 - 3 025 ng/mL	
41-IGART-E01	Rat IgA ELISA	31.25 - 1 000 pg/mL	
41-IGEMS-E01	Mouse IgE ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
41-IGERT-E01	Rat IgE ELISA	1.0 - 32.0 ng/mL	
41-IGGSPMS-E01	Mouse IgG ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
41-IGGMS-E01		9.375 - 600 ng/mL	
41-IGGRT-E01	Rat IgG ELISA	25 - 800 ng/mL	
41-IG1MS-E01	Mouse IgG1 ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
41-IZAMS-E01	Mouse IgG2A ELISA	12.5 - 400 ng/mL	
41-IZBMS-E01	Mouse IgG2B ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
41-IGG2CMS-E01	Mouse IgG2c ELISA	3.1 - 200 ng/mL	
41-IG3MS-E01	Mouse IgG3 ELISA	12.5 - 400 ng/mL	

Kits ELISA - Inflammation

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
41-IGMMS-E01	Mouse IgM ELISA	25 - 800 ng/mL	96 tests
41-IGMRT-E01	Rat IgM ELISA	31.25 - 1 000 ng/mL	
EMI2200-1	Mouse IL-1 beta ELISA Kit	15.625 - 1 000 pg/mL	
JP27193	Interleukin-1beta (rat) ELISA	11.72 - 750 pg/mL	
JP27768	Mouse IL-6 Assay Kit	10.94 - 700 pg/mL	
EMI1006-1	Mouse IL-6 ELISA Kit	15.625 - 1 000 pg/mL	
BE45061	m Interleukin-6 ELISA	31.3 - 2 000 pg/mL	
BE45101	m Interleukin-10 ELISA	15.6 - 1 000 pg/mL	
EMI3010-1	Mouse IL-10 ELISA Kit	31.25 - 2 000 pg/mL	
ERI3010-1	Rat IL-10 ELISA Kit	62.5 - 4 000 pg/mL	
BE45141	m Interleukin-13 ELISA	7.8 - 500 pg/mL	
BE45151	IL-15 / IL-15R complex (mouse) ELISA	6.3 - 400 pg/mL	
BE45371	r Interleukin-17A ELISA	1.6 - 100 pg/mL	
BE45161	m Interleukin-22 ELISA	7.8 - 500 pg/mL	
41-KIMMS-E01	Mouse KIM-1 ELISA	0.078 - 5 ng/mL	
41-KIMRT-E01	Rat KIM-1 ELISA	0.156 - 10 ng/mL	
JP17176	Rat MCP-1 Assay Kit	50 - 3 200 pg/mL	
BE45271	m TGF-beta-1 ELISA	31.3 - 2 000 pg/mL	
EMT2010-1	Mouse TNF-alpha ELISA Kit	31.25 - 2 000 pg/mL	
ERT2010-1	Rat TNF-alpha ELISA Kit	15.625 - 1 000 pg/mL	
JP27194	Rat TNF-alpha Assay Kit	56 - 3 600 pg/mL	


Kits ELISA - Complément

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Surveillance du complément			
Humain			
EIA-5762	Anti-C1q ELISA	0 - 100 U/mL	96 tests
EC1111-1	Human Complement C1 ELISA Kit	0.25 - 16 ng/mL	
EC1101-1	Human Complement C1q ELISA Kit	0.078 - 5 ng/mL	
EC1102-1	Human Complement C1r ELISA Kit	0.125 - 8 ng/mL	
EC2001-1	Human Complement C2 ELISA Kit	6.25 - 400 ng/mL	
EC3201-1	Human Complement C3 ELISA Kit	0.625 - 40 ng/mL	
EC2101-1		0.117 - 7.5 ug/mL	
EC2102-1	Human Complement C4 ELISA Kit	0.313 - 5 ug/mL	
EC3202-1		0.078 - 20 ng/mL	
EC2202-1	Human Complement C4BP ELISA Kit	0.469 - 30 ng/mL	
EC5101-1	Human Complement C5 ELISA Kit	0.156 - 10 ng/mL	
EC6101-1	Human Complement C6 ELISA Kit	0.391 - 25 ng/mL	
EC7101-1	Human Complement C7 ELISA Kit	0.625 - 40 ng/mL	
EC8101-1	Human Complement C8 ELISA Kit	0.625 - 40 ng/mL	
EC9101-1	Human Complement C9 ELISA Kit	0.234 - 15 ng/mL	
EF7001-8	Human Complement Factor B ELISA Kit	2.188 - 140 ng/mL	
EF7055-8	Human Complement Factor H ELISA Kit	0.281 - 18 ng/mL	
Souris/Rat			
EMC1101-1	Mouse Complement C1q ELISA Kit	0.063 - 4 ng/mL	96 tests
EMC3201-1	Mouse Complement C3 ELISA Kit	0.313 - 20 ng/mL	
41-C03MS-E01	Mouse Complement Factor 3 ELISA	3.125 - 200 ng/mL	
41-C03RT-E01	Rat C3 ELISA	12.5 - 800 ng/mL	

Kits ELISA - Complément

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Évaluation de l'activation du complément			
COMPLAP330	WIESLAB® Complement System Alternative Pathway	Qualitatif	CE 
EC3301-1	Human Complement C3b ELISA Kit	0.156 - 5 ng/mL	
EC3331-1	Human Complement C3d ELISA Kit	0.283 - 18.125 ng/mL	
COMPLC4dRUO	Complement C4d Semi-Quantitative test	0 - 400 ng/mL	
COMPLCP310	WIESLAB® Complement System Classical Pathway	Qualitatif	CE 
COMPL300 	WIESLAB® Complement System Screen		CE 
EF7001-1	Human Complement Factor B ELISA Kit	2.188 - 140 ng/mL	96 tests
EF7701-1	Human Complement Factor D ELISA Kit	1.875 - 120 ng/mL	
EF7055-1	Human Complement Factor H ELISA Kit	0.281 - 18 ng/mL	
EF8005-1	Human Complement Factor I ELISA Kit	0.375 - 24 ug/mL	
EF8011-1	Human Complement Factor P ELISA Kit	0.625 - 40 ng/mL	
COMPLMP320	WIESLAB® Complement System MBL Pathway	Qualitatif	CE 
COMPLTCCRUE	Complement TCC Semi-Quantitative test	0 - 400 ng/mL	

Vétérinaire



Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
Bovin			
41-HAPBO-E01	Bovine Haptoglobin ELISA	15.6 - 1 000 ng/mL	96 tests
41-IGABO-E01	Bovine IgA ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
41-IGGBO-E01	Bovine IgG ELISA	3.13 - 100 ng/mL	
41-IGMBO-E01	Bovine IgM ELISA	12.5 - 400 ng/mL	
80-INSBO-E01	Bovine Insulin ELISA	0.25 - 6.0 ng/mL	
EBP1200-1	Bovine Plasminogen ELISA Kit	6.25 - 400 ng/mL	
EBP2211-1	Bovine Plasminogen ELISA Kit (competitive)	0.75 - 24 ug/mL	
41-SAABO-E01	Bovine Serum Amyloid A (SAA) ELISA	26 - 300 ng/mL	
Cheval			
41-CRPEQ-E01	C-Reactive Protein (Equine) ELISA	10 - 320 ng/mL	96 tests
DEV9933	Estrone-3-Sulfate Equine ELISA	5 - 1 000 ng/mL	
41-HAPEQ-E01	Horse Haptoglobin ELISA	18.75 - 600 ng/mL	
41-IGGEQ-E01	Equine IgG ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
41-IGMEQ-E01	Equine IgM ELISA	10 - 320 ng/mL	
Chien			
41-ALBCA-E01	Canine Albumin ELISA	12.5 - 400 ng/mL	96 tests
41-C03CA-E01	Canine Complement Factor 3 (C3) ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
DEMAVT0330	Canine Distemper Virus (CDV) ELISA	Cut-off	
DEPARVT0370	Canine Parvovirus (CPV) ELISA		
41-CRPCA-E01	Canine C-reactive Protein ELISA	3.125 - 200 ng/mL	
TP-803	"PHASE" [™] EIA Canine CRP Assay	3.75 - 60 µg/mL	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
ECF2040-1	Canine Fibrinogen ELISA Kit	6.25 - 400 ng/mL	96 tests
41-IGACA-E01	Canine IgA ELISA	31.25 - 1 000 ng/mL	
41-IGECA-E01	IgE (Canine) ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
41-IGGCA-E01	IgG (Canine) ELISA	25 - 800 ng/mL	
41-IGMCA-E01	IgM (Canine) ELISA		
633-01451	LBIS Dog Insulin ELISA Kit	188 - 12 000 pg/mL	
41-KIMCA-E01	Canine Kidney Injury Molecule-1 ELISA	0 - 4 ng/mL	
ECR3005-1	Canine RBP4 ELISA Kit	0.391 - 25 ng/mL	
41-TRACA-E01	Transferrin (Canine) ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
Félin			
41-CRPFE-E01	C-reactive Protein (Feline) ELISA	3.125 - 200 ng/mL	96 tests
DEFIPVT0870	Feline Corona Virus (FCoV/FIP) ELISA	Cut-off	
DEFELVT4800	Feline Leukemia Virus (FeLV) Antigen ELISA		
41-IGAFE-E01	Feline IgA ELISA	12.5 - 400 ng/mL	
41-IGEFE-E01	IgE (Feline) ELISA		
41-IGGFE-E01	Feline IgG ELISA	12.5 - 800 ng/mL	
DEFIWT0750	Feline Immunodeficiency Virus (FIV) ELISA	Cut-off	
Lapin			
41-CRPRB-E01	C-Reactive Protein Rabbit	6.25 - 200 ng/mL	96 tests
41-IGARB-E01	Rabbit IgA ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
41-IGGRB-E01	Rabbit IgG ELISA	7.8 - 500 ng/mL	
41-IGMRB-E01	Rabbit IgM ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
41-PLARB-E01	Rabbit Plasminogen ELISA		
Multi-espèces			
DEANAVT0850	Anaplasma vet ELISA	Cut-off	96 tests
DEBABVT0890	Babesia vet ELISA		
DEBORVT0040	Borrelia vet ELISA		
DEBRUVT0050	Brucella vet ELISA		
DECOXVT0600	Coxiella vet ELISA		
DECOX1VT0600	Coxiella Phase 1 ELISA		
DECOX2VT0600	Coxiella Phase 2 vet ELISA		
DEDIRVT4760	Dirofilaria Antigen vet ELISA		

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
DEECHVT0130	Echinococcus vet ELISA	Cut-off	96 tests
DEEHRVT0930	Ehrlichia vet ELISA		
DEGIAVT4160	Giardia Antigen vet ELISA		
TP-801	"PHASE" [™] Haptoglobin Assay	0.312 - 2.5 mg/mL	
DE0310	Leishmania vet ELISA	Cut-off	
DELEPVM0660	Leptospira IgM vet ELISA		
DELEPVT0660	Leptospira vet ELISA		
DEPASVT0960	Pasteurella multocida Toxin Antibody vet ELISA	25 - 800 mIU/mL	
DE1298	PMSG ELISA		
DERIEMVT0880	Riemerella vet ELISA	Cut-off	
TP-802	"PHASE" [™] Serum Amyloid A Assay (SAA)	Species dependent	
DETICVM0440	TBE/FSME IgM vet ELISA	Cut-off	
DETICVT0440	TBE/FSME vet ELISA	50 - 300 U/mL	
DETOCVT0450	Toxocara vet ELISA	Cut-off	
DETOXVM0460	Toxoplasma IgM vet ELISA		
DETOXVT0460	Toxoplasma vet ELISA	50 - 200 U/mL	
DETRIVT0480	Trichinella vet ELISA	Cut-off	
ARE-8500R	TSH canine ELISA	0.2 - 5.2 ng/mL	
Ovin			
41-IGGOV-E01	Ovine IgG ELISA	15.6 - 500 ng/mL	96 tests
Poulet			
41-AGPCH-E01	Alpha 1-Acid Glycoprotein (Chicken) ELISA	6.25 - 200 ng/mL	96 tests
41-IGACH-E01	IgA (Chicken) ELISA	12.5 - 400 ng/mL	
41-IGMCH-E01	IgM (Chicken) ELISA	3.125 - 200 ng/mL	
41-IGYCH-E01	IgY (Chicken) ELISA	6.25 - 400 ng/mL	
41-OVOCH-E01	Ovotransferin (chicken) ELISA		
41-SAACH-E01	Chicken Serum Amyloid A ELISA	0 - 24 ng/mL	
Porc			
41-ALBP0-E01	Porcine Albumin ELISA	12.5 - 400 ng/mL	96 tests
41-CRPP0-E01	Porcine C-Reactive Protein ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
TA-901	"PHASE" [™] Porcine CRP Assay	46.9 - 1 500 ng/mL	
41-FIBP0-E01	Porcine Fibrinogen ELISA	12.5 - 400 ng/mL	

Kits ELISA

Référence	Désignation	Gamme	Conditionnement
RA594062400R 	Porcine acylated Ghrelin ELISA	3.9 - 500 pg/mL	96 tests
RA594063400R	Porcine unacylated Ghrelin ELISA		
41-HAPPO-E01	Porcine Haptoglobin ELISA	25 - 400 ng/mL	
41-IGAPO-E01	Porcine IgA ELISA	12.5 - 400 ng/mL	
41-IGGPO-E01	IgG Porcine	15.6 - 1 000 ng/mL	
41-IGMPO-E01	Porcine IgM ELISA	12.5 - 400 ng/mL	
EPP3022-1	Swine Prothrombin ELISA Kit	0.391 - 100 ng/mL	
41-PLAPO-E01	Plasminogen (Porcine) ELISA	6.25 - 200 ng/mL	
Singe			
41-ALBMK-E01	Monkey Albumin ELISA	12.5 - 400 ng/mL	96 tests
EKC3201-1	Monkey Complement C3 ELISA Kit	0.156 - 10 ng/mL	
41-CYCMK-E01	Monkey Cystatin C ELISA	0.125 - 4 ng/mL	
EKH2003-1	Monkey Haptoglobin ELISA Kit	0.25 - 16 ng/mL	
EKI7201-1	Monkey IgG ELISA Kit	7.5 - 480 ng/mL	
41-IGMMK-E01	Monkey IgM ELISA	6.25 - 400 ng/mL	

Kits pour microscopie à fluorescence & cytométrie de flux

Référence	Désignation	Conditionnement
Bovin		
9138	Bovine Annexin V -Fluorescein Apoptosis Assay Kit	500 tests
Cheval		
9141	Equine Annexin V -Fluorescein Apoptosis Assay Kit	500 tests
Chien		
9139	Canine Annexin V -Fluorescein Apoptosis Assay Kit	500 tests
Poulet		
9140	Chicken Annexin V -Fluorescein Apoptosis Assay Kit	500 tests
Porc		
9142	Swine Annexin V -Fluorescein Apoptosis Assay Kit	500 tests

Produits additionnels

Référence	Désignation	Conditionnement
Cheval		
TE-501-CAL	Equine Serum Amyloid A Calibrator Set	kit
TE-501-CON	Equine Serum Amyloid A Control set	
TE-501-RGT	Equine Serum Amyloid A Reagent Kit	
Chien		
TP-803-CON ❄️	Canine C-reactive Protein Control Set	kit
TP-812-CAL	Canine CRP Calibrator Kit	
TP-812-CON	Canine C-reactive Protein Control Set	
TP-812-RGT	Canine C-Reactive Protein Reagent Kit	
Multi-espèces		
TP-801-CAL	Haptoglobin Calibrator Set	kit
TP-801CON	Haptoglobin Control Set	
TP-802CON ❄️	Multispecies SAA Control Set	

Réactifs ELISA

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans la continuité de vous offrir le meilleur pour vos ELISA, Eurobio Scientific a choisi LGC (KPL-Seracare), le leader dans le domaine. Depuis qu'il a développé l'un des premiers substrats ELISA prêt à l'emploi au début des années 1980, il n'a cessé de proposer de nouvelles solutions telles que les anticorps purifiés par affinité antigénique.

Ne passez pas à côté de ces solutions qui amélioreront chaque étape de vos ELISA : du coating à la détection colorimétrique ou chimiluminescence.

Coating

Utilisez des anticorps de capture de votre choix pour la détection spécifique d'un antigène cible. Notre solution de coating contient du PBS optimisé conçu pour lier tous les anticorps à la microplaque.

NOTRE CONSEIL

Les plaques doivent être spécifiquement formulées pour l'ELISA : celles en polystyrène dédiées à la culture cellulaire génèrent souvent du bruit de fond et ne sont pas recommandées.

Référence	Désignation	Conditionnement
5150-0014	Coating Solution Concentrate Kit	2 x 25 mL

Blocage

Minimisez les liaisons non spécifiques et réduisez le bruit de fond avec nos solutions. Ces dernières bloquent les sites n'ayant pas réagi avec l'anticorps de capture et le protège de la dénaturation. Vous pouvez également les utiliser pour diluer les anticorps et vos échantillons.

Référence	Désignation	Conditionnement
5140-0006	10% BSA Diluent- Blocking Solution	2 x 100 mL
5140-0008		1 L
5560-0007	10% Normal Goat Serum	50 mL
5560-0008	10% Normal Rabbit Serum	
5560-0010	10% Normal Mouse Serum	10 mL
5140-0011	Milk Diluent-Blocking Solution	2 x 100 mL

Détection

Ajoutez des anticorps de détection marqués par une enzyme. La spécificité et la sensibilité de ceux-ci assurent la performance de votre test.

Choisissez parmi notre large sélection d'anticorps marqués à la phosphatase alcaline (AP) ou à la peroxydase de raifort (HRP), enzymes les plus couramment utilisées pour les tests ELISA.

NOTRE CONSEIL POUR CHOISIR VOTRE CONJUGUÉ ENZYMATIQUE

Vous préférez optimiser votre point de lecture ? Utilisez l'AP dont les taux de réaction restent linéaires sur de longues périodes. Vous pourrez effectuer des lectures continues afin de déterminer le moment optimal pour votre lecture.

Vous souhaitez un temps de dosage plus court ? Optez pour la HRP avec sa vitesse catalytique plus rapide.

Anticorps conjugués

Référence	Désignation	Conditionnement
Alkaline phosphatase (AP)		
5220-0350	Anti-Human IgE (epsilon) Antibody, ReserveAP™-Labeled	1.0 mg
5220-0351	Anti-Human IgG (H+L) Antibody, ReserveAP™-Labeled	
5220-0468	Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, ReserveAP™-Labeled	1.0 mL
5220-0357	Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, ReserveAP™-Labeled (HSA)	1.0 mg
5220-0353	Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, ReserveAP™-Labeled	
5220-0465		1.0 mL
Horseradish peroxidase (HRP)		
5220-0361	Anti-Bovine IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	0.5 mg
5220-0373	Anti-Chicken IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	
5220-0298	Anti-Deer IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	0.1 mg
5220-0368	Anti-Dog IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	0.5 mg
5220-0362	Anti-Goat IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	
5220-0370	Anti-Horse IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	
5220-0360	Anti-Human IgA (alpha) Antibody, Peroxidase-Labeled	
5220-0329	Anti-Human IgE (epsilon) Antibody, Peroxidase-Labeled	1.0 mg
5220-0277		0.1 mg
5220-0330	Anti-Human IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	1.0 mg
5450-0009		1.0 mL

Anticorps conjugués

Référence	Désignation	Conditionnement
5220-0327	Anti-Human IgG (gamma) Antibody, Peroxidase-Labeled	1.0 mg
5220-0341	Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, Human Serum Adsorbed and Peroxidase-Labeled	
5450-0011		1.0 mL
5220-0336	Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	1.0 mg
5220-0337	Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, Human Serum Adsorbed and Peroxidase-Labeled	
5450-0010	Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	1.0 mL
5220-0372	Anti-Sheep IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	0.5 mg
5220-0363	Anti-Swine IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	
Biotine		
5260-0031	Biotinylated Anti-Human IgG (H+L) Antibody	0.5 mg
5260-0048	Biotinylated Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody (HSA) Human Serum Adsorbed	
5260-0038	Biotinylated Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody	
Streptavidine		
5270-0030	Streptavidin, Phosphatase-Labeled	0.5 mg
5270-0029	Streptavidin, Peroxidase-Labeled	

Tous les anticorps énumérés ci-dessus sont produits chez la chèvre (liste non exhaustive)
Contactez-nous pour en savoir plus.

Vous souhaitez garantir l'activité et la stabilité de vos anticorps dilués ?
Choisissez nos stabilisateurs.

Stabilisateurs

Référence	Désignation	Conditionnement
5290-0007	AP Stabilizer	200 mL
5290-0005	HRP Stabilizer	

Révélation

Ajoutez le substrat enzymatique. La sensibilité, le bruit de fond et la stabilité de celui-ci sont essentiels à la performance de votre ELISA.

Substrats chromogéniques

Référence	Désignation	Conditionnement
Alkaline phosphatase (AP)		
5120-0061		2 x 25 mL
5120-0059	BluePhos® Microwell Phosphatase Substrate System	6 x 100 mL
5120-0060		6 x 450 mL
Horseradish peroxidase (HRP)		
5120-0046		100 mL
5120-0041	ABTS® Peroxidase Substrate (1-Component)	6 x 100 mL
5120-0043		1 L
5120-0032	ABTS® Peroxidase Substrate System (2-Component)	6 x 100 mL
5120-0033		6 x 450 mL
5120-0081		100 mL
5120-0082	SureBlue Reserve™ TMB Microwell Peroxidase Substrate (1-Component)	4 x 100 mL
5120-0083		1 L
5120-0075		100 mL
5120-0076	SureBlue™ TMB Microwell Peroxidase Substrate (1-Component)	4 x 100 mL
5120-0077		1 L
5120-0078		5 L
5120-0053		2 x 100 mL
5120-0047	TMB Microwell Peroxidase Substrate System (2-Component)	6 x 100 mL
5120-0050		6 x 450 mL

Choisissez le substrat chimiluminescent pour une détection rapide avec une meilleure sensibilité que les substrats traditionnels. Vous pouvez également les utiliser pour vos Western blot.



Substrats chimiluminescents


Référence	Désignation	Conditionnement
Alkaline phosphatase (AP)		
5430-0054	PhosphaGLO™ AP Substrate	30 mL
5430-0055		100 mL
5430-0052	PhosphaGLO Reserve™ AP Substrate	30 mL
5430-0053		100 mL
Horseradish peroxidase (HRP)		
5430-0042	LumiGLO® Chemiluminescent Substrate	2 x 30 mL
5430-0040		2 x 120 mL
5430-0041		6 x 120 mL
5430-0050	LumiGLO Reserve® Chemiluminescent Substrate	600 cm2
5430-0051		1 000 cm2
5430-0049		2 400 cm2

COMMENT CHOISIR VOTRE SUBSTRAT ?

Désignation	Référence	Sensibilité
SureBlue Reserve™ TMB Microwell Peroxidase Substrate (1-Component)	5120-0081 / 5120-0082 / 5120-0083	● ● ● ○ ○
SureBlue™ TMB Microwell Peroxidase Substrate (1-Component)	5120-0075 / 5120-0076 / 5120-0077 / 5120-0078	● ● ○ ○ ○
TMB Microwell Peroxidase Substrate System (2-Component)	5120-0053 / 5120-0047 / 5120-0050	● ● ○ ○ ○
ABTS® Peroxidase Substrate (1-Component)	5120-0041 / 5120-0043 / 5120-0046	● ○ ○ ○ ○
ABTS® Peroxidase Substrate System (2-Component)	5120-0032 / 5120-0033	● ○ ○ ○ ○
BluePhos® Microwell Phosphatase Substrate System	5120-0061 / 5120-0059 / 5120-0060	● ● ○ ○ ○
LumiGLO Reserve® Chemiluminescent Substrate	5430-0050 / 5430-0051 / 5430-0049	● ● ● ● ●
LumiGLO® Chemiluminescent Substrate	5430-0042 / 5430-0040 / 5430-0041	● ● ● ● ○
PhosphaGLO Reserve™ AP Substrate	5430-0052 / 5430-0053	● ● ● ● ○
PhosphaGLO™ AP Substrate	5430-0054 / 5430-0055	● ● ● ● ●

SUREBLUE RESERVE™ TMB MICROWELL PEROXIDASE SUBSTRATE

SENSIBILITÉ AMÉLIORÉE



50 % + élevée
que le substrat SureBlue
TMB standard

DÉTECTION MAXIMALE



< à 0,4 ng/mL de HRP



Stabilité	Avantage	Enzyme	Détection	Détermination
●●●○○	●●●●●	HRP	Chromogénique	Cinétique ou point final
●●●○○	●●●●●	HRP	Chromogénique	Cinétique ou point final
●●●●○	●●●○○	HRP	Chromogénique	Cinétique ou point final
●●●●○	●●●●●	HRP	Chromogénique	Cinétique ou point final
●●●●●	●●●○○	HRP	Chromogénique	Cinétique ou point final
●●○○○	●●●○○	AP	Chromogénique	Cinétique ou point final
●●○○○	●●●○○	HRP	Chimiluminescence	Point final
●●○○○	●●●○○	HRP	Chimiluminescence	Point final
●●●○○	●●●●●	AP	Chimiluminescence	Cinétique ou point final
●●●○○	●●●●●	AP	Chimiluminescence	Cinétique ou point final

À BASE D'EAU



Substrat sans DMF ni DMSO

PRÊT À L'EMPLOI



Aucune préparation n'est nécessaire

Arrêt de la réaction

Cette étape permet une analyse cohérente du point final et une flexibilité quant au moment de l'enregistrement des résultats de votre test.

Vous souhaitez augmenter la sensibilité de votre ELISA?

La TMB BlueSTOP™ Solution (ref. 5150-0022) est faite pour vous. Prête à l'emploi, elle est formulée pour arrêter le développement de la réaction tout en maintenant la couleur bleue et la densité optique du TMB (contrairement aux solutions traditionnelles à base d'acide). Le substrat arrêté est stable pendant une longue période et peut être lu à 650 nm. Combinée au TMB Microwell Peroxidase Substrate System (2-Component), elle vous fournira une plus basse limite de détection.



Référence	Désignation	Conditionnement
5150-0017	ABTS® Peroxidase Stop Solution	2 x 100 mL
5150-0026	APStop™ Solution (10X)	
5150-0020	TMB Stop Solution	4 x 100 mL
5150-0021		1 L
5150-0022	TMB BlueSTOP™ Solution	4 x 100 mL
5150-0024		1 L

ELISA SUR MESURE

Parce que vos projets sont uniques, Eurobio Scientific s'adapte à vos besoins avec une production sur mesure ! Vous prendrez ainsi le contrôle des réactifs ELISA (TMB, solutions de lavage...) et anticorps, qu'il s'agisse de gros volume* (Bulk) ou d'une production à façon répondant à votre cahier des charges.

* références catalogue LGC (KPL-Seracare)

Références

1. [https://doi.org/10.1016/s0168-8278\(94\)80013-8](https://doi.org/10.1016/s0168-8278(94)80013-8)
2. <https://doi.org/10.1053/jhep.1996.v24.pm0008707274>
3. [https://doi.org/10.1016/s0168-8278\(01\)00091-5](https://doi.org/10.1016/s0168-8278(01)00091-5)
4. <https://doi.org/10.1053/gast.1997.v113.pm9352863>
5. Pilette C, Croquet V, Vuillemin E, Oberti F, Calès P. Diagnostic précoce et non invasif de la cirrhose du foie. Gastroenterol Clin Biol. 1999;23(5):657-665., doi : GCB-05-1999-23-5-0399-8320-101019-ART19
6. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263989>
7. <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2025.111385>
8. <https://doi.org/10.1016/j.monrhu.2012.03.004>

ELISA

RÉSULTATS SANS STRESS, C'EST LA PROMESSE !

DIABÈTE & OBÉSITÉ

- Insuline
- Leptine
- C-peptide
- Adiponectine



OS & CARTILAGE

- CTX-I
- PINP
- FGF-23
- 25-OH Vitamine D



ENDOCRINOLOGIE

- Prénénolone
- Thyroxine (T4)
- Corticostérone
- Sérotonine



INFLAMMATION

- Interleukines (IL-6 / IL-10...)
- Néoptérine
- HMGB1
- sIL-2R



SALIVAIRE


- Cortisol
- Testostérone
- Mélatonine
- IL-6



VÉTÉRINAIRE

- Estrone 3-Sulfate
- SAA
- Haptoglobine
- CRP







BIOCHIMIE

Réactifs	128
Contrôles	148
Solutions de calibration	150
Réactifs additionnels	151
Instruments	152

Réactifs

Lipides & Risques cardiovasculaires

Référence	Désignation	Conditionnement
171029910921	APOLIPOPROTEINE A1 FS	4 x 100 tests CE IVD
171029910966		200 tests CE IVD
171029910021		5 x 25 mL / 1 x 25 mL CE IVD
171029910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
171029910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
171129910921	APOLIPOPROTEINE B FS	4 x 100 tests CE IVD
171129910966		200 tests CE IVD
171129910021		5 x 25 mL / 1 x 25 mL CE IVD
171129910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
171129910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
KAI-003	APOLIPOPROTEINE AII	4 x 18 mL / 1 x 10 mL
KAI-005	APOLIPOPROTEINE CII	3 x 20 mL / 1 x 20 mL
KAI-006	APOLIPOPROTEINE CIII	
KAI-007	APOLIPOPROTEINE E	
113009910923	CHOLESTEROL FS	4 x 200 tests CE IVD
113009910960		2120 tests CE IVD
113009910967		1920 tests CE IVD
113009910021		6 x 25 mL CE IVD
113009910023		1 x 1000 mL CE IVD
113009910026		6 x 100 mL CE IVD
113009910704		8 x 50 mL CE IVD
113009910717		6 x 100 mL CE IVD
113009910917		10 x 60 mL CE IVD
135619910920	HDL-c DIRECT FS	4 x 200 tests CE IVD
135619910921		4 x 120 tests CE IVD
135619910962		1890 tests CE IVD
135619910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
135619910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
135619910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
135619910704		8 x 50 mL / 8 x 12,5 mL CE IVD
135619910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
135619910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD

Lipides & Risques cardiovasculaires


Référence	Désignation	Conditionnement	CE IVD
■ 134099910930	HOMOCYSTEINE FS	4 x 12,5 mL / 1 x 8 mL / 1 x 6 mL	CE IVD
■ 141319910921		4 x 120 tests	CE IVD
■ 141319910964		900 tests	CE IVD
■ 141319910021	LDL-c DIRECT FS	5 x 20 mL / 1 x 25 mL	CE IVD
■ 141319910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL	CE IVD
■ 141319910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL	CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel est le lien entre l'athérosclérose et le cholestérol ?

L'athérosclérose est une maladie chronique des artères caractérisée par l'accumulation de dépôts graisseux, appelés plaques athéromateuses, sur la paroi interne des artères. Ces plaques sont constituées principalement de cholestérol et de cellules inflammatoires. Avec le temps, les plaques se développent et peuvent provoquer des complications cardiovasculaires¹.

Les différents stades de l'athérosclérose



Lipides & Risques cardiovasculaires

Référence	Désignation	Conditionnement
171399910921	Lp(a) 21 FS	4 x 100 tests  
171399910966		200 tests  
171399910930		2 x 20 mL / 2 x 10 mL  
171399910931		3 x 20 mL / 3 x 10 mL  
171819910922	Lp-PLA2 FS	1 x 50 tests  
171819910936		1 x 20 mL / 1 x 4,75 mL / 1 x 0,25 mL  
171819910937		1 x 10 mL / 1 x 3,8 mL / 1 x 0,2 mL  
PL360	PHOSPHOLIPIDS TRINDER	10 x 20 mL  
157109910923	TRIGLYCERIDE FS	4 x 200 tests  
157109910960		2120 tests  
157109910967		1920 tests  
157109910021		6 x 25 mL  
157109910026		6 x 100 mL  
157109910023		1 x 1000 mL  
157109910704		8 x 50 mL  
157109910717		6 x 100 mL  
157109910917		10 x 60 mL  

Immunité

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 118029910921	COMPLEMENT C3c FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 118029910966		200 tests CE IVD
■ 118029910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 118029910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
■ 118129910921	COMPLEMENT C4 FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 118129910966		200 tests CE IVD
■ 118129910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 118129910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
■ 172029910921	IMMUNOGLOBULINE A FS	4 x 80 tests CE IVD
■ 172029910964		540 tests CE IVD
■ 172029910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 172029910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
■ 172399910921	IMMUNOGLOBULINE E FS	4 x 80 tests CE IVD
■ 172399910966		200 tests CE IVD
■ 172399910930		2 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 172129910921	IMMUNOGLOBULINE G FS	4 x 80 tests CE IVD
■ 172129910964		540 tests CE IVD
■ 172129910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 172129910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
■ 172229910921	IMMUNOGLOBULINE M FS	4 x 80 tests CE IVD
■ 172229910964		540 tests CE IVD
■ 172229910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 172229910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD


Foie

Référence	Désignation	Conditionnement
■ DZ123A-K	5' NUCLEOTIDASE	1 x 50 mL / 1 x 25 mL  
■ 127019910920	ALAT (GPT) FS	4 x 200 tests  
■ 127019910962		1380 tests  
■ 127019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL  
■ 127019910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL  
■ 127019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL  
■ 127019910704	ASAT (GOT) FS	8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL  
■ 127019910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL  
■ 126019910920		4 x 200 tests  
■ 126019910962		1380 tests  
■ 126019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL  
■ 126019910023	ACIDES BILIAIRES TOTAUX 21 FS	1 x 800 mL / 1 x 200 mL  
■ 126019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL  
■ 126019910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL  
■ 126019910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL  
■ 122389910920		4 x 200 tests  
■ 122389910921		4 x 50 tests  
■ 122389910930		4 x 12 mL / 2 x 8 mL  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les niveaux d'acides biliaires totaux (TBA) sériques sont un marqueur sensible de la fonction hépatique. Contrairement aux tests hépatiques traditionnels comme l'ALAT et l'ASAT, qui révèlent principalement les lésions hépatiques, les TBA sériques permettent d'évaluer les dysfonctionnements hépatiques. Du fait de leur sensibilité, les TBA peuvent détecter précocement les anomalies hépatobiliaires, facilitant ainsi une intervention rapide et la prévention de dommages hépatiques plus importants².

La cholestase intrahépatique de la grossesse (ICP) est la maladie hépatique la plus fréquente chez les femmes enceintes. Le dosage des TBA chez les femmes enceintes est considéré comme le biomarqueur le plus important pour le diagnostic et le suivi de l'ICP.



Une incidence élevée est observée dans les grossesses gémellaires (20 à 22%) et après des traitements de fécondation in vitro. L'ICP survient généralement au 3^e trimestre de la grossesse et se caractérise par un prurit et une augmentation des acides biliaires sériques causée par un trouble hormonal de la sécrétion biliaire. Dans l'ICP, des niveaux de TBA élevés augmentent ainsi les risques de complication lors de la grossesse^{3,4}.

Foie

Référence	Désignation	Conditionnement
108219910920	BILIRUBINE AUTO DIRECT FS	4 x 200 tests CE IVD
108219910964		900 tests CE IVD
108219910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
108219910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
108219910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
108219910704		8 x 50 mL / 8 x 12,5 mL CE IVD
108219910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
108119910920	BILIRUBINE AUTO TOTAL FS	4 x 200 tests CE IVD
108119910962		1890 tests CE IVD
108119910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
108119910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
108119910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
108119910704		8 x 50 mL / 8 x 12,5 mL CE IVD
108119910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
108119910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
114019910921	CHOLINESTERASE FS	4 x 120 tests CE IVD
114019910962		1890 tests CE IVD
114019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
114019910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
128019910920	GAMMA-GT FS	4 x 200 tests CE IVD
128019910962		6 x 380 / 6 x 380 tests CE IVD
128019910963		4 x 570 / 3 x 760 tests CE IVD
128019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
128019910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
128019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
128019910704		8 x 50 mL / 8 x 12,5 mL CE IVD
128019910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
128019910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
124119910021	GLDH FS DGKC	5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
124119910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD

Diabète

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 137119910921	BETA-HYDROXYBUTYRATE 21 FS	4 x 120 tests CE IVD
■ 137119910964		540 tests CE IVD
■ 137119910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les cétones sont des sous-produits issus du métabolisme des graisses dans le foie. Le β -hydroxybutyrate est le corps cétonique le plus stable et prédominant, représentant 78% du total des cétones, par opposition à l'acétoacétate et l'acétone représentant 20% et 2% respectivement. Pendant le développement de l'acidose, le taux en β -hydroxybutyrate augmente plus rapidement que les autres cétones, ce qui fait du β -hydroxybutyrate un indicateur privilégié pour la détection précoce de l'acidose métabolique⁵.

Diabète


Référence	Désignation	Conditionnement
■ 125009910923	GLUCOSE GOD FS	4 x 200 tests CE IVD
■ 125009910021		6 x 25 mL CE IVD
■ 125009910023		1 x 1000 mL CE IVD
■ 125009910026		6 x 100 mL CE IVD
■ 125009910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 125009910717		6 x 100 mL CE IVD
■ 125009910917		10 x 60 mL CE IVD
■ 125119910920	GLUCOSE HEXOKINASE FS	4 x 200 tests CE IVD
■ 125119910962		6 x 380 / 6 x 380 tests CE IVD
■ 125119910963		4 x 570 / 3 x 760 tests CE IVD
■ 125119910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 125119910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 125119910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 125119910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 125119910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD

Diabète

Référence	Désignation	Conditionnement
133489910920	HbA1c net FS	4 x 200 tests CE IVD
133489910921		4 x 100 tests CE IVD
133489910962		6 x 300 tests CE IVD
133489910964		2 x 160 tests CE IVD
133489910930	oneHbA1c FS	3 x 18 mL / 3 x 6 mL CE IVD
133299910922		4 x 100 tests CE IVD
133299910927		2 x 100 tests CE IVD
133299910930		3 x 20 mL / 2 x 10 mL / 1 x 10 mL CE IVD
133299910935	NEFA FS	2 x 15 mL / 1 x 10 mL / 1 x 5 mL CE IVD
157819910921		4 x 120 tests CE IVD
157819910964		540 tests CE IVD
157819910935		2 x 20 mL / 1 x 10 mL CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les acides gras non-estérifiés AGNE (ou non-esterified fatty acids NEFA en anglais) jouent un rôle central dans le lien entre l'obésité, la résistance à l'insuline et le diabète de type 2. Il est un marqueur important du syndrome métabolique. Chez les patients atteints d'obésité centrale (ou obésité abdominale), les adipocytes abdominaux libèrent de manière non-régulée des quantités accrues de NEFA dans la circulation sanguine. La combinaison de la résistance à l'insuline et de la défaillance des cellules bêta induites par la libération des NEFA conduit à une hyperglycémie chronique, caractéristique du diabète de type 2.



Muscles & Cœur

Référence	Désignation	Conditionnement
■ ALD100	ALDOLASE	1 x 100 mL (500 tests) CE IVD
■ 116419910921		4 x 120 tests CE IVD
■ 116419910964		900 tests CE IVD
■ 116419910021	CK-MB FS	5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 116419910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 116419910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 116019910921		4 x 120 tests CE IVD
■ 116019910962		1890 tests CE IVD
■ 116019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 116019910023	CK-NAC FS	1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 116019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 116019910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 116019910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 142519910920		4 x 200 tests CE IVD
■ 142519910964		900 tests CE IVD
■ 142519910021	LDH 21 FS	5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 142519910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 142519910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 170989910921		4 x 100 tests CE IVD
■ 170989910966	MYOGLOBINE FS	200 tests CE IVD
■ 170989910935		2 x 12 mL / 1 x 8 mL CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

La créatine kinase (CK) est une enzyme constituée de 2 sous-unités principalement d'origine musculaire (M) et cérébrale (B). Un total de 3 isoenzymes coexistent ainsi dans les différents tissus : CK-MM retrouvé majoritairement dans les muscles squelettiques et cardiaques, CK-BB retrouvé principalement dans le cerveau et CK-MB retrouvé essentiellement dans le myocarde. On observe des valeurs élevées de CK dans les atteintes du muscle cardiaque et dans les affections du muscle squelettique⁷.

Thrombose


Référence	Désignation	Conditionnement
■ 172689910921	D-DIMER FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 172689910926		1 x 100 tests CE IVD
■ 172689910966		200 tests CE IVD
■ 172689910935		2 x 12 mL / 1 x 8 mL CE IVD

Pancréas

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 105019910921	ALPHA-AMYLASE CC FS	4 x 120 tests CE IVD
■ 105019910964		900 tests CE IVD
■ 105019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 105019910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 105019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 105019910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 105019910930	AMYLASE PANCREATIQUE CC FS	4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 105519910921		4 x 120 tests CE IVD
■ 105519910964		900 tests CE IVD
■ 105519910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 105519910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 105519910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 143219910921	LIPASE DC FS	4 x 120 tests CE IVD
■ 143219910962		1890 tests CE IVD
■ 143219910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 143219910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 143219910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les troubles pancréatiques - inflammatoires ou néoplasiques - sont de plus en plus fréquents dans les pays industrialisés. Cette augmentation est d'autant plus vraie pour les cas de cancer du pancréas, avec une hausse de 55 % entre 1990 et 2017 dans le monde⁸.




Les tests de biochimie clinique pour l'alpha-amylase, l'amylase pancréatique et la lipase sont utilisés pour la détection et le suivi de la pancréatite aiguë, ainsi que pour le diagnostic des troubles abdominaux. Le rôle principal de l'alpha-amylase est l'hydrolyse de l'amidon présent dans l'alimentation. L'alpha-amylase sérique se compose de deux isoenzymes : l'amylase salivaire, produite par les glandes salivaires et sécrétée dans la salive, et l'amylase pancréatique, produite par le pancréas et libérée dans le tractus intestinal. Seule l'amylase pancréatique est spécifique aux troubles pancréatiques. La lipase, principalement produite par le pancréas, constitue un autre paramètre spécifique aux maladies du pancréas. En raison de sa demi-vie prolongée, les valeurs de lipase restent élevées plus longtemps après une pancréatite que celles de l'alpha-amylase et de l'amylase pancréatique. La combinaison de la lipase et de l'amylase pancréatique augmente considérablement la sensibilité pour la détection de la pancréatite⁹.

Fer

Référence	Désignation	Conditionnement
119119910921	FER FS ferene	4 x 120 tests CE IVD
119119910964		900 tests CE IVD
119119910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
119119910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
119119910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
119119910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
119119910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
119119910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
172459910921	FERRITINE SR	4 x 80 tests CE IVD
172459910926		2 x 80 tests CE IVD
170599910964	FERRITINE FS	600 tests CE IVD
170599910930		3 x 20 mL / 3 x 10 mL CE IVD
170599910935		1 x 20 mL / 1 x 10 mL CE IVD
172529910921	TRANSFERRINE FS	4 x 100 tests CE IVD
172529910964		600 tests CE IVD
172529910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
172529910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
119219910921	UIBC FS	4 x 120 tests CE IVD
119219910964		540 tests CE IVD
119219910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

La ferritine est une protéine permettant le stockage du fer dans les cellules, principalement dans le foie. Elle sert à réguler la quantité de fer disponible dans le corps. Des niveaux faibles en ferritine sont généralement un indicateur de carence en fer. La transferrine, quant à elle, est une protéine sérique transportant le fer dans le sang. Elle se lie au fer Fe^{3+} pour le transporter vers les cellules qui en ont besoin, notamment les cellules de la moelle osseuse pour la production de globules rouges, appelée érythropoïèse. Cette dernière est produite en plus grande quantité lorsque les niveaux de fer sont faibles pour maximiser son absorption. La capacité latente de fixation en fer (ou *unsaturated iron-binding capacity UIBC* en anglais) mesure la quantité de sites de liaison du fer qui ne sont pas encore occupés sur la transferrine. Si les réserves de fer sont faibles, le taux d'UIBC sera élevé, indiquant que plus de sites de la transferrine sont disponibles pour se lier au fer¹⁰.



Reins

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 117119910920	CREATININE FS	4 x 200 tests CE IVD
■ 117119910921		4 x 50 tests CE IVD
■ 117119910962		1890 tests CE IVD
■ 117119910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 117119910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 117119910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 117119910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 117119910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
■ 117599910920	CREATININE PAP FS	4 x 180 tests CE IVD
■ 117599910962		2040 tests CE IVD
■ 117599910963		1800 tests CE IVD
■ 117599910021		4 x 20 mL / 2 x 20 mL CE IVD
■ 117599910023		1 x 800 mL / 1 x 400 mL CE IVD
■ 117599910026		4 x 100 mL / 2 x 100 mL CE IVD
■ 117599910704		8 x 40 mL / 8 x 20 mL CE IVD
■ 117599910917		8 x 30 mL / 8 x 15 mL CE IVD
■ 171589910921	CYSTATINE C FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 171589910966		200 tests CE IVD
■ 171589910930		4 x 12 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 102429910921	MICROALBUMINE FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 102429910964		600 tests CE IVD
■ 102429910021		5 x 25 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 102429910023		1 x 1000 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 102429910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
■ 102429910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
■ 102109910921	PROTEINES TOTALES UC FS	4 x 120 tests CE IVD
■ 102109910021		6 x 25 mL CE IVD
■ 102109910026		6 x 100 mL CE IVD
■ 102109910930		6 x 20 mL CE IVD

Reins

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 131019910920	UREE FS	4 x 200 tests CE IVD
■ 131019910962		6 x 380 / 6 x 380 tests CE IVD
■ 131019910963		4 x 570 / 3 x 760 tests CE IVD
■ 131019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 131019910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 131019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 131019910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 131019910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD

Inflammation & Infection

Référence	Désignation	Conditionnement
170129910921	ANTISTREPTOLYSINE O FS	4 x 100 tests CE IVD
170129910964		600 tests CE IVD
170129910021		5 x 25 mL / 1 x 25 mL CE IVD
170129910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
170129910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
170029910920	CRP FS	4 x 200 tests CE IVD
170029910962		6 x 380 / 6 x 380 tests CE IVD
170029910963		4 x 570 / 3 x 760 tests CE IVD
170029910021		5 x 25 mL / 1 x 25 mL CE IVD
170029910023		1 x 1000 mL / 1 x 200 mL CE IVD
170029910704		8 x 50 mL / 8 x 10 mL CE IVD
170029910917		8 x 60 mL / 8 x 12 mL CE IVD
170029910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
170029910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
170459910920	CRP U-hs	4 x 100 tests CE IVD
170459910930		3 x 20 mL / 3 x 20 mL CE IVD
170229910921	FACTEUR RHUMATOÏDE FS	4 x 100 tests CE IVD
170229910964		600 tests CE IVD
170229910021		5 x 25 mL / 1 x 25 mL CE IVD
170229910930		4 x 20 mL / 2 x 8 mL CE IVD
170229910935		2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
173189910966	PROCALCITONINE FS	320 tests (2 x 160) CE IVD
173189910925		1 x 120 tests CE IVD
173189910930		2 x 18 mL / 2 x 6 mL CE IVD

LE SAVIEZ-VOUS ?

La procalcitonine (PCT) est principalement exprimée dans les cellules C de la thyroïde puis est clivée enzymatiquement en calcitonine, un peptide régulateur du calcium. L'expression de la PCT est stimulée par des toxines bactériennes ou des cytokines inflammatoires.

La PCT est un marqueur important dans le diagnostic et la gestion du sepsis : dépistage et surveillance rapides, bonne spécificité et sensibilité, ainsi qu'une cinétique favorable avec une apparition rapide (3 à 6 heures) et une demi-vie courte (12 à 24 heures). Le dosage de la PCT est notamment recommandé par la Fédération Internationale de Chimie Clinique (IFCC) pour les patients atteints du COVID-19¹¹.

Nutrition

Référence	Désignation	Conditionnement
130019910920	ACIDE URIQUE FS TOOS	4 x 200 tests CE IVD
130019910962		1890 tests CE IVD
130019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
130019910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
130019910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
130019910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
130019910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
130219910021	ACIDE URIQUE FS TBHA	5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
130219910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
130219910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
130219910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
102209910923	ALBUMINE FS	4 x 200 tests CE IVD
102209910960		980 tests CE IVD
102209910967		1500 tests CE IVD
102209910021		6 x 25 mL CE IVD
102209910023		1 x 1000 mL CE IVD
102209910026		6 x 100 mL CE IVD
102209910704		8 x 50 mL CE IVD
102209910917	MAGNESIUM XL FS	10 x 60 mL CE IVD
146109910921		4 x 120 tests CE IVD
146109910961		960 tests CE IVD
146109910021		6 x 25 mL CE IVD
146109910026		6 x 100 mL CE IVD
146109910704		8 x 50 mL CE IVD
146109910930	PREALBUMINE FS	6 x 20 mL CE IVD
102929910921		4 x 100 tests CE IVD
102929910966		200 tests CE IVD
102929910935	PROTEINES TOTALES FS	2 x 20 mL / 1 x 8 mL CE IVD
123119910920		4 x 200 tests CE IVD
123119910962		1890 tests CE IVD
123119910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD

Nutrition

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 123119910023	PROTEINES TOTALES FS	1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 123119910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 123119910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 123119910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD

Os

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 111309910021	CALCIUM AS FS	6 x 25 mL CE IVD
■ 111309910023		1000 mL CE IVD
■ 111309910026		6 x 100 mL CE IVD
■ 111309910704		8 x 50 mL CE IVD
■ 111819910920	CALCIUM P FS	4 x 200 tests CE IVD
■ 111819910962		1890 tests CE IVD
■ 111819910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 111819910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 111819910704	PHOSPHATASE ALCALINE FS	8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 111819910917		8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
■ 104419910920		4 x 200 tests CE IVD
■ 104419910962		1320 tests CE IVD
■ 104419910021	PHOSPHATE FS	5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 104419910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 104419910026		5 x 80 mL / 1 x 100 mL CE IVD
■ 104419910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 104419910917	PHOSPHATE FS	8 x 60 mL / 8 x 15 mL CE IVD
■ 104419910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ 152119910920		4 x 200 tests CE IVD
■ 152119910962		1890 tests CE IVD
■ 152119910021	PHOSPHATE FS	5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 152119910704		8 x 50 mL / 8 x 12.5 mL CE IVD
■ 152119910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD

Autres Electrolytes & Metabolites

Référence	Désignation	Conditionnement
■ 109509910923	BICARBONATE FS	4 x 200 tests CE IVD
■ 109509910961		960 tests CE IVD
■ 109509910021		6 x 25 mL CE IVD
■ 109509910026		6 x 100 mL CE IVD
■ 109509910917		10 x 60 mL CE IVD
■ 109509910930		6 x 20 mL CE IVD
■ 112219910921	CHLORIDE 21 FS	4 x 50 tests CE IVD
■ 112219910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ DZ116B-KH1	LITHIUM	2 x 10 mL / 2 x 5 mL CE IVD
■ 152219910921	POTASSIUM FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 152219910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 148089910921	SODIUM FS	4 x 100 tests CE IVD
■ 148089910021		5 x 15 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 140019910921	LACTATE FS	4 x 120 tests CE IVD
■ 140019910964		540 tests CE IVD
■ 140019910021		5 x 20 mL / 1 x 25 mL CE IVD
■ 140019910023		1 x 800 mL / 1 x 200 mL CE IVD
■ 140019910930		4 x 20 mL / 2 x 10 mL CE IVD
■ OX8850	OXALATE	1 x 20 mL CE IVD
■ PY8826	PYRUVATE	5 x 20 mL (500 tests) CE IVD

Contrôles

Contrôles multi-paramètres

Référence	Désignation	Conditionnement	
K315C-4M	APO AII/CII/CIII/E CONTROL - 2 niveaux	2 x 1 mL / 2 x 1 mL	
590209910065	TRULAB L niveau 1	3 x 3 mL	CE IVD
590309910065	TRULAB L niveau 2		CE IVD
590009910061	TRULAB N	6 x 5 mL	CE IVD
590009910062		20 x 5 mL	CE IVD
590509910061	TRULAB P	6 x 5 mL	CE IVD
590509910062		20 x 5 mL	CE IVD
595009910046	TRULAB PROTEIN niveau 1	3 x 1 mL	CE IVD
595109910046	TRULAB PROTEIN niveau 2		CE IVD
591709910061	TRULAB URINE niveau 1	6 x 5 mL	CE IVD
591709910062	TRULAB URINE niveau 1	20 x 5 mL	CE IVD
591809910061	TRULAB URINE niveau 2	6 x 5 mL	CE IVD
591809910062	TRULAB URINE niveau 2	20 x 5 mL	CE IVD

Contrôles uniques

Référence	Désignation	Conditionnement	
CNU	NORMAL CONTROL SERUM	5 x 5 mL	CE IVD
CPU	PATHOLOGICAL CONTROL SERUM		CE IVD
DZ116B-CON	LITHIUM CONTROL - 2 niveaux	2 x 3 mL	CE IVD
DZ123A-CON	5' NUCLEOTIDASE CONTROL - 2 niveaux	2 x 1 mL	CE IVD
OCH6502	OXALATE HIGH CONTROL		CE IVD
OCL6627	OXALATE LOW CONTROL	6 x 2 mL	CE IVD
SCE3005	SUBSTRATE ELEVATED CONTROL		CE IVD
SCL3006	SUBSTRATE LOW CONTROL		CE IVD
597109910046	TRULAB ALBUMINE U/CSF niveau 1	3 x 1 mL	CE IVD
597209910046	TRULAB ALBUMINE U/CSF niveau 2		CE IVD
597009910065	TRULAB BICARBONATE	3 x 3 mL	CE IVD
596009910045	TRULAB CRP niveau 1	3 x 2 mL	CE IVD
596109910045	TRULAB CRP niveau 2		CE IVD
597309910046	TRULAB CRP-hs niveau 1		CE IVD
597409910046	TRULAB CRP-hs niveau 2	3 x 1 mL	CE IVD
598709910046	TRULAB CYSTATINE C niveau 1		CE IVD
598809910046	TRULAB CYSTATINE C niveau 2		CE IVD

Contrôles uniques

Référence	Désignation	Conditionnement	CE IVD
598109910073	TRULAB D-DIMER niveau 1	2 x 0.5 mL / 1 x 2.5 mL	CE IVD
598209910073	TRULAB D-DIMER niveau 2		CE IVD
597909910060	TRULAB HbA1c liquid niveau 1	1 x 0.25 mL	CE IVD
597909910074		4 x 0.25 mL	CE IVD
598009910060	TRULAB HbA1c liquid niveau 2	1 x 0.25 mL	CE IVD
598009910074		4 x 0.25 mL	CE IVD
599309910076	TRULAB HbA1c net niveau 1	6 x 1 mL	CE IVD
599409910076	TRULAB HbA1c net niveau 2		CE IVD
597709910046	TRULAB HOMOCYSTEINE niveau 1	3 x 1 mL	CE IVD
597809910046	TRULAB HOMOCYSTEINE niveau 2		CE IVD
598309910046	TRULAB Lp(a) niveau 1		CE IVD
598409910046	TRULAB Lp(a) niveau 2		CE IVD
599709910046	TRULAB PCT niveau 1		CE IVD
599809910046	TRULAB PCT niveau 2		CE IVD

Solutions de calibration

Calibrateurs multi-paramètres

Référence	Désignation	Conditionnement
KAI-041C	APO AII/CII/CIII CALIBRATOR	1 x 1 mL / 2 x 2 mL
193109910079	TRUCAL E - 4 niveaux	4 x 3 mL  
135709910045	TRUCAL LIPID - 1 niveau	3 x 2 mL  
592009910039	TRUCAL PROTEIN - 5 niveaux	5 x 1 mL  
591009910064	TRUCAL U - 1 niveau	6 x 3 mL  
591009910063		20 x 3 mL  

Calibrateurs uniques

Référence	Désignation	Conditionnement
ALDOCAL	ALDOLASE CALIBRATOR	3 x 1 mL  
KAI-025C	APO E CALIBRATOR	1 x 1 mL / 2 x 2 mL
DZ116B-CAL	LITHIUM CALIBRATOR - 3 niveaux	3 x 3 mL  
DZ123A-CAL	5' NUCLEOTIDASE CALIBRATOR - 1 niveau	1 x 1 mL  
193009910059	TRUCAL ALBUMINE U/CSF - 5 niveaux	5 x 1 mL  
193009910037	TRUCAL ALBUMINE U/CSF high - 1 niveau	3 x 1 mL  
171709910045	TRUCAL APO A1/B - 1 niveau	3 x 2 mL  
170109910059	TRUCAL ASO - 5 niveaux	5 x 1 mL  
594509910074	TRUCAL CK-MB - 1 niveau	6 x 1 mL  
170009910039	TRUCAL CRP - 5 niveaux	5 x 2 mL  
170009910037	TRUCAL CRP high - 1 niveau	3 x 2 mL  
170409910059	TRUCAL CRP U - 5 niveaux	5 x 1 mL  
170809910059	TRUCAL CRP-hs - 5 niveaux	
171509910059	TRUCAL CYSTATINE C - 5 niveaux	 
172609910047	TRUCAL D-DIMER - 1 niveau	1 x 1 mL / 2 x 2.5 mL  
170509910058	TRUCAL FERRITINE - 4 niveaux	4 x 1 mL  
172409910059	TRUCAL FERRITINE SR - 5 niveaux	5 x 1 mL  
133209910043	TRUCAL HbA1c liquid - 4 niveaux	4 x 0.25 mL  
133509910044	TRUCAL HbA1c net - 2 niveaux	2 x 0.3 mL  
134009910041	TRUCAL HOMOCYSTEINE - 3 niveaux	3 x 1 mL  
172309910059	TRUCAL IgE - 5 niveaux	5 x 1 mL  
171409910059	TRUCAL Lp(a) 21 - 5 niveaux	
170309910058	TRUCAL MYOGLOBINE - 4 niveaux	4 x 1 mL  
173109910082	TRUCAL PCT - 6 niveaux	6 x 1 mL  
170209910059	TRUCAL RF - 5 niveaux	5 x 1 mL  
122409910037	TRUCAL TBA - 1 niveau	3 x 1 mL  

Standards

Référence	Désignation	Conditionnement	CE IVD
130009910030	ACIDE URIQUE STANDARD FS	6 x 3 mL	CE IVD
102009910030	ALBUMINE STANDARD FS		CE IVD
137009910030	BETA-HYDROXYBUTYRATE STANDARD FS	3 x 3 mL	CE IVD
109509910030	BICARBONATE STANDARD FS		CE IVD
111009910030	CALCIUM STANDARD FS		CE IVD
113009910030	CHOLESTEROL STANDARD FS		CE IVD
117009910030	CREATININE STANDARD FS		CE IVD
119009910030	FER STANDARD FS	6 x 3 mL	CE IVD
125009910030	GLUCOSE STANDARD FS		CE IVD
146009910030	MAGNESIUM STANDARD FS		CE IVD
157809910065	NEFA STANDARD FS		CE IVD
OXST8853	OXALATE STANDARD		CE IVD
152109910030	PHOSPHATE STANDARD FS		CE IVD
123009910030	PROTEINES TOTALES STANDARD FS		CE IVD
102609910030	PROTEINES TOTALES UC STANDARD FS		CE IVD
157009910030	TRIGLYCERIDES STANDARD FS		CE IVD
131009910030	UREE STANDARD FS		CE IVD

Réactifs additionnels

Référence	Désignation	Conditionnement	CE IVD
250109910030	PYRIDOXAL-5-PHOSPHATE FS	6 x 3 mL	CE IVD
145709910113	SOLUTION HEMOLYSANTE oneHbA1c	1 x 500 mL	CE IVD
145909910113	SOLUTION HEMOLYSANTE HbA1c net		CE IVD
145909910923		4 x 200 tests	CE IVD
145909910961	SOLUTION HEMOLYSANTE HbA1c net	2 x 160 tests	CE IVD
145909910967		4 x 450 tests	CE IVD

Instruments



Automates de biochimie

Les automates de biochimie Respons[®]C constituent la nouvelle gamme de biochimie DIASYS.

Respons[®]240c

- Analyseur de paillasse compact pour petits laboratoires
- Rotor unique pour gain de place
- Photomètre 12 longueurs d'onde
- Hémolyse à bord pour analyse HbA1c
- Logiciel facile à utiliser
- Kit ISE disponible pour mise à niveau



Respons[®]420c

- Résultats fiables pour les laboratoires de taille moyenne
- Photomètre 12 longueurs d'onde
- Hémolyse à bord pour analyse HbA1c
- Lavage efficace avec faible transfert
- Logiciel facile à utiliser
- Module ISE en option

Respons[®]600c

- Automatisation pour grands laboratoires
- Photomètre 16 longueurs d'onde
- Chargement continu des échantillons sur racks
- 3 positions de rack STAT dédiées
- Faible empreinte de seulement 1,2 m²
- Module ISE intégré





Les plateaux de réactifs des automates ont été spécialement conçus pour accueillir les kits réactifs de la gamme Respons® pour une utilisation optimisée de l'analyseur.


- Flacons avec code-barre
- Applications préprogrammées



Modèle	RESPONS® 240C	RESPONS® 420C	RESPONS® 600C
Référence	4110 1000	4110 2000 / 4110 3000 (ISE)	4110 4000
Débit	240 tests/h (ou 400 tests/h avec ISE)	420 tests/h (ou 620 tests/h avec ISE)	600 tests/h (ou 800 tests/h avec ISE)
Réactifs	36 positions / réfrigération 2-12°C	40 positions / réfrigération 2-8°C	37 positions / réfrigération 2-8°C
Capacité échantillons	36 échantillons	102 échantillons	120 échantillons sur 12 racks
Capacité réactionnelle	80 cuvettes	93 cuvettes	124 cuvettes
Consommation eau	< 6,5 L/h	< 20 L/h	< 25 L/h
Dimensions	86 cm x 66 cm x 55 cm (lpxh)	105 cm x 72 cm x 115 cm (lpxh)	138 cm x 86 cm x 120 cm (lpxh)
Poids	115 Kg	200 Kg	350 Kg

Références

1. <https://doi.org/10.3390/ijms23063346>
2. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193824>
3. <https://dx.doi.org/10.3748/wjg.15.2049>
4. <https://dx.doi.org/10.1002/hep.20336>
5. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3058661/>
6. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2007.100156>
7. <https://doi.org/10.1155/2012/960363>
8. <https://doi.org/10.5114/aoms.2020.94845>
9. <https://doi.org/10.1093/clinchem/41.8.1129>
10. <https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2011.10.013>
11. <https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2009.00433.x>



ANTICORPS ET MARQUAGE BIOMOLÉCULAIRE

Anticorps Primaires	156
Cellules dendritiques	156
Bactéries	163
Anticorps Secondaires	165
Lectines	169
Bioconjugaison	178
Chimie Click	180

Anticorps Primaires

Production d'anticorps monoclonaux

Référence	Désignation	Conditionnement
Kits pour la production d'anticorps monoclonaux (humains et animaux)		
DDXK-HuBBB-10	Blood B Booster : Kit for human B cell immortalization	10 x 96 tests
DDXK-HuBBB-5		5 x 96 tests
DDXK-HuBBB-2		2 x 96 tests
DDXK-AnBBB-6	Blood B Booster : Kit for animal B cell immortalization	6 x 96 tests

Cellules dendritiques

Anticorps pour sous-typer les cellules dendritiques

Référence		Désignation	Conditionnement
ASP6R / CD301			
DDX0010		ASGPR/CD301 clone 125A10.03 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0011		ASGPR/CD301 clone 121A5.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
CD1a			
DDX0080		CD1a clone 214A9.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0081		CD1a clone 201B5.08 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
CD303 / BDCA2			
DDX0040		CD303/BDCA2 clone 108H10.03 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0041		CD303/BDCA2 clone 104C12.08 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
DDX0042		CD303/BDCA2 clone 110H7.05 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
DDX0043		CD303/BDCA2 clone 124B3.13 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
DDX0045		CD303/BDCA2 clone 109B8 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
CD304 / Neuropiline-1			
DDX0440		CD304/Neuropiline-1 clone 211H6.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	100 µg
CD40			
DDX0130		CD40 clone G28-5 (Purifié)	100 µg
DDX0131A488-100		CD40 clone mAb89 (Alexa 488)	
DDX0131P-100		CD40 clone mAb89 (Purifié)	
CD40L / CD154			
DDX0140		CD40L/CD154 clone LL48 (Purifié)	100 µg
DDX0141		CD40L/CD154 clone LL2 (Alexa 647 - Purifié)	
CD54			
DDX0150		CD54 clone 117G12.02 (Purifié)	100 µg
DDX0151		CD54 clone 217E2.10 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	

Anticorps pour sous-typer les cellules dendritiques

Référence	Désignation	Conditionnement
-----------	-------------	-----------------

DCIR

DDX0180	 DCIR clone 111F8.04 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	100 µg
DDX0181	 DCIR clone 108H8.03 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	

DC-LAMP / CD208

DDX0190A488-100	 DC-LAMP/CD208 clone 104G4 (Alexa 488)	100 µg
DDX0190A546-100	 DC-LAMP/CD208 clone 104G4 (Alexa 546)	
DDX0190A647-100	 DC-LAMP/CD208 clone 104G4 (Alexa 647)	
DDX0190B-100	 DC-LAMP/CD208 clone 104G4 (Biotin)	
DDX0190P-100	 DC-LAMP/CD208 clone 104G4 (Purifié)	
DDX0191	 DC-LAMP/CD208 clone 1010E1.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0192	 DC-LAMP/CD208 clone 1006F7.05 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0193	 DC-LAMP/CD208 clone 109G3 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0195	 DC-LAMP/CD208 clone 208B5 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	

DC-SIGN / CD209

DDX0202	 DC-SIGN/CD209 clone 102E11.06 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	100 µg
DDX0203	 DC-SIGN/CD209 clone 103G2.07 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0204	 DC-SIGN/CD209 clone 108C7.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0205	 DC-SIGN/CD209 clone 102F10.04 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	
DDX0207	 DC-SIGN/CD209 clone 109H12.03 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0208	 DC-SIGN/CD209 clone 120C11.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0209	 DC-SIGN/CD209 clone 111H2.02 (Alexa 488 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	

DEC205 / CD205

DDX0020	 DEC205/CD205 clone NLDC145 (Alexa 488 - Alexa 546 - Biotin - Purifié)	100 µg
---------	---	--------

DORA / IgSF6

DDX0220	 DORA/IgSF6 clone 104A10.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	100 µg
---------	---	--------

FDF03

DDX0230A488-100	 FDF03 CLONE 36H2 Alexa 488	100µg
DDX0230A546-100	 FDF03 CLONE-Alexa 546	
DDX0230A647-100	 FDF03 CLONE-Alexa 647	
DDX0230B-100	 FDF03 CLONE -Biotin	
DDX0230P-100	 FDF03 CLONE-Purifié	

Anticorps pour sous-typer les cellules dendritiques

Référence	Désignation		Conditionnement
IL3 alpha / CD123			
DDX0300A488-100		IL3R alpha/CD123 clone 107D2.08 (Alexa 488)	100µg
DDX0300A546-100		IL3R alpha/CD123 clone 107D2.08 (Alexa 546)	
DDX0300A647-100		IL3R alpha/CD123 clone 107D2.08 (Alexa 647)	
DDX0300B-100		IL3R alpha/CD123 clone 107D2.08 (Biotin)	
DDX0300P-100		IL3R alpha/CD123 clone 107D2.08 (Purifié)	
DDX0301		IL3R alpha/CD123 clone 106C2.02 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
Langerin / CD207			
DDX0360		Langerin/CD207 clone 808E10.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	100µg
DDX0361		Langerin/CD207 clone 310F7.02 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0362A488-100		Langerin/CD207 clone 929F3.01 Alexa 488	
DDX0362A546-100		Langerin/CD207 clone 929F3.01 Alexa 546	
DDX0362A647-100		Langerin/CD207 clone 929F3.01 Alexa 647	
DDX0362B-100		Langerin/CD207 clone 929F3.01 Biotin	
DDX0362P-100		Langerin/CD207 clone 929F3.01 Purifié	
DDX0363A488-100		Langerin/CD207 clone 122D5.03 (Alexa 488)	
DDX0363A546-100		Langerin/CD207 clone 122D5.03 (Alexa 546)	
DDX0363A647-100		Langerin/CD207 clone 122D5.03 (Alexa 647)	
DDX0363B-100		Langerin/CD207 clone 122D5.03 (Biotin)	
DDX0363P-100		Langerin/CD207 clone 122D5.03 (Purifié)	
DDX0368		Langerin/CD207 clone 306G9.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0370		Langerin/CD207 clone 205C1 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	
DDX0373		Langerin/CD207 clone 923B7	
DDX0375		Langerin/CD207 clone 929F7	
DDX0376		Langerin/CD207 clone 918A11	
DDX0377P-100		Langerin/CD207 clone 817G7	
Mannose-Receptor / CD206			
DDX0380		Mannose-Receptor/CD206 clone 122D2.08 (purifié)	100 µg
SEMA6a			
DDX0462		Sema6A clone 104B3 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	100 µg
DDX0463		Sema6A clone 118E7 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	

Anticorps pour suivre la migration des cellules dendritiques

Référence	Désignation	Conditionnement
MMP12 / HME		
DDX0280	 MMP12/HME clone 603E6.22 (HRPO - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0281	 MMP12/HME clone 706F9.01 (HRPO - Biotine - Purifié)	
DDX0282	 MMP12/HME clone 705D10.11 (HRPO - Biotine - Purifié)	
DDX0283	 MMP12/HME clone 703D10 (HRPO - Biotine - Purifié)	
DDX0284	 MMP12/HME clone 701E4.03 (HRPO - Biotine - Purifié)	
MIP3 alpha / CCL20		
DDX0420	 MIP3 alpha/CCL20 clone 206D9.05 (Alexa 488 - Alexa 546 - HRPO - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0430	 MIP3 alpha/CCL20 clone 319F6.07 (Purifié)	
DDX0431	 MIP3 alpha/CCL20 clone 308B7.06 (HRPO - Biotine - Purifié)	

Déplétion des cellules dendritiques

Référence	Désignation	Conditionnement
pDC / BST2 plasmacytoid dendritic cells		
DDX0390	pDC/BST2 clone 120G8.04 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0390HD01		1 mg
DDX0390HD05	pDC/BST2 clone 120G8.04 (Purifié)	5 mg
DDX0390HD10		10 mg

Toll-like receptor

Référence	Désignation	Conditionnement
IRAK4		
DDX0340	 IRAK4 clone 6F8 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	100 µg
DDX0341	 IRAK4 clone 7F8 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	
Myd88		
DDX1400	 Myd88 clone 603E10.05 (Purifié)	100 µg
DDX1401	 Myd88 clone 603E10.06 (Purifié)	
TLR10 / CD290		
DDX0490	 TLR10/CD290 clone 25F9 (Purifié)	100 µg
DDX0492	 TLR10/CD290 clone 9F4 (Purifié)	

Toll-like receptor

Référence		Désignation	Conditionnement
TLR3 / CD283			
DDX0200		TLR3/CD283 clone 619F7.06 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	100 µg
DDX0201		TLR3/CD283 clone 722E2.01 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
DDX0470P-100		TLR3/CD283 purifié clone 619F7.06	
DDX0474		TLR3/CD283 clone 713E4.06 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
DDX0475		TLR3/CD283 clone 716G10.15 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotine - Purifié)	
DDX0476		TLR3/CD283 clone 1213F10 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	
DDX0477		TLR3/CD283 clone 1210F1 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Purifié)	
TLR7 / CD287			
DDX0500		TLR7/CD287 clone 66H3 (Purifié)	100 µg
DDX0501		TLR7/CD287 clone 85D6 (Alexa 488 - Alexa 546 - Alexa 647 - Biotin - Purifié)	

Autres Anticorps Primaires

Référence		Désignation	Conditionnement
DDX0700A488-100		IL7-Ralpha/CD127 clone R34.34 (Alexa 488)	100 µg
DDX0700A546-100		IL7-Ralpha/CD127 clone R34.34 (Alexa 546)	
DDX0700A647-100		IL7-Ralpha/CD127 clone R34.34 (Alexa 647)	
DDX0700P-100		IL7-Ralpha/CD127 clone R34.34 (Purifié)	

Anticorps Spécifiques

Référence	Désignation	Conditionnement
ABC0019 	Anti-PSA-NCAM clone 2-2B (polysialique-acide NCAM)	50 µL
ABC0020 	Endo-N (Endo Neuraminidase)	50 µL (35U)
ABC0101	anti-Glu-Tubuline	300 µg
ABC0102	Anti-Tubuline Delta 2	
STJ98666 	Anti-Pan-Glycine myristoylation	1 mg/mL
STJ97776 	Anti-Phospho-MLKL-S358	
STJ115364 	Anti-IRAK3	50 µL (35U)
		100 µL
		200 µL
STJ116784 	Anti-SLC7A2 (C-Term)	50 µL
		100 µL
		200 µL
STJ192359 	Anti-STAB2 (980-1060)	50 µL
		100 µL
STJ24102 	Anti-HSPB8 (1-196)	50 µL
		100 µL
STJ25775 	Anti-TAP3 (430-680)	50 µL
		100 µL
		200 µL
STJ93055 	FER polyclonal antibody (Tyrosine-Protein Kinase Fer)	50 µL
		100 µL
STJ93731 	ITGB1 polyclonal antibody (Integrin Beta-1)	50 µL (35U)
		100 µL
STJ97448 	Anticorps de Souris monoclonal anti-Caspase-3	50 µL
		100 µL

Contôles isotypiques

Référence	Désignation	Conditionnement
Mouse isotypes control IgG1		
DDXCM01A488-100 	Souris isotype control IgG1 (Alexa 488)	100 µg
DDXCM01A546-100 	Souris isotype control IgG1 (Alexa 546)	
DDXCM01A647-100 	Souris isotype control IgG1 (Alexa 647)	
DDXCM01P-100 	Souris isotype control IgG1 (Purifié)	

Contôles isotypiques

Référence	Désignation	Conditionnement
Mouse isotypes control IgG2a		
DDXCM02A488-100	 Souris isotype control IgG2a (Alexa 488)	100 µg
DDXCM02A546-100	 Souris isotype control IgG2a (Alexa 546)	
DDXCM02A647-100	 Souris isotype control IgG2a (Alexa 647)	
DDXCM02P-100	 Souris isotype control IgG2a (Purifié)	
Mouse isotypes control IgG3		
DDXCM03A488-100	 Souris isotype control IgG3 (Alexa 488)	100 µg
DDXCM03A546-100	 Souris isotype control IgG3 (Alexa 546)	
DDXCM03A647-100	 Souris isotype control IgG3 (Alexa 647)	
DDXCM03P-100	 Souris isotype control IgG3 (Purifié)	
Mouse isotypes control IgM		
DDXCM04A488-100	 Souris isotype control IgM (Alexa 488)	100 µg
DDXCM04A546-100	 Souris isotype control IgM (Alexa 546)	
DDXCM04A647-100	 Souris isotype control IgM (Alexa 647)	
DDXCM04P-100	 Souris isotype control IgM (Purifié)	
Rat isotypes control IgG1		
DDXCR01A488-100	 Rat isotype control IgG1 (Alexa 488)	100 µg
DDXCR01A546-100	 Rat isotype control IgG1 (Alexa 546)	
DDXCR01A647-100	 Rat isotype control IgG1 (Alexa 647)	
DDXCR01P-100	 Rat isotype control IgG1 (Purifié)	
Rat isotypes control IgG2a		
DDXCR02A488-100	 Rat isotype control IgG2a (Alexa 488)	100 µg
DDXCR02A546-100	 Rat isotype control IgG2a (Alexa 546)	
DDXCR02A647-100	 Rat isotype control IgG2a (Alexa 647)	
DDXCR02P-100	 Rat isotype control IgG2a (Purifié)	
Rat isotypes control IgG3		
DDXCR04A488-100	 Rat isotype control IgG3 (Alexa 488)	100 µg
DDXCR04A546-100	 Rat isotype control IgG3 (Alexa 546)	
DDXCR04A647-100	 Rat isotype control IgG3 (Alexa 647)	
DDXCR04P-100	 Rat isotype control IgG3 (Purifié)	
Rat isotypes control IgM		
DDXCR05A488-100	 Rat isotype control IgM (Alexa 488)	100 µg
DDXCR05A546-100	 Rat isotype control IgM (Alexa 546)	
DDXCR05A647-100	 Rat isotype control IgM (Alexa 647)	
DDXCR05P-100	 Rat isotype control IgM (Purifié)	

Immunoglobuline contrôle

Référence	Désignation	Conditionnement
I-1000-5	Lapin IgG contrôle	5 mg
I-2000-1	Souris IgG contrôle	1 mg
I-4000-1	Rat IgG contrôle	
I-5000-5	Chèvre IgG contrôle	5 mg

Bactéries

Anti-agents pathogènes animaux

Référence	Désignation	Conditionnement
5310-0336	BacTrace® Anti-Renibacterium salmoninarum	1 mg
5330-0063	BacTrace® Anti-Renibacterium salmoninarum marqué FITC	0,5 mg
5320-0042	BacTrace® Anti-Renibacterium salmoninarum marqué à la Peroxidase	0,1 mg

Anti-agents pathogènes humains

Référence	Désignation	Conditionnement
Anti-Borrelia		
5310-0338	BacTrace® Anticorps Anti-Borrelia	1 mg
5330-0065	BacTrace® Anticorps Anti-Borrelia marqué FITC	0,5 mg
5310-0337	BacTrace® Anticorps Anti-Borrelia burgdorferi	1 mg
5330-0064	BacTrace® Anticorps Anti-Borrelia burgdorferi marqué FITC	0,5 mg
Anti-Campylobacter		
5310-0324	BacTrace® Anticorps Anti-Campylobacter	1 mg
Anti-Escherichia coli		
5310-0353	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli O26	0,1 mg
5310-0329		1 mg
5360-0034	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli O26 marqué à la Biotine	0,5 mg
5310-0333	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli O45	1 mg
5310-0354	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli O103	0,1 mg
5310-0330		1 mg
5310-0352	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli O111	0,1 mg
5310-0328		1 mg
5360-0033	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli O111 marqué à la Biotine	0,5 mg

Anti-agents pathogènes humains

Référence	Désignation	Conditionnement
5310-0332	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0122	1 mg
5310-0331	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0145	
5360-0036	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0145 marqué à la Biotine	0,5 mg
5310-0326	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0157:H7	1 mg
5360-0032	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0157:H7 marqué à la Biotine	0,5 mg
5320-0035	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0157:H7 marqué à la Peroxidase	0,1 mg
5330-0062	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0157:H7 marqué FITC	0,5 mg
5310-0327	BacTrace® Anticorps Anti-Escherichia coli 0157:H7 pour biologie moléculaire	1 mg
Anti-Helicobacter pylori		
5310-0325	BacTrace® Anticorps Anti-Helicobacter pylori	1 mg
5320-0034	BacTrace® Anticorps Anti-Helicobacter pylori marqué à la Peroxidase	0,1 mg
Anti-Legionella		
5310-0312	BacTrace® Anticorps Anti-Legionella	1 mg
Anti-Listeria		
5310-0320	BacTrace® Anticorps Anti-Listeria haute sensibilité	1 mg
5310-0319	BacTrace® Anticorps Anti-Listeria	
Anti-Salmonella		
5310-0322	BacTrace® Anticorps Anti-Salmonella CSA-1	1 mg
5360-0031	BacTrace® Anticorps Anti-Salmonella CSA-1 marqué à la Biotine	0,5 mg
5330-0059	BacTrace® Anticorps Anti-Salmonella, CSA-1 marqué FITC	
5310-0323	BacTrace® Anticorps Anti-Salmonella CSA-1 pour biologie moleculaire	1 mg
Anti-Shigella		
5310-0310	BacTrace® Anticorps Anti-Shigella	1 mg
Anti-Vibrio		
5310-0311	BacTrace® Anticorps Anti-Vibrio	1 mg
5310-0317	BacTrace® Anticorps Anti-Vibrio Cholerae	0,5 mg
Anti-Yersinia		
5310-0313	BacTrace® Anticorps Anti-Yersinia	1 mg

Anti-agents pathogènes humains

Référence	Désignation	Conditionnement
Billes magnétiques recouvertes d'anticorps anti-bactéries		
5350-0040	BacTrace® Anti-E, coli 026	1,0 mL
5350-0044	BacTrace® Anti-E, coli 045	
5350-0041	BacTrace® Anti-E, coli 0103	
5350-0039	BacTrace® Anti-E, coli 0111	
5350-0043	BacTrace® Anti-E, coli 0121	
5350-0042	BacTrace® Anti-E, coli 0145	
5350-0037	BacTrace® Anti-E, coli 0157	
5350-0036	BacTrace® Anti-Salmonella CSA-1	

Anticorps secondaires

Anticorps secondaires biotinylés

Référence	Désignation	Conditionnement
Anti-Chat		
BA-9000-1.5	Anti-Chat IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
Anti-Cheval		
BA-8000-1.5	Anti-Cheval IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
Anti-Chèvre		
BA-9500-1.5	Anti-Chèvre IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Cheval)	1,5 mg
BP-9500-50	Anti-Chèvre IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Cheval) - R.T.U.	50 mL
BA-5000-1.5	Anti-Chèvre IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Lapin)	1,5 mg
Anti-Humain		
5260-0027	Anti-Humain IgA (alpha chain) Biotinylé	0,5 mg
5260-0030	Anti-Humain IgE (epsilon)	
5260-0059	Anti-Humain IgG (H+L) Biotinylé	2,0 mg
5260-0028	Anti-Humain IgG (gamma) Biotinylé	0,5 mg
5260-0031	Anti-Humain IgG (H+L) Biotinylé	
BA-3000-1.5	Anti-Humain IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
5260-0029	Anti-Humain IgM (mu) Biotinylé	0,5 mg
BA-3020-5	Anti-Humain IgM (mu) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	500 µg

Anticorps secondaires biotinylés

Référence	Désignation	Conditionnement
Anti-Lapin		
BA-1000-1.5	Anti-Lapin IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
BA-1100-1.5	Anti-Lapin IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Cheval)	
BP-9100-50	Anti-Lapin IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre) - R.T.U.	
5260-0060	Anti-Lapin IgG (H+L) Biotinylé	2,0 mg
5260-0038		0,5 mg
Anti-Mouton		
BA-6000-1.5	Anti-Mouton IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Lapin)	1,5 mg
5260-0057	Anti-Mouton IgG (H+L) Biotinylé	0,5 mg
Anti-Porc		
5260-0036	Anti-Porc IgG (gamma) Biotinylé	0,5 mg
Anti-Rat		
5260-0041	Anti-Rat IgM (mu) Biotinylé	0,5 mg
BA-9400-1.5	IgG (H+L) Anti-Rat Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
BA-4000-1.5	IgG (H+L) Anti-Rat Biotinylé (fait chez le Lapin)	1,5 mg
BA-4001-.5	IgG (H+L) Anti-Rat Biotinylé, adsorbé sur Ig de souris (fait chez le Lapin)	500 µg
BA-9401-.5	IgG (H+L) Anti-Rat Biotinylé, adsorbé sur Ig de souris (fait chez la Chèvre)	500 µg
Anti-Souris		
5260-0061	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé, Human Serum Adsorbed	2,0 mg
5260-0046	Anti-Souris IgG (Gamma) Biotinylé, Human Serum Adsorbed	0,5 mg
5260-0048	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé, Human Serum Adsorbed	
5260-0050	Anti-Souris IgG et IgM (H+L) Biotinylé, Human Serum Adsorbed	
5260-0051	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé, Rat & Human Serum Adsorbed	
BA-9200-1.5	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
BP-9200-50	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre) - R.T.U.	50 mL
BA-2000-1.5	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Cheval)	1,5 mg
BA-2001-.5	Anti-Souris IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Cheval), Rat Adsorbed	500 µg
BA-2020-.5	Anti-Souris IgM (Mu) Biotinylé (fait chez la Chèvre), Human Serum Adsorbed	
Autres Espèces		
BA-7000-1.5	Anti-Cobaye IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	1,5 mg
BA-9100-1.5	Anti-Hamster IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	
BA-9010-1.5	Anti-Poulet IgG (H+L) Biotinylé (fait chez la Chèvre)	

Anticorps secondaires biotinylés

Référence	Désignation	Conditionnement
Universels		
BA-1300-2.2	Anti-Souris/Lapin/Chèvre IgG Biotinylé (fait chez le Cheval) "Universel pan-spécifique"	2,2 mL
BA-1400-2.1	Anti-Souris/Lapin IgG (H+L) Biotinylé (fait chez le Cheval) "Universel"	2,1 mg

Anticorps secondaires marqués à la peroxydase



Référence	Désignation	Conditionnement
Anti-Chèvre		
5220-0362	IgG (H+L) Anti-Chèvre - Peroxidase	0,5 mg
PI-9500-1	IgG (H+L) Anti-Chèvre (fait chez le Cheval) - Peroxidase	1 mg
Anti-Lapin		
5220-0335	IgG (H+L) Anti-Lapin, Extra Serum Adsorbed - Peroxidase	1 mg
5220-0393	IgG (H+L) Anti-Lapin, F(ab') ₂ fragment, Human Serum Adsorbed - Peroxidase	0,5 mg
5220-0337	IgG (H+L) Anti-Lapin, Human Serum Adsorbed - Peroxidase	1 mg
5220-0336		
5220-0283	IgG (H+L) Anti-Lapin - Peroxidase	0,1 mg
5450-0010		1,0 mL
PI-1000-1	IgG (H+L) de Lapin (fait chez la Chèvre)	1 mg
Anti-Mouton		
5220-0372	IgG (H+L) Anti-Mouton - Peroxidase	0,5 mg
Anti-Rat		
5220-0459	IgG (H+L) Anti-Rat, Mouse Serum Adsorbed - Peroxidase	1,0 mL
5220-0365		0,5 mg
5220-0364	IgG (H+L) Anti-Rat - Peroxidase	
PI-9400-1	IgG (H+L) Anti-Rat - HRP	1 mg
PI-9401-5	IgG (H+L) Anti-Rat (Mouse Adsorbed) - HRP	0,5 mg
Anti-Souris		
5220-0288	IgG (H+L) Anti-Souris, Rabbit and Human Serum Adsorbed - Peroxidase	0,1 mg
5220-0287	IgG (H+L) Anti-Souris, Rat and Human Serum Adsorbed - Peroxidase	
5220-0395	IgG (H+L) Anti-Souris, F(ab') ₂ fragment, Human Serum Adsorbed - Peroxidase	0,5 mg
5220-0338	IgG (H+L) Anti-Souris, Extra Serum Adsorbed - Peroxidase	1 mg

Anticorps secondaires marqués à la peroxydase

Référence	Désignation	Conditionnement
5450-0011		1,0 mL
5220-0286	IgG (H+L) Anti-Souris, Human Serum Adsorbed - Peroxidase	0,1 mg
5220-0341		
PI-2000-1	IgG (H+L) Anti-Souris (fait chez le Cheval)	1 mg

NB : Des instruments pour le démasquage d'antigène ou la coloration de lames sont disponibles dans notre section Instrumentation page 76.

**Découvrez notre catalogue complémentaire : ANTICORPS.
Accessible sur simple demande ou en scannant le QR code ci-dessous.**



Lectines

Carbo-Free™ Blocking Solution - Concentré 10X

Cette solution de blocage est un agent à base de protéines utilisé comme solution générale de blocage ou de dilution. Elle est conçue pour les applications utilisant des lectines dans lesquelles la contamination par des glycoprotéines pourrait générer du bruit de fond ou des résultats faussement positifs.


Exempt de glycoprotéines, contrairement à d'autres agents bloquants courants contenant des protéines, tels que le sérum, le lait sec non gras ou la caséine.

Fourni en 125 ml (concentré 10x)




Carbo-Free Blocking solution

Référence	Désignation	Conditionnement
SP-5040-125	Carbo-Free™ Blocking Solution - Concentré 10X	125 mL



Lectin LEL

Retine de souris perfusée à la lectine LEL DyLight 594 : *Lycopersicon Esculentum* (Tomato) Lectin.



Isolectine

Langue de souris FFPE marquée DyLight 594 GSL-1* (Isolectin B4) rouge et contre colorée avec DAPI (bleu).

*Griffonia Simplicifolia Lectin I (GSL I)

Lectines purifiées

Les lectines sont aujourd'hui considérées comme une vaste classe de molécules liant les glycanes. Ces glycanes trouvent leur origine dans des protéines végétales connues pour agglutiner les globules rouges.

En règle générale, les lectines portent le nom de l'organisme à partir duquel elles sont purifiées. Ainsi, une lectine est appelée « lectine/agglutinine du genre de l'espèce », par exemple la *lectine Erythrina cristagalli/agglutinine Erythrina cristagalli (ECL/ ECA)* ou l'*agglutinine Sambucus nigra (SNA)*.

Les lectines des plantes et des champignons constituent un mécanisme de défense de ces espèces pour repousser les protéines, cellules et organismes envahissants.

Ces protéines ont évoluées pour reconnaître de préférence les structures glucidiques, y compris celles qui se trouvent sur les cellules et les tissus des mammifères.

Une fois purifiée, la spécificité de chaque lectine peut être exploitée comme un outil permettant de cibler et de sonder les complexes glycans des systèmes biologiques.

Aleuria Aurantia Lectin (AAL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1390-2	Non Conjuguée	2 mg
B-1395-1	Biotine	1 mg
AL-1393-2	Agarose	2 mL
FL-1391-1	FITC	1 mg

Bauhinia Purpurea Lectin (BPL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1280-5	Non Conjuguée	5 mg

Concanavalin A (Con A)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1000-500	Non Conjuguée	500 mg
FL-1001-25	FITC	25 mg
RL-1002-25	Rhodamine	
AL-1003-10	Agarose	10 mL
AL-1003-100		100 mL
B-1005-5	Biotine	5 mg

Datura Stramonium Lectin (DSL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1180-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1181-2	FITC	2 mg
B-1185-2	Biotine	

Dolichos Biflorus Agglutinin (DBA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1030-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1031-2	FITC	2 mg
FL-1031-5		5 mg
RL-1032-2	Rhodamine	2 mg
B-1035-5	Biotine	5 mg

Erythrina Cristagalli Lectin (ECL, ECA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1140-10	Non Conjuguée	10 mg
FL-1141-5	FITC	5 mg
AL-1143-2	Agarose	2 mL
B-1145-5	Biotine	5 mg

Galanthus Nivalis Lectin (GNL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1240-5	Non Conjuguée	5 mg
AL-1243-5	Agarose	
FL-1241-2	FITC	2 mg
B-1245-2	GNL Biotine	

Griffonia (Bandeiraea) Simplicifolia Lectin I (GSL I, BSL I)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1100-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1101-2	FITC	2 mg
FL-1101-5		
RL-1102-2	Rhodamine	
B-1105-2	Biotine	

GSL I - isolectin B4

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1104-1	Non Conjuguée	1 mg
FL-1201-.5	FITC	0,5 mg
B-1205-.5	Biotine	
DL-1207-.5	DyLight™ 594	
DL-1208-.5	DyLight™ 649	

Griffonia (Bandeiraea) Simplicifolia Lectin II (GSL II, BSL II)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1210-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1211-2	FITC	2 mg
B-1215-2	Biotine	

Jacalin

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1150-25	Non Conjuguée	25 mg
FL-1151-5	FITC	5 mg
AL-1153-10	Agarose	10 mL
B-1155-5	Biotine	5 mg

Lens Culinaris Agglutinin (LCA, LcH)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1040-25	Non Conjuguée	25 mg
DL-1048-1	DyLight 649	1 mg
FL-1041-5	FITC	5 mg
B-1045-5	Biotine	

Lotus Tetragonolobus Lectin (LTL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1320-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1321-2	FITC	2 mg
B-1325-2	Biotine	

Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1170-2	Non Conjuguée	2 mg
FL-1171-1	FITC	1 mg
B-1175-1	Biotine	
TL-1176-1	Texas Red®	
DL-1177-1	DyLight™ 594	
DL-1178-1	DyLight™ 649	
DL-1178-1	DyLight™ 649	

Maackia Amurensis Lectin II (MAL II, MAH)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1260-2	Non Conjuguée	2 mg
B-1265-1	Biotine	1 mg

Maclura Pomifera Lectin (MPL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1340-5	Non Conjuguée	5 mg

Narcissus Pseudonarcissus (Daffodil) Lectin (NPL, NPA, DL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1370-5	Non Conjuguée	5 mg
B-1375-2	Biotine	2 mg

Peanut Agglutinin (PNA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1070-5	Non Conjuguée	5 mg
L-1070-25		25 mg
FL-1071-5	FITC	5 mg
RL-1072-5	Rhodamine	
AL-1073-2	Agarose	2 mL
AL-1073-5		5 mL
B-1075-5	Biotine	
CL-1073-1	CY3	1 mg
CL-1075-1	CY5	

Phaseolus Vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1120-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1121-2	FITC	2 mg
B-1125-2	Biotine	

Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L)

Référence	Désignation	Conditionnement
FL-1111-2	FITC	2 mg
B-1115-2	Biotine	
L-1110-5	Non Conjuguée	5 mg

Pisum sativum Agglutinin (PSA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1050-10	Non Conjuguée	10 mg
B-1055-5	Biotine	5 mg

Ricinus Communis Agglutinin I (RCA I, RCA120)

Référence	Désignation	Conditionnement
RL-1082-5	Rhodamine	5 mg

Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1300-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1301-2	FITC	2 mg
AL-1303-2	Agarose	
B-1305-2	Biotine	
CL-1303-1	CY3	1 mg
CL-1305-1	CY5	

Solanum Tuberosum (Potato) Lectin (STL, PL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1160-5	Non Conjuguée	5 mg
B-1165-2	Biotine	2 mg

Soybean Agglutinin (SBA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1010-10	Non Conjuguée	10 mg
L-1010-25		25 mg
FL-1011-2	FITC	2 mg
AL-1013-2	Agarose	2 mL
B-1015-5	Biotine	5 mg

Succinylated Wheat Germ Agglutinin

Référence	Désignation	Conditionnement
FL-1021S-5	FITC	5 mg
AL-1023S-2	Agarose	2 mL
B-1025S-5	Biotine	5 mg

Ulex Europaeus Agglutinin I (UAE I)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1060-2	Non Conjuguée	2 mg
FL-1061-2	FITC	
FL-1061-5		5 mg
RL-1062-2	Rhodamine	2 mg
AL-1063-2	Agarose	2 mL
B-1065-2	Biotine	2 mg
DL-1067-1	DyLight™ 594	1 mg
DL-1068-1	DyLight™ 649	

Vicia Villosa Lectin (VVL, VVA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1230-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1231-2	FITC	2 mg
AL-1233-2	Agarose	
B-1235-2	Biotine	

Wheat Germ Agglutinin (WGA)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1020-10	Non Conjuguée	10 mg
L-1020-25		25 mg
FL-1021-5	FITC	5 mg
FL-1021-10		10 mg
RL-1022-5	Rhodamine	5 mg
AL-1023-2	Agarose	2 mL
AL-1023-10		10 mL
B-1025-5	Biotine	5 mg
PL-1026-2	Peroxydase	2 mg

Wisteria Floribunda Lectin (WFA, WFL)

Référence	Désignation	Conditionnement
L-1350-5	Non Conjuguée	5 mg
FL-1351-2	FITC	2 mg
AL-1353-2	Agarose	
B-1355-2	Biotine	

Bioconjugaison

Kit de conjugaison

Référence	Désignation	Conditionnement
A-9202-001	ALL-in-One™ - Kit de conjugation Anticorps - Oligonucléotide	Kit

Réactifs de marquage biotine et digoxigénine

Référence	Désignation	Conditionnement
B-1001-010	ChromaLINK® Biotin (DMF Soluble)	10 mg
B-1001-105		5 x 1 mg
B-1007-105	Sulfo ChromaLINK® Biotin (Water Soluble)	5 x 1 mg
B-1012-010	ChromaLINK® Biotin Maleimide	10 mg
B-9007-009K	ChromaLINK® One-Shot™ Biotinylation Kit	Kit
B-9007-105K	ChromaLINK® Biotin Protein Labeling Kit	
B-9014-009K	ChromaLINK® Digoxigenin One-Shot™ Labeling Kit	

Billes magnétiques fonctionnalisées

Les billes magnétiques ont une liaison non spécifique des biomolécules beaucoup moins importante que l'agarose. Cependant, il est préférable de les bloquer au préalable avec de la BSA ou du sperme de saumon pour diminuer la possibilité de bruit de fond.

Billes magnétiques fonctionnalisées

Référence	Désignation	Conditionnement
M-1002-010	NanoLINK® Billes magnétiques de streptavidine (1.0 µm)	1 mL
M-1002-020		2 mL
M-1002-100		10 mL
M-1003-010	MagnaLINK® Billes magnétiques de streptavidine (2.8 µm)	1 mL
CCT-1497-1	High Capacity Streptavidin Magnetic Beads - 1 mL	5 mL
CCT-1497-5	High Capacity Streptavidin Magnetic Beads - 5 mL	
CCT-1035-1	Alkyne Magnetic Beads - 1 mL	1 mL
CCT-1035-5	Alkyne Magnetic Beads - 5 mL	5 mL
CCT-1036-1	Azide Magnetic Beads - 1 mL	1 mL
CCT-1036-5	Azide Magnetic Beads - 5 mL	5 mL

Billes magnétiques fonctionnalisées

Référence	Désignation	Conditionnement
CCT-1037-1	DBCO Magnetic Beads - 1 mL	1 mL
CCT-1037-5	DBCO Magnetic Beads - 5 mL	5 mL
CCT-1559-1	Methyltetrazine Magnetic Beads - 1 mL	1 mL
CCT-1559-5	Methyltetrazine Magnetic Beads - 5 mL	5 mL

Billes magnétiques d'agarose

Référence	Désignation	Conditionnement
N-1000-002	Streptavidin Agarose Ultra Performance™	2 mL

Chimie Click

Pourquoi choisir la chimie click ?

Découvrez les avantages différenciant qui font de la chimie click un outil essentiel pour les réactions de bioconjugaison.

Propriétés	Plus value
Haute spécificité	Réactions hautement spécifiques, même dans des environnements biologiques complexes
Cinétique des réactions rapides	Des réactions rapides et efficaces
Rendement et pureté élevés	Rendements quasi-quantitatifs avec un minimum de sous-produits
Conditions douces et biocompatibles	Compatibilité avec les systèmes biologiques dans des conditions de réaction douces
Modularité	Les composants modulaires permettent d'incorporer divers groupes fonctionnels dans les molécules afin de répondre aux exigences des applications.
Réactions modulables	Réactions évolutives avec des résultats reproductibles à petite et grande échelle
Solubilité	Compatible avec les solvants aqueux et organiques : il permet des réactions dans une large gamme de conditions expérimentales.

Comment choisir sa solution de chimie click ?

Fonctionnalité	CuAAC Cycloaddition azotée-alkynée catalysée par le cuivre.	SPAAC Cycloaddition azotée-alkynée favorisée par la contrainte
Partenaires de réaction	Azide et alcyne terminal	Azide et DBCO (cyclooctyne)
Cinétique de réaction	Rapide	Modérée
Besoins en catalyseurs	Nécessite un catalyseur à base de cuivre (Cu(II)). Les ligands chélateurs de cuivre accélèrent l'efficacité et la cytotoxicité.	Pas de catalyseur nécessaire (sans cuivre)
Biocompatibilité	Limitée	Hautement biocompatible, idéal pour les applications in vivo
Cytotoxicité	Peut être cytotoxique en raison du cuivre	Non-toxique (pas de catalyseur en cuivre)
Rendement de la réaction	Rendement et efficacité élevés in vitro	Rendements élevés mais plus lents que la tétrazine-TCO
Concentrations des réactifs	Il faut généralement des concentrations micromolaires d'azide et d'alcyne, ainsi qu'un catalyseur en cuivre, pour obtenir des rendements efficaces.	Peut fonctionner à des concentrations micromolaires à millimolaires, mais des concentrations plus faibles ralentissent la vitesse de réaction.
Avantage clé	Bien établi, efficace et à haut rendement in vitro	Sans cuivre, bioorthogonal et adapté aux conditions biologiques douces

Fluorochromes fonctionnalisés pour la chimie click

Nous vous proposons un catalogue varié de fluorochromes : conçus pour répondre à une vaste gamme d'applications.

Nos fluorophores répondent aux besoins de la recherche scientifique de recherche scientifique grâce à une multitudes de chimies permettant une conjugaison facile à une variété de biomolécules.



Notre portefeuille comprend des fluorochromes fonctionnalisés aux performances de premier ordre, couvrant toute la gamme spectrale de l'UV au NIR, et comportant plusieurs groupes réactifs pour un marquage polyvalent.

La fabrication de ces réactifs répond à des normes de qualité stricte et peut être faite sur mesure.

AZDyes

Similaire aux colorants Alexa Fluor™ : avec options de chimie de conjugaison multiples, large sélection spectrale, haute photo stabilité et intensité de signal.

Utilisable pour le marquage fluorescent d'anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d'amplification pour diverses applications.



AQuora® Dyes

Conjugué avec des espaces PEG pour augmenter la solubilité, réduire la liaison non spécifique et permettre un degré de marquage (DOL) très élevé.



Adapté pour des applications complexes telles que la microscopie à super-résolution ou le marquage fluorescent de cibles peu abondantes.



Cyanine Dyes

Colorants hydrophiles photostables et lumineux, avec divers groupes réactifs, idéale pour le marquage de protéines, peptides et oligonucléotides.

Disponibles en cyanines sulfonées et non sulfonées.



MB Dyes

Colorants hydrophiles lumineux, moins sensibles à l'auto-extinction.

Colorants polyvalents utilisés dans diverses applications de recherche et médicales.

Tamra Dyes

Colorant fluorescent couramment utilisé pour modifier/marquer des oligonucléotides pour des applications FRET et PCR en temps réel.

Disponible en formats permettant la chimie click avec ou sans catalyse au cuivre.







IR Dyes

Colorants photostables largement utilisés dans les applications d'imagerie en temps réel et de traçage.

Disponibles avec divers groupes réactifs permettant le marquage de nombreuses biomolécules.



Cal Fluor Dyes


Sondes azotées fluorogéniques activées par chimie click, catalysée par le cuivre ou sans cuivre.

Permettent la détection sensible de biomolécules sans étape de lavage, pour des applications nécessitant une visualisation précise de molécules marquées métaboliquement.

Autres colorants fluorescents et quenchers

Colorants fluorescents et quenchers aux propriétés bien documentées dans de nombreuses méthodologies.

MB 800z : nouvelle classe de colorants NIR à protection stérique, utilisés dans les applications de diagnostic et d'imagerie nécessitant une haute sensibilité et photostabilité.



PRODUCTION À FAÇON

Votre Formulation, Notre Expertise

Besoin d'un milieu de culture, d'une solution ou d'un réactif avec une formulation spécifique ?

Eurobio Scientific met son savoir-faire et ses infrastructures de pointe à votre service pour concevoir et produire vos solutions sur mesure.



Site de fabrication
Les Ulis



Pourquoi choisir Eurobio Scientific ?



Qualité certifiée

Fabrication sous contrôle strict pour une traçabilité irréprochable



Flexibilité

Divers conditionnements possible (volume et contenant)



Expertise éprouvée

Une équipe dédiée pour adapter chaque solution à votre cahier des charges


Culture cellulaire, biologie moléculaire... Quelle que soit votre application, Eurobio Scientific vous fournit des solutions personnalisées, conçues pour répondre à vos exigences.

POUR PASSER COMMANDE

1 Notre équipe d'administration des ventes (ADV) est à votre service :
adv@eurobio-scientific.com

2 Pour toute commande via l'UGAP : www.ugap.fr

Scannez le QR code ci-dessous pour accéder au catalogue de nos produits qui y sont référencés.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DATE D'EFFET : 1^{ER} JANVIER 2025

Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Générales ») sont applicables à compter de leur date d'effet aux ventes de Produits par la société Eurobio Scientific SA, dont le siège social est 7 Avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis, France (le « Vendeur ») à ses clients professionnels (« Client(s) »).

1. Dispositions générales

Les Conditions Générales sont systématiquement remises ou adressées au Client pour lui permettre de passer commande. Elles sont également disponibles sur le site internet du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment tout ou partie des Conditions Générales ; étant précisé, toutefois, que, pour chaque bon de commande notifié par le Client au Vendeur, les Conditions Générales applicables seront celles en vigueur au jour de la réception du bon de commande par le Vendeur. En conséquence, la passation de commande par le Client au Vendeur vaudra acceptation par le Client des Conditions Générales alors en vigueur, ainsi que sa reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions ayant une finalité similaire. Sauf conditions particulières, ou accord écrit contraire signé par le Vendeur et le Client, les Conditions Générales prévaudront sur tout autre document contractuel quel qu'il soit, oral ou écrit, conclu entre les Parties.

2. Barème des prix

Le Vendeur se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment le prix d'un ou plusieurs Produits ; étant précisé que, pour chaque bon de commande, le barème des prix applicables est celui en vigueur à la date dudit bon de commande. Les prix affichés sont libellés en euros et hors taxes, hors frais de transport et de livraison et hors escompte (livraison EXW Les Ulis – Incoterm CCI 2020). Le taux de TVA applicable, le cas échéant, est calculé et appliqué selon le taux en vigueur au moment de la commande, sur le montant total des achats réalisés par le Client. Le cas échéant, les Parties pourront convenir d'un commun accord écrit de conditions tarifaires particulières dérogeant aux prix du barème. Toutes variations des droits de douane ou d'importation et des frais de transitaires, toutes augmentations de prix résultant de modifications apportées au taux de change, de réévaluations ou de dévaluations monétaires devenues effectives entre la date de la commande et la date d'importation des produits seront supportées par le Client.

3. Frais annexes

Le Vendeur peut être amené à facturer des frais annexes complémentaires en fonction de la commande. Ces frais sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année en fonction de l'évolution des coûts engagés.

Frais de logistique : pour toute commande d'un montant inférieur à 500€HT, il sera facturé une participation aux frais de logistique, manipulations et gestion administrative sur la base d'un montant forfaitaire de 40€HT. Ces frais s'appliquent pour les livraisons sur le territoire métropolitain. Hors cas de livraison franco de port, ces frais ne sont pas compris dans les prix des Produits communiqués dans le barème des prix et seront à la charge du Client conformément au présent article.

Frais de carboglace : pour tout envoi de produits congelés en carboglace, une participation forfaitaire de 48€HT sera appliquée.

Frais de livraison express et Urgences : un service de commande à traitement prioritaire « spécial URGENCE », est disponible contre paiement d'un montant forfaitaire de 50€HT auquel s'ajouteront les frais de port effectivement engagés. Une telle commande devra être confirmée par écrit. Deux options Urgence sont proposées, livraison le jour même en transport par taxi pour une distance maximum de 500km depuis le siège du Vendeur et sous réserve que la demande soit passée avant 11h du matin, livraison le lendemain pour les commandes passées au-delà de 11h. Au-delà de 15h30, aucune commande ne pourra être passée pour le lendemain.

Autres frais : Pour toutes livraisons vers la Corse, sera facturé un montant forfaitaire de 70€HT auquel s'ajouteront les frais de transport engagés par le Vendeur. Pour les livraisons en DROM-COM ou à l'étranger : nous consulter.

Note : au cas où les frais engagés pour l'expédition des Produits dépasseraient de plus de 20% le montant de la participation aux frais de livraison, le Vendeur se réserve la possibilité de faire supporter le montant exact des frais de port par le Client. Le Vendeur se réserve le droit à sa seule discrétion de déterminer la méthode d'expédition. Pour toute commande livrable en urgence en dehors de la France métropolitaine, la livraison sera intégralement à la charge du Client.

4. Bons de Commande - Changements – Annulation

Le Client qui souhaite acheter un Produit doit adresser un bon de commande au Vendeur en précisant, notamment : ses coordonnées complètes, son numéro de téléphone, une adresse email, ainsi que son numéro de client s'il en possède un ; les références Eurobio Scientific complètes des Produits ; l'adresse requise de livraison et celle de facturation si cette dernière est différente ; le détail des prix des Produits Eurobio Scientific qu'il souhaite commander sur la base du barème des prix communiqués ainsi que les éventuels codes promotion.

Les commandes passées en vertu des présentes Conditions Générales ne peuvent être modifiées ou amendées que par accord écrit contresigné par le Client et le Vendeur, établissant les modifications spécifiques à apporter, ainsi que l'effet éventuel desdites modifications sur les prix et délais de livraison. Le Client ne peut en aucune manière annuler sa commande sauf si ladite annulation fait l'objet d'un accord écrit du Vendeur, auquel cas le Vendeur avisera le Client du coût de ladite annulation que le Client s'engage à payer.

5. Conditions de livraison – Réception des Produits

Eurobio Scientific a établi une classification de ses références en fonction de leur fréquence de vente. Les références classées A et B ont des fréquences de ventes permettant de les avoir en stock. Les références classées C ont des ventes ponctuelles, leur approvisionnement se fait au fil des commandes clients.

Pour les références A et B, sous réserve des stocks disponibles (la répartition du stock de Produits étant à la libre discrétion du Vendeur), le Vendeur s'engage à traiter toute commande acceptée dans un délai maximum de 48 heures sur une période de deux jours ouvrés, à compter de la date de réception du bon de commande concerné conformément à l'Article 4 ci-dessus. Pour les références C le délai entre la réception de la commande et la remise au transporteur est variable selon le délai d'approvisionnement de la référence auprès du fournisseur.

Le délai de livraison in fine est celui du transporteur. Il faut généralement compter 24h après remise au transporteur pour la France métropolitaine hors Corse.

Les références nécessitant d'être transportées avec de la carboglace sont expédiées du lundi au mercredi hors semaine de jour férié afin de réduire au maximum le risque de rupture de la chaîne du froid. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Il s'ensuit que les retards éventuels ne peuvent justifier en aucun cas l'annulation de la commande, ni l'application de pénalités par le Client, ou engager la responsabilité du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de livrer en plusieurs fois les commandes ; dans ce cas, chaque livraison étant facturée séparément, les délais de paiements courent à compter de l'émission de la facture spécifique. Le retard de l'une des livraisons partielles ne pourra dégager le Client de son obligation d'accepter les livraisons restantes.

Les Produits sont expédiés à l'adresse de livraison communiquée par le Client au bon de commande, et voyagent aux risques et périls du Client. Celui-ci a la responsabilité de réceptionner les Produits, les contrôler immédiatement à l'arrivée et, en cas de vices apparents ou défaut de conformité, de faire toutes réserves nécessaires auprès du transporteur et du Vendeur, aucune réclamation n'étant admise ultérieurement.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, le Client devra informer le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fax ou email confirmés par courrier dans le délai de 72h, de tous vices apparents ou défauts de conformité des Produits livrés. Passé ce délai, toute réclamation de quelque nature que ce soit sera considérée comme irrecevable. En l'absence de réserves ou en cas de réserves tardives voire irrégulières, les livraisons sont présumées conformes au bon de livraison et avoir été correctement effectuées au moment de la réception des Produits. Le défaut de conformité d'une partie de la livraison ne dispense pas le Client de son obligation de payer les Produits pour lesquels il n'existe aucune contestation. Aucun retour ou refus de marchandises ne peut être fait sans accord préalable du Vendeur.

6. Force Majeure

Constitue une cause d'exonération de responsabilité du Vendeur tout cas de force majeure ainsi que tout événement, prévisible ou non au moment de la vente, qui se trouve raisonnablement hors de son contrôle, dont il ne peut empêcher ou prévenir les effets et qui est de nature à l'empêcher temporairement ou définitivement d'accomplir en tout ou partie ses obligations contractuelles compte tenu de la diligence normale que l'on peut requérir de lui. Ainsi notamment : l'action ou l'inaction du Client, embargo ou tout autre acte gouvernemental, réglementation ou requête affectant le cours normal des affaires du Vendeur, incendie, explosion, accident, vol, vandalisme, émeute, acte de guerre, grève ou autres difficultés sociales, le blocage des routes, la rupture d'approvisionnement, la neige, l'incendie, la foudre, inondations, tempête, retard ou grève de transport ou impossibilité de trouver la main d'oeuvre nécessaire, l'approvisionnement en matériaux ou l'énergie à des prix normaux, une épidémie et/ou un confinement sans que cette énumération ait un caractère limitatif.

7. Prestation d'installation et mise en service des équipements

Pour les Produits Eurobio Scientific nécessitant une installation spécifique (notamment les machines), leur installation et mise en service, y compris leur branchement, se fera obligatoirement sous le contrôle des techniciens du Vendeur, à moins qu'il en ait été au préalable décidé autrement entre les Parties.

8. Garanties - Responsabilités

Les Produits vendus ne sont ni repris, ni échangés. Les réclamations concernant des défauts ou vices apparents des Produits ne pourront être prises en considération que si elles sont faites par écrit par le Client, au plus tard dans les 72h (soixante-douze heures) après leur réception par le Client, et sont accompagnées de l'indication de la date de livraison, du numéro du bon de livraison, ainsi que du ou des noms et références catalogue du Produit, comme il est dit à l'article 5.

Le Vendeur décline toute responsabilité pour le cas où les Produits n'auraient pas été convenablement choisis, ou utilisés par le Client, ou lorsque les dommages sont dus à une manipulation ou un stockage non-appropriés par le Client ; aucun retour de Produit n'est accepté sans l'accord préalable et écrit du Vendeur. La seule garantie applicable aux Produits consiste dans le remplacement gratuit des Produits Eurobio Scientific dont il est établi qu'ils sont défectueux ou inutilisables en raison de vices cachés. S'il est impossible de procéder au remplacement d'un Produit, il sera remboursé, ou fera l'objet d'un crédit en faveur du Client. Garanties particulières relative aux équipements : nos appareils vendus neufs en sus des Produits sont garantis douze mois (sauf consommables)

pièces et main-d'oeuvre à compter de la date d'installation chez le Client. Les dommages d'origine externe ou consécutifs à une mauvaise utilisation de l'équipement ou à une utilisation non conforme, à un choc, à une exposition prolongée à l'humidité ou tout autre agent extérieur nocif ou corrosif, sont exclus de la présente garantie.

En tout état de cause, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le montant total maximum de toutes les indemnités pouvant être versée par le Vendeur au titre d'une réclamation ou demande quelconque d'un Client relative à un Produit (en ce compris un équipement) Eurobio Scientific dans le cadre des présentes Conditions Générales, ou des Conditions Particulières conclues avec le Client, ne peut excéder le prix effectivement versé par le Client au Vendeur au titre du Produit ou de l'équipement Eurobio Scientific concerné.

9. Paiement - Pénalités de retard et Réserve de Propriété

Nos factures sont établies conformément à la législation en vigueur et sont payables à notre siège social, net sous 30 jours date de facture. Aucun escompte n'est consenti pour un paiement anticipé.

En cas de retard de paiement, le Client sera redevable de plein droit, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, de pénalités au taux de refinancement le plus récent ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon le cas, majoré de 10 points, soit 15%. Le Client sera en outre redevable de plein droit, dès le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros HT ou son montant établi par Décret. Ces intérêts de retards et pénalités devront être réglés par le Client en sus du prix.

Par application des dispositions de l'article 2367 du Code Civil, le Vendeur ou ses ayants droit se réserve(nt) la propriété des Produits (y compris équipements) vendus au Client jusqu'au paiement complet du prix et des pénalités et frais décrits ci-dessus. Néanmoins, le Client supporte tous les risques que les Produits (y compris les équipements) peuvent encourir ou occasionner, à partir du moment où ils sont remis au transporteur comme il est indiqué aux présentes Conditions Générales.

Les Parties reconnaissent et acceptent que le bénéfice de la réserve de propriété stipulée ci-dessus se reporte sur la créance du Client à l'égard de sous-acquéreurs ou sur l'indemnité d'assurance subrogée aux Produits en cas de revente de ceux-ci par application des dispositions de l'article 2372 du Code civil. En cas de revente des Produits Eurobio Scientific par le Client avant complet paiement au Vendeur, le Client s'engage à consigner la partie du prix de revente correspondant au prix des Produits Eurobio Scientific facturé par le Vendeur et à honorer ses obligations de paiement à l'échéance convenue. Ainsi, le Vendeur pourra revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs le prix ou la partie du prix des Produits Eurobio Scientific vendus sous clause de réserve de propriété qui n'aura été ni payé, ni réglé, ni compensé en compte courant entre le Client et ses sous-acquéreurs. Pour l'exercice de ce droit, le Client s'engage à fournir au Vendeur, sans délai et à première demande, tous les renseignements ou documents utiles concernant ses sous-acquéreurs (identité, quantité vendue, état des ventes, mode et délais de paiement, factures, journal des ventes, etc.). Les dispositions de l'article L. 624-16 du Code de commerce s'appliquent, dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Client.

Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier (jusqu'à supprimer) le montant d'encours éventuellement accordé au Client à tout moment, et d'exiger un paiement comptant le cas échéant, notamment en cas d'incident de paiement ou d'informations financières défavorables. En cas de dépassement du montant de l'encours autorisé, le Vendeur se réserve le droit de demander pour toute nouvelle commande, ainsi que pour les commandes en cours non honorées, le règlement en avance du prix des produits commandés sur présentation de facture(s) pro forma avant toute livraison. En outre, le Client accepte de fournir à tout moment les garanties de sa solvabilité, notamment si la situation économique et/ou son crédit se détériorent. Faute de recevoir ces garanties, le Vendeur est en droit de résilier sans dommages et intérêts les commandes et contrats en cours. En cas d'incident de paiement avéré, le Vendeur adressera au Client une mise en demeure avec un préavis de huit jours pour régulariser la situation. Au-delà de ce délai, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Litiges sur factures : lorsque le Client constate que des prix de vente facturés ne correspondent pas au barème de prix applicable à sa commande, il doit en informer le Vendeur sans délais. Le Vendeur procédera alors à l'émission d'un avoir annulant la facture initiale et d'une nouvelle facture rectificative. En tout état de cause, la date et les conditions de paiement de la facture rectificative resteront celles de la facture d'origine, et, en cas de retard de paiement, les intérêts de retards et pénalités mentionnés ci-dessus s'appliqueront au montant de la facture rectificative.

10. Utilisation des Produits par le Client

Les Produits Eurobio Scientific sont des réactifs de laboratoire, et, à moins d'indication contraire au recto de la facture du Vendeur ou sur les étiquettes du Produit ou dans l'un des catalogues du Vendeur, ils ne doivent pas être utilisés dans d'autres buts, notamment et sans que ces exemples soient limitatifs : in-vivo, dans les produits alimentaires, en médicaments, en produits médicaux ou cosmétiques pour les humains ou animaux ou dans des buts commerciaux.

11. Retours

Aucun retour par le Client en port dû ne sera accepté. Les Produits Eurobio Scientific ne peuvent être retournés ni leur valeur portée au crédit du Client qu'avec la permission préalable du Vendeur et, dans ce cas, seulement en stricte conformité avec les instructions de réexpédition du Vendeur. Le prix de vente des Produits Eurobio Scientific retournés dans ces conditions de conformité sera crédité au compte du Client sous déduction de 15% de ce prix de vente, et seulement si les Produits Eurobio Scientific sont dans leur état d'origine. Les produits stériles, les

sérums et les produits périssables ne sont jamais repris ou échangés.

12. Propriété intellectuelle

Pour les besoins des Conditions Générales, le terme « Droits de Propriété Intellectuelle » signifie tous les droits de propriété intellectuelle suivants relatifs aux Produits Eurobio Scientific : (i) brevets, demandes de brevet, droits sur les brevets, inventions qu'elles soient ou non brevetables ou brevetées, ainsi que toutes les améliorations y afférant ; (ii) dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, habillages commerciaux, logos, slogans, topographie de produits semi-conducteurs, dessins et modèles enregistrés et non enregistrés, marques ainsi que les enregistrements et demandes d'enregistrement y afférentes ; (iii) droits d'auteur, qu'ils aient été enregistrés ou non, y compris notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les compilations, bases de données (y compris le droit sui generis sur les bases de données) et logiciels (y compris toutes les sources qui sont à leur base ou qui s'y rapportent, les codes objets et les codes sources), les manuels et autres documentations, les enregistrements visuels et/ou sonores ainsi que tous les dérivés, traductions, adaptations et combinaisons de ce qui précède ; (iv) les noms de domaine et leurs extensions, et (v) le savoir-faire, les secrets de fabrication, les informations confidentielles ou privées et les techniques et recherches en cours. Tous les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs aux Produits commercialisés par le Vendeur sont et restent la propriété exclusive du Vendeur et aucune disposition des Conditions Générales ne saurait être interprétée comme opérant un transfert d'un Droit de Propriété Intellectuelle du Vendeur au Client. Toute reproduction totale ou partielle, modification, diffusion, exploitation ou utilisation des Droits de Propriété Intellectuelle visés au précédent paragraphe, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable du Vendeur, est strictement interdite.

13. Confidentialité

Sauf accord préalable écrit du Vendeur, le Client s'engage à garder confidentielles toutes les informations relatives au Vendeur, ses Produits ou son activité, qui auraient été portées à sa connaissance par le Vendeur dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Client se porte fort du respect du présent engagement de confidentialité par ses salariés, préposés, mandataires ou représentants. Le présent engagement de confidentialité restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date du dernier bon de commande adressé par le Client au Vendeur.

14. Droit applicable – Tribunal compétent

Les Conditions Générales sont soumises au droit français.

A défaut de règlement amiable entre les Parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'une mise en demeure adressée à cet effet par une Partie à l'autre Partie, tous litiges entre les Parties auxquels pourraient donner lieu les présentes Conditions Générales de Vente ou qui pourront en être la suite, l'exécution ou la conséquence, seront soumis, sous réserve des dispositions légales applicables, à la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Évry (France).

15. Lutte contre le travail clandestin

Le Vendeur certifie être en conformité avec l'article L-324-10 du code du travail relatif à la lutte contre le travail clandestin.

16. Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de la relation entre le Client et le Vendeur, des données à caractère personnel sont appelées à être collectées et traitées en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa dernière version modifiée (LIL). Le Vendeur, tout comme le Client, demeure responsable du traitement des données personnelles de contact collectées dans le cadre de la relation commerciale, en particulier les noms, prénoms, adresses email, adresses physiques et numéros de téléphone professionnels de collaborateurs. Chacun s'engage à ne traiter ces données que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la relation commerciale, à respecter le RGPD et la LIL, et à prendre toute mesure technique pour préserver la sécurité et la confidentialité de ces données. Le Vendeur pourra toutefois être amené à communiquer ces données à certains sous-traitants, en particulier aux transporteurs livrant les Produits ou équipements vendus au Client. Le Client et ses collaborateurs concernés disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité, d'opposition au traitement de ces données, du droit de retirer leur consentement à leur traitement, et du droit de définir des directives relatives au traitement de ces données après leur décès. Ils peuvent exercer leurs droits par courrier envoyé en recommandé à Eurobio Scientific, Service Protection des Données, à l'adresse du siège. En cas de litige portant sur le traitement de données à caractère personnel par le Vendeur, le Client est informé de son droit de saisir la CNIL (coordonnées figurant à l'adresse internet : www.cnil.fr).



eurobio

SCIENTIFIC

7 Avenue de Scandinavie, ZA Courtaboeuf
91940 LES ULIS, France
Tél. : +33 1 69 79 64 80 Fax : +33 1 69 79 05 35
Mail : life@eurobio-scientific.com
www.eurobio-scientific.com



eurobio
SCIENTIFIC

7, avenue de Scandinavie
ZA de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
France
Tel. : + 33 1 69 79 64 80
Fax : + 33 1 69 79 05 35

www.eurobio-scientific.com

